

FOREST 3 S.U.

Le Forest 3 SU, aussi connu comme Forest Stand Up, est un fauteuil électronique verticalisateur avec la plupart des fonctionnalités d'un Forest 3 standard et l'ajout de la fonction Stand Up.



Coloris disponibles :

C4* rouge	C5* noir	C8* jaune	C29* argent	
C53* orange	C55* gris fer	C56* bleu gris	C59* champagne	
C71 bleu métallique	C72 rouge métallique	C73 vert métallique	C76* blanc	C78 bleu clair
C79* bleu pacifique	C85* vert électrique	C87* orange clair	C88* or	C89* cuivre

* existe en mat et en brillant



1 Grâce à son palonnier à l'avant, le Forest 3 SU sera à l'aise à l'intérieur comme à l'extérieur



2 3 positions possibles : verticale, assise ou horizontale



3 Repose-jambes électrique avec compensation automatique de longueur



4 Très confortable avec son assise et son dossier rembourrés



2x12V-80Ah 2x220W 6 km/h 50 km 9° 100 1320



602 400 mini 242 & maxi 350 530 min. 450 & max. 500 610 1170 165 130

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°

