

MATELAS AIR MOTORISÉ AUTOMATIQUE

axtar automorpho®



- **Performance** : système de calcul automatique de la pression de gonflage adaptée à la morphologie de la personne soignée.
- **Sécurité** : alarmes visuelles et sonores. Verrouillage automatique du clavier. Gonflage rapide du matelas. Dégonflage d'urgence par CPR. Base anti-dérapante.
- **Efficacité** : principe actif cliniquement éprouvé dans l'aide au traitement des escarres de stade I à 4. Trois modes : alterné, statique basse pression et soins.
- **Ergonomie** : mode spécifique d'aide aux soins. Cellules amovibles.



AXTAIR AUTOMORPHO

CELLULES

- 18 cellules en PU opaques indépendantes de 12 cm de hauteur.
- 3 cellules de tête statiques et recouvertes d'un oreiller de confort.
- Protection intégrale.

VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- Ouverture ou fermeture de la vanne d'une seule main.
- Dégonflage du matelas en 15 secondes.
- Gonflage du matelas en moins de 2 minutes à l'aide de la pompe de gonflage rapide.

AUTONOMIE

- Autonomie de transport de 8 heures.

HOUSSE

- Housse Promust PU HD, imperméable et respirante
- Compatible avec les produits détergents et désinfectants de surface pour dispositifs médicaux.
- En option, housse soudée CIC (Contrôle des Infections Croisées) Ag²⁺



Numéro de traçabilité au dos du compresseur (n°série)

Bouchon d'obturation du tuyau d'alimentation avec équilibre des pressions en mode transport



Base en mousse amovible dans un compartiment indépendant.



Pompe de gonflage rapide



Face inférieure en textile anti-dérapant amovible.



Transport facilité.



Disponible en matelas grande largeur pour lit médical en 120 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	REFERENCE	DIMENSIONS (cm)	POIDS PATIENT	NORMES FEU	CARACTERISTIQUES SPÉCIFIQUES
AXTAIR AUTOMORPHO complet (compresseur + matelas)	VAXT4/AUTO	195 x 87 x 17	30 à 135 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D	Conformité Electrique et ElectroMagnétique selon les normes CEI60601-1 et CEI60601-1-2
Compresseur AXTAIR AUTOMORPHO	VAXT4/POMPE/AUTO	25 x 13 x 25	—	—	Débit max : 8,5 litres / min Mode alternatif 1 cellule sur 2 toutes les 7 minutes Temps de cycle toutes les 17 à 20 minutes Alimentation électrique : 230V 50Hz - Fusible: 630mA Classe II type BF Puissance moyenne consommée: 5 Watts
Matelas AXTAIR AUTO - Housse intégrale Promust PU HD / Anti-gliss PU-PVC (face inférieure)*	VAXT4/MA/AUTO	195 x 87 x 17	30 à 135 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D	Cellules en PolyUréthane éther 300µ en largeur 87 cm Cellules indépendantes, amovibles. Cellules de tête statiques. CPR d'urgence dégonflage en moins de 15 secondes
Support de base de plus de 5 cm	VAXT/MS (par 4)	195 x 85 x 5	—	—	Base en mousse polyéther de 18 kg/m ³ . Portance 3,5 kPa
Matelas AXTAIR AUTOMORPHO XL en largeur 120 cm Housse intégrale Promust PU HD Anti-gliss PU-PVC (face inférieure)*	VAXT4/MA/XL	195 x 117 x 17	30 à 135 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D	Cellules en PolyUréthane éther 300µ en largeur 117 cm Cellules indépendantes, amovibles. Cellules de tête statiques. CPR d'urgence dégonflage en moins de 15 sec. Fonctionne avec le compresseur VAXT4/POMPE/AUTO
Compresseur AXTAIR AUTOMORPHO XL	VAXT4/POMPE/XL VAXT4/XL VAXT4/CIC	25 x 13 x 25	—	—	Débit max : 8,5 litres / min Mode alternatif 1 cellule sur 2 toutes les 7 minutes Temps de cycle toutes les 17 à 20 minutes Alimentation électrique : 230V 50Hz - Fusible: 630mA Classe II type BF Puissance moyenne consommée: 5 Watts Décibel du compresseur : Pression acoustique suivant NF EN3744 : < 35 dBA
Pompe de Gonflage rapide pour AXTAIR	VKIT/AXT	—	—	—	Compatible avec AXTAIR ONE

Entretien : Housses



Garantie 2 ans.

ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare – 200 rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 – E-mail : contact@askle.com

www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques Photos non contractuelles - Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE

