

PROTECTIONS GAMME MATELAS

Supports statiques  SYSTEM			Supports motorisés  SYSTEM 		
POLYFILM®	POLYMAILLE®	POLYMAILLE® HD	P.U.	Technologie AG2+	Matelassée
					
TYPE DE PROTECTION					
Composition	Film de Polyuréthane hyper-extensible (800 % d'allongement à la rupture).	Enduction Polyuréthane	Enduction Polyuréthane	Enduction Polyuréthane	Enduction Polyuréthane traité avec la technologie Argent Ag ²⁺
Type	Alèse ou drap housse	Housse intégrale	Housse intégrale	Housse intégrale	Housse intégrale matelassée
Usage (MAD/COLL.)		 		 	 
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAU					
Anallergique	✓	✓	✓	✓	✓
Antibactérien		✓	✓	✓	✓
Antimicrobien		✓	✓	✓	✓
Antifongique		✓	✓	✓	✓
Traitement ions argent				✓	
Bi-extensibilité	++	+	++	+	+
Respirabilité	+	++	++	++	++
CARACTÉRISTIQUES CONFECTION					
Mode d'assemblage	Couture	Couture	Soudure + couture	Couture	Couture
Base anti dérapante		✓		✓	✓
Nombre de compartiments		1	1	2	2
Ouverture		3 côtés	3 côtés	Les 2 compartiments : 3 côtés	Compartiment supérieur : totale sur 4 côtés Compartiment inférieur : 3 côtés
Sangle intégrée				✓	✓
Boutons pression				4	6
ENTRETIEN & DÉSINFECTION					
Lavage					
Désinfection	 Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)				
	 Adapté MAD	 Adapté COLLECTIVITÉS	 Adapté COLLECTIVITÉS		



ENVIRONNEMENT
LIT

GAMME MATELAS

GAMME SYSTAM®

CARACTÉRISTIQUES MATELAS					RÉFÉRENCES PROTECTIONS CORRESPONDANTES			
Réf. Matelas	Dim. couchage	Haut. matelas	Modèle	Coins arrondis	Alèse Polyfilm®	Drap Housse Polyfilm®	Housse intégrale Polymaille®	Housse intégrale Polymaille® HD
P111M/P	90 x 200 cm	14 cm	Matelas Hébergement	●		P402PF	P452PM	
P101M/P	90 x 200 cm	17,5 cm	POLYPLOT® - 1 partie 17,5 cm		P401PF	P402PF	P421PM	
P102M/P	90 x 200 cm	17,5 cm	POLYPLOT® - 1 partie 17,5 cm		P401PF	P402PF	P421PM	
P101M/PL	90 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie 14 cm	●	P401PF	P402PF		
P102M/PL	90 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie 14 cm	●			P452PM	P452PF
P102M/PL	80 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie larg. 80	●			P452PM80	P452PF80
P102M/PL	110 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie larg. 110	●			P452PM110	
P102M/PL	120 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie larg. 120	●			P452PM120	
P102M/PL	140 x 200 cm	14 cm	POLYPLOT® - 1 partie larg. 140	●			P452PM140	
P141M/M	90 x 200 cm	17,5 cm	POLYMULTI® - 3 parties		P401PF	P402PF	P421PM	
P161M/O	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Standard	●			P452PM	P452PF
P161M/OP	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Multiportance	●			P452PM	P452PF
P161M/OH	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Heavy	●			P452PM	
P161M/O	90 x 190 cm	14 cm	VISCOFLEX® Long. 190	●			P452PM190	P452PF190
P161M/O	90 x 220 cm	14 cm	VISCOFLEX® Long. 220	●			P452PM220	
P161M/O	70 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 70	●			P452PM70	
P161M/O	80 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 80	●			P452PM80	P452PF80
P161M/O	110 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 110	●			P452PM110	
P161M/O	120 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 120	●			P452PM120	
P161M/O	140 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® larg. 140	●			P452PM140	
P161M/OK	70 x 170 cm	14 cm	VISCOFLEX® Kid Long. 170	●			P452PM170	
P161M/OK	80 x 160 cm	14 cm	VISCOFLEX® Kid Long. 160	●			P452PM160	
P161M/C	90 x 200 cm	14 cm	COMBIFLEX® Standard				P451PM	
P161M/S	90 x 200 cm	6 cm	Surmatelas Standard				P471PM	
P161M/OE	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Évolutif	●			P462PM	
P161M/OR	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Air	●			P462PM	
P161M/O2R	90 x 200 cm	14 cm	VISCOFLEX® Air + Air	●			P462PM	

GAMME SYSTAM®

CARACTÉRISTIQUES MATELAS					RÉFÉRENCES PROTECTIONS CORRESPONDANTES		
Réf. Matelas	Dim. couchage	Haut. matelas	Modèle	Coins arrondis	Housse intégrale P.U.	Housse intégrale AG ²⁺	Housse intégrale Matelassée
PSOF0001	90 x 200 cm	16 cm	SOFCARE™ 840		8POH15PU		
P1000002	90 x 200 cm	18 cm	NOUVEAU P100™		8POH15PU	8POHAGE	
PEOL0002	90 x 200 cm	18 cm	EOLE SUPREME™			8POHAGE	
PEOL0002120	90 x 200 cm	18 cm	EOLE SUPREME™ 120 cm			8POHAGE120	
P1000DFNY	90 x 200 cm	25 cm	AIR EXPRESS™				H36NY