

SANGLE ÉCO



DESCRIPTION

Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle Éco est disponible en taille unique et s'utilise avec tous les verticalisateurs (lève-personnes/releveur-mobiles) munis de système d'accrochage par crochet pour boucles.

UTILISATION

Elle se positionne sous les aisselles ou sur les lombaires en fonction de l'appareil utilisé.

Son rembourrage sous les bras répartit la traction sur le patient et évite les pressions douloureuses, notamment sous les aisselles et au niveau dorsal.



VUE ARRIÈRE



CODE-COULEUR

TU

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

	A	B
Taille unique	29	106



- NORME : NF EN ISO 10535 : 2007

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Prix public H.T.
SXPECO-TU	65,00 €	61,61 €