

LAMBDA/175KG

DESIGN
ET
CONCEPTION
DANOIS



HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE



Diamètre des roues
150 mm.



40 cycles d'autonomie.





Structure métallique
en acier inoxydable
recouvert d'époxy.



Inclinaison 0 à 10°.

Unité de mesure : Mètre



AVEC SON STYLE ET SES LIGNES ÉPURÉES, LE CHARIOT DE DOUCHE LAMBDA ILLUSTRE LE DESIGN SCANDINAVE.

ERGONOMIE

► Amplitude de hauteur variable, avec un réglage électrique de 60 cm à 105 cm, permettant l'adaptation à toutes les tailles de soignants.

SECURITE

► Les barrières latérales, en tête et au pied sont escamotables.

CONFORT

► Réglage de l'inclinaison (position anti-trendelenburg) de 0 à 10°.

RESISTANCE A L'HUMIDITE

► Acier inoxydable recouvert de peinture époxy.

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS HORS TOUT | DIMENSIONS MATELAS | INDICE DE PROTECTION | POIDS | HAUTEUR VARIABLE | POIDS MAXI UTILISATEUR | ROUES |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|------------------------|----------|
| CHARIOT DE DOUCHE LAMBDA | Longueur : 205 cm Largeur : 77 cm | Longueur : 187 cm Largeur : 60 cm | IPX4 | 115 kg | 60 cm à 105 cm | 175 kg | Ø 150 mm |

Entretien :

Garantie 2 ans

Photos non contractuelles

FP0000088/02.2019



WINNOCARE France: Médicatlant - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : contact@winnocare.fr - www.winnocare.fr
Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNOCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE

