

Fauteuil « GALLOT »

Référence : C132-000

METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE
DECLARATION CONFORMITE CE N°2460

Certificat d'examen de type
N° certificat d'approbation : T10993
N° organisme notifié : 0122



Caractéristiques :

- Capacité : 250 kg
- Précision : 100 g
- Poids du produit : 17,5 kg

Dimensions hors-tout :

L : 580 mm x P : 1000 mm x H : 1010 mm

Dimensions assise :

L : 455 mm x P : 430 mm

Dimension sol assise :

H : 540 mm

Dimensions modèle plié :

L : 580 mm x P : 825 mm x H : 600 mm

- 4 roulettes pivotantes à frein (diamètre 100 mm)
- Accoudoirs et repose-pieds escamotables

➤ **Indicateur :**

Fonction : On-Off / Tare / IMC / Hold

Extinction automatique : sur piles uniquement

Alimentation : 6 piles AA 1,5 V (livrées)

+ secteur (bloc secteur en option)

Bloc secteur : 12 V 1 A Réf : AP10030

Indicateur de niveau de piles

Port : USB (câble USB livré)

- Témoin voyant vert : mise sur tension secteur

Garantie : 2 ans (3 ou 5 ans selon le contrat de maintenance)

- Possibilité de contrat de maintenance : 3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)

Les + produit :

- ✓ Simplicité d'utilisation
- ✓ Assise plate
- ✓ Précision pour un suivi médical
- ✓ Pliable pour un transport aisé

Options :

- ✓ Bloc secteur
- ✓ Sacoche pour bloc secteur

Livraison : Barre de poussée + assise à monter

Dimensions emballage : L 920 x P 620 x H 640 mm

Poids total produit emballé : 23 kg