

## Fauteuil « IRUS »

Référence : H551-001

METROLOGIE LEGALE : CLASSE III selon la directive 2014/31/UE

DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I m directive 93/42/CEE  
DECLARATION CONFORMITE CE N°0482

Certificat d'examen de type

Certificat d'approbation : SI 07-05-002

N° organisme notifié : 1383



### Les + produit :

- ✓ Ultra léger et maniabilité exemplaire
- ✓ Simplicité d'utilisation
- ✓ Assise plate pour un confort inégalé
- ✓ Mise en place aisée du patient
- ✓ Précision pour un suivi médical
- ✓ Sacoche pour bloc chargeur
- ✓ Indicateur inclinable : facilitant l'accès au compartiment alimentation
- ✓ Extinction automatique

### Options :

- ✓ Alimentation piles : sur demande
- ✓ 2 versions :
  - 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein
  - 4 roulettes pivotantes à frein

**Livraison :** produit avec assise démontée

**Dimensions emballage :** L 740 x P 670 x H 735 mm

**Poids total produit emballé :** 25 kg

### Caractéristiques :

- Capacité : 300 kg    Précision : 100 g
- Poids du produit : 17,5 kg

#### **Dimensions hors-tout :**

L : 670 mm x P : 730 mm x H : 950 mm

#### **Dimensions assise :**

L : 425 mm x P : 400 mm

#### **Dimension sol assise :**

H : 540 mm

- 4 roulettes pivotantes (diamètre 75 mm) dont 2 à frein à l'arrière / 4 roulettes pivotantes à frein
- Accoudoirs escamotables
- Repose-pieds monobloc escamotable muni d'une protection anti-bascule

#### ➤ **Indicateur Titanium :**

Inclinable facilitant l'accès connexion charge et batterie

**Fonction :** On-Off / Tare / Hold / IMC / Print

Compensateur de mouvements

Extinction automatique : sur batterie

**Alimentation :** batterie rechargeable + secteur (bloc chargeur livré avec sa sacoche).

Bloc chargeur : 9 V 0,5 A    Réf : AP70024

Indicateur de niveau de batterie

#### **Ports : RS232 et USB**

- Témoin voyant rouge : charge en cours
- Témoin voyant vert : batterie rechargée à 100%
- **Garantie : 3 ans** (5 ans selon contrat maintenance)
- Possibilité de contrat de maintenance : 3 ou 5 ans. (Incluant vérification périodique)