

Permobil
K300 PS
Junior



permobil

À vos marques, prêts, roulez !

Le K300 PS Junior permet à l'enfant de participer à tous les jeux. Ce fauteuil est équipé d'une base motrice pour adulte standard et l'assise extensible permet un ajustement sur mesure, quelle que soit la rapidité de croissance de l'enfant.

Conduite fiable

Doté de suspensions puissantes, le K300 PS Junior résistera aux chocs et aux secousses. Il sera un allié fiable pour permettre à l'enfant de vivre toutes sortes d'aventures.

Adaptable au fil du temps

Le K300 PS Junior offre un nombre infini de réglages et d'accessoires supplémentaires pour répondre à divers besoins au fil du temps.

Transferts faciles

La position de l'accoudoir, avec ses mouvements uniques de rotation et de bascule arrière, facilite les transferts et les ajustements en hauteur, en inclinaison et en largeur pour s'adapter à la position de l'enfant.

Conduite plus sûre

Pour une meilleure visibilité et une conduite plus sûre la nuit, le K300 PS Junior est proposé en option avec des phares LED à l'avant et à l'arrière.

Repose-pieds

Les repose-pieds sont facilement escamotables, réglables et très résistants. Ils peuvent être complétés en option par un repose-jambes monobloc.

Poignées de poussée

Les poignées de poussée sont systématiquement fournies.



**Indépendance, accessibilité et confort.
Tout en un.**



**Réglage électrique ou manuel de la
bascule d'assise.**



Spécifications du K300 PS Junior

Vitesse maximale	7 km/h
Autonomie (batterie 60 Ah)	30-35 km*
Poids max. utilisateur	76 kg
Franchissement d'obstacles (avec élan)	60 mm (80 mm)
Diamètre de braquage minimum	625 mm
Suspensions	Indépendantes sur chaque roue
Électronique R-net	120 A
Largeur, assise comprise	275-400 mm
Hauteur	970 - 1 170 mm
Longueur de transport minimale	885 mm.
Poids, batteries 60 Ah incluses	109 kg
Profondeur d'assise	250-450 mm
Largeur d'assise	275-400 mm
Largeur du dossier	275-400 mm
Hauteur du dossier	350-560 mm
Distance entre les accoudoirs	Réglable
Essais de collision ISO 7176-19/ISO 10542-3	Oui
Testé conformément à la norme EN 12182/EN 12184 CE	Oui

Personnalisez vos déplacements

COBOLT BLUE

DEEP PURPLE

ONYX BLACK

PHANTOM GREY

POPSTAR PINK

VULCANO RED



Repose-jambes relevable
70° (pivotant)
90°-150° (fixation centrale)



Élévateur d'assise
0-200 mm



Bascule d'assise
électrique ou
manuelle 0-45°

Hauteur d'assise
sol-siège 420 mm

Largeur de châssis
620 mm

Longueur 1 080 mm

Poignées
de poussée
de série



*Conditions de conduite

Les mesures sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.

**Découvrir.
Apprendre.
Grandir.
Il suffit de
rouler !**

Permobil

K300 PS Junior

Le K300 PS Junior offre une conduite fluide et stable pour que l'enfant puisse explorer le monde. Il encourage véritablement l'enfant à être indépendant et facilite sa participation aux activités quotidiennes avec ses amis et sa famille.

permobil

permobil.fr



K300PSJRDATASHEETFR220518