



Pliage simple et mise en coffre facilités

Grâce à la double palette de l'EVO 2, dotée des **SmartRoll®** (roulettes d'aide au chargement dans le coffre) vous réduisez l'effort fourni lors de la mise en coffre de **30%**.
Pliez et chargez en 3s.

SmartRoll®
-30% d'effort
lors de la mise en coffre



Polyvalent à l'extérieur

Les puissantes roues de 12" du SmartChair EVO 2 sont parfaitement adaptées pour un usage extérieur.

Le SmartChair EVO 2 vous garantit des déplacements sécurisés et confortables, en intérieur comme en extérieur.

SES ATOUTS

Un confort multiple

Le SmartChair EVO 2 séduit par son confort.

Pour votre bien-être, il est équipé :

- D'un coussin d'une épaisseur de 6 cm, mousse de 12kg/m³
- D'un dossier rembourré de 3 cm
- D'un appui-tête confort



NOUVEAU



Accoudoirs réglables en 2s

Les larges accoudoirs sont réglables en hauteur et profondeur. Ils permettent de s'adapter à la taille de votre bras pour un confort optimal ou tout simplement selon votre usage.



Nouvelle palette

La double palette escamotable est réglable en hauteur et en profondeur permet un transfert en toute sécurité.

Autre possibilité, la palette monobloc rabattable vers l'intérieur.



Dossier inclinable

Changez votre position n'importe où et quand dans la journée grâce au nouveau levier de réglage, avec un effort diminué de 50%.



Levier d'inclinaison du dossier



Pantographe de série

Déplacez votre joystick pour vous installer confortablement à votre table ou votre bureau.

Pour plus d'informations Voir p. 19

NOUVEAU

