

Guidon de transfert actif RAISER

molift®

Le guidon de transfert actif assis/debout est conçu pour déplacer les personnes en toute sécurité et assurer au personnel soignant la meilleure position ergonomique. Son design lui permet de se positionner au plus près de la personne, son repose pieds est antidérapant et son support genoux s'ajuste facilement d'une seule main. Le frein au pied verrouille les deux roulettes à la fois, assurant un freinage sécuritaire en cas de besoin.



- Structure allégée et ultra-compacte
- Embase modulaire roulante, pivotante et surbaissée
- Déplacement facile du patient
- Support genoux réglable en hauteur
- Freins centralisés
- Poignée de préhension ergonomique



Le rembourrage du support genoux apporte un grand confort. La poignée offre plusieurs choix de prises qui apportent une grande sécurité aux personnes nécessitant un point d'appui pendant le transfert.

L'appareil présente une grande stabilité, il pivote et se manoeuvre facilement.

praxis
medical technologies

Le guidon de transfert **RAISER** est utilisé pour les transferts sur courte distance, du lit au fauteuil, au fauteuil roulant, aux toilettes ou à la chaise de douche.

Le guidon de transfert stimule l'activité des personnes et aide à la mobilisation, ce qui permet d'activer les muscles, améliorer la circulation sanguine et accroître la confiance en soi.

Il peut également être utilisé pour repositionner la personne en position assise dans un fauteuil roulant.



Les allonges de préhension facilitent la prise par les personnes rétractées.



La sangle de maintien fournit un support complémentaire lors du soulèvement.



Utilisation de la sangle d'aide à la verticalisation.

Détails



Le système de freinage centralisé verrouille les 2 roulettes

Le frein au pied, à droite comme à gauche, verrouille les 2 roulettes et assure une utilisation sécurisée.



Support genoux à hauteur réglable d'une seule main

Il fournit un support confortable et sa hauteur s'ajuste facilement d'une seule main.



Poignée avec plusieurs possibilités de prises

La poignée offre plusieurs choix de prises pour la personne et le personnel soignant.



Plateforme surbaissée

Les utilisateurs posent facilement leurs pieds sur la plateforme surbaissée.

Accessoires



Allonge de préhension

Jeu de 2 allonges lorsque le patient ne peut atteindre la poignée du dispositif.



Sangle d'aide à la verticalisation

Elle peut être utilisée par une ou deux personnes afin d'aider le patient à se soulever et à se verticaliser.



Sangle de maintien

Positionnée au dos ou aux hanches lors du soulèvement, ainsi qu'en position debout.

Caractéristiques techniques

Encombrement en utilisation	L 62 x l 57 x h 117
Charge maximale	150 kg
Poids	14,2 kg
Matériaux	Acier, plastique, aluminium

Le guidon de transfert **RAISER** est garanti 1 an



CACHET DISTRIBUTEUR

praxis

medical technologies

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France

Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39

e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com