

Lampe puissante sur flexible très robuste appréciée des spécialistes désirant réaliser des interventions dans leur cabinet médical et souhaitant une reproduction fidèle des différentes nuances de couleur des tissus. Sa poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuitif.

L'option d'intensité, 50% ou 100% permet une vision différente de la peau obtenue par deux puissances lumineuses différentes.

Idéale en chirurgie mineure, en dermatologie et chirurgie esthétique


Dispositif Medical Classe I

Intensité Lumineuse **1680 Lumens\***

Température de couleur **4500°K\* (blanc neutre)**

Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**

Consommation électrique **17 Watts**

| Lux*    | Faisceau 10°  | Distance | Diamètre éclairé |
|---------|---|----------|------------------|
| 210 000 |  | 30 cm    | 10 cm            |
| 120 000 |   | 50 cm    | 13 cm            |
| 33 000  |   | 100 cm   | 20 cm            |

\*Tolérance des données +/- 10%



Bella  
interrupteur sans contact

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm
- Fixations possibles :  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

| RÉFÉRENCES              |                        |                           |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
|                         | Interrupteur classique | Interrupteur sans contact |
| Flexible 70 cm          | LED17650               | LED17650-ISC              |
| Option double intensité | LED17650DI             | LED17650DI-ISC            |

