


LIT PITCHOUNE KALIN

CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES EN VIGUEUR CEI60601-2-52

- 
- **Lit adapté à la morphologie des enfants de 3 à 12 ans**, conforme aux recommandations de sécurité sanitaire prévues par l'AFSSaPS* (France) du 26 avril 2010.
 - **Sécurité**: barrières avec espacement inférieur à 65 mm.
 - **Ergonomie**: abaissement mini du sommier à 300 mm



Lit présenté avec panneaux Pitchoune Kalin blanc/kiwi, avec jupe habillage bois, et barrières pleine longueur.



Fonctionnalité

Sommier non divisible 160 x 80 cm
 Plan de couchage à lattes métalliques soudées
 Prise d'équipotentialité
 3 fonctions électriques
 Amplitude de 300 à 770 mm
 Relève buste électrique
 Relève jambes électrique avec plicature des genoux par crémaillères
 Sur 4 roues Ø 100 mm freinage indépendant
 Freinage centralisé en option.

Lit présenté avec panneaux collectivité Pitchoune Kalin blanc/kiwi, avec freinage centralisé, barrières époxy avec housse de protection et potence époxy.



Amplitudes : 300 à 770 mm

Sécurité maximale

L'espace entre les barreaux ou deux éléments de structure est inférieur ou égal à 65 mm et l'espace entre le sommier et le bas de la barrière est inférieur ou égal à 65 mm.

Lit recommandé pour un enfant de taille inférieure à 146 cm.

Télécommande verrouillable de série.
 Relève buste CPR en option.

Ergonomie

Faciliter les levés et les transferts lit-fauteuil grâce à la mise à plat du sommier à une hauteur de 300 mm.



Panneaux adaptés à l'univers des enfants : Blanc/Kiwi ou Blanc/Parme



Matelas **PEDIA** Confort en mousse mixte viscoélastique, protégé par une housse CIC

Esthétisme

2 finitions de panneaux PITCHOUNE KALIN
 Modèle avec montants laqué blanc recevant des barrières pleine longueur ou modèle collectivité pour les barrières époxy avec housse de protection pour plus de sécurité.



Option : freinage centralisé.
 Accessibilité et facilité d'activation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	LPP	DIMENSIONS	RB	RELÈVE JAMBES	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	ROUES	NORMES	MOTORISATION
PITCHOUNE KALIN 3 fonctions électriques avec plicature	OUI	80 x 160 cm sommier non divisible	70°	40,3° Plicature des genoux 14,5° réglage par crémaillères	170 kg Matelas 20 kg Patient 135 kg Accessoires 15 kg	Ø100 mm à freins sans pare fil		LINAK IP 54
Accessoires	NON	Barrières pliantes époxy avec housse de protection					CEI 60601-2-52	
	NON	Panneaux collectivité PITCHOUNE KALIN						
	OUI	Barrières pleine longueur bois et époxy						
	OUI	Panneaux PITCHOUNE KALIN (avec réservations pour barrières pleine longueur)						
	OUI	Matelas Alova PEDIA Confort 160x80x14 cm pour enfant de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans						
	OUI	Matelas Housse HR (présent dans le pack Pitchoune matelas)						

(1) Option relève buste CPR obligatoire.

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneaux et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

FP000008/03-2015



MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
 Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantique.fr

www.winnCare.fr



LINAK
 WE IMPROVE YOUR LIFE



Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques
 Photos non contractuelles - Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE