

BENOIT SYSTEMES



MOBILI KIT



WWW.BENOITSYSTEMES.COM



LE MOBILI KIT

“ Et votre siège
devient mobile ! ”

Difficultés pour marcher ?
Vous asseoir ? Ou vous lever ?
Facilitez votre quotidien avec
le MOBILI KIT.

À la maison ou au travail, le
MOBILI KIT vous aide dans vos
déplacements.

Compact, ergonomique et intuitif,
le MOBILI KIT deviendra à coup sûr
votre meilleur allié !




PRIMÉ AU **SILVERSHOW**

1^{ER} PRIX DE LA MEILLEURE SOLUTION POUR LE BIEN
VIEILLIR ET LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE

PRIMÉ AU **CONCOURS LÉPINE**

1^{ER} PRIX DU PRÉFET DE POLICE

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?



La conduite par joystick offre une grande précision et maniabilité.



La prise en main du **MOBILI KIT** et de ses fonctions se fait très facilement et en peu de temps.


LE +

Le **MOBILI KIT** s'installe sur tout type d'assise à 4 pieds, même votre fauteuil préféré !



“ **MOBILI KIT,**
En route pour une vie
plus active ! ”

LES ATOUTS DU MOBILI KIT



S'ADAPTE À 80%
DES SIÈGES
À 4 PIEDS



INSTALLATION EN
AUTONOMIE OU
PAR UN TECHNICIEN




CONDUITE
SIMPLE ET PRÉCISE




PRISE EN MAIN
EN 30 MIN




SYSTÈME
D'INCLINAISON
ÉLECTRIQUE



5 VITESSES
RÉGLABLES




AUTONOMIE
4 JOURS



FAIBLE
ENCOMBREMENT

Son **faible encombrement**
vous permet d'évoluer dans
n'importe quel environnement,
même le plus exigeant.



MOBILI KIT
5 fois plus actif avec
5 fois moins d'efforts




CHANTAL D.
Utilisatrice depuis 2019

“ À la suite de la pose d'une prothèse, je me sens parfois fatiguée dans la journée et j'ai des difficultés à marcher. Le **MOBILI KIT** m'a changé la vie ! Je peux rester chez moi, je fais toutes mes activités quotidiennes à la maison et j'économise mes épaules. Je passe partout même dans des endroits exigus mais surtout, sans aucune modification d'aménagement de mon intérieur. ”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encombrement minimum	_____	L58 x l41 x H23 cm
Poids max. de l'utilisateur	_____	130 kg
Poids du MOBILI KIT	_____	20 kg
Vitesse réglable	_____	de 1 à 4 km/h (possibilité de limiter la vitesse par programmation)
Pente max. de sécurité	_____	3° (environ 5%)
Hauteur d'obstacle max. franchissable	_____	2 cm
Adaptations possibles selon le siège choisi	_____	de 25 à 75 cm à l'avant, de 25 à 68 cm à l'arrière, de 32 à 67 cm en profondeur
Garantie	_____	24 mois pour la motorisation et la batterie



BATTERIE

Batterie Lithium	_____	9Ah - 227 Wh
Poids	_____	2,4 kg
Autonomie	_____	12 km ou 4 jours



Conception graphique : ©EdoLINK - Photos : ©Philippe Prot - 11/2019

DEMANDEZ VOTRE **ESSAI GRATUIT !**

📍 7 Rue du Pont,
21450 Billy Les Chanceaux FRANCE

☎ (+33) 3 80 96 51 25

@ contact@benoitsystemes.com



Le MOBILI KIT est conforme à la directive européenne
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.