

## Aquatec **Trans XL 4.03.002, 4.03.008**



**Disque de transfert** pivotant s'utilisant sur l'assise d'un élévateur de bain pour un transfert sans effort.


- Assise extra large et antidérapante
- Le mouvement de pivotement et de translation s'effectue avec le poids de l'utilisateur
- Disponible en bleu roi (4.03.002) et gris clair (4.03.008)

### Pièces détachées

Support ressort: 16090  
Ressort de rappel pour mécanisme de verrouillage: 15303  
Insert de charnière: 15304  
Rondelle de guidage: 15302



## Aquatec **Disk 1575269, 1562350**



Ø = 365 mm


**Disque** pivotant pour faciliter les transferts en position assise, qui s'utilise avec ou sans l'**Orca**.

- Assise extra large et antidérapante
- Le mouvement de pivotement s'effectue avec le poids de l'utilisateur
- Disponible en bleu roi (1575269) et gris clair (1562350)
- Compatible avec l'élévateur de bain **Orca**

### Pièces détachées

Plaque intermédiaire: 15325  
Adaptateur pour Dot: 15326AQ  
Rondelle de guidage: 15302

## Aquatec **Step 1584940, 3.00.002**



**Tabouret de bain** et marche-pied stable.

- Patins et revêtement antidérapants
- Revêtement déhoussable et lavable en machine
- Existe en 2 versions: avec revêtement bleu (3.00.002) ou sans revêtement (1584940)

### Pièces détachées

Patin de pied (à l'unité): 13163  
Revêtement bleu: 13160

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Trans XL	Disk	Step
Hauteur (mm)	25	25	165
Poids (kg)	2,2	1,6	1,5
Poids max. utilisateur (kg)	140	140	150





### Sécurité et design pour toujours plus de confort

La planche de bain **H112 Marina** a été conçue pour toujours plus de confort lors de la toilette et une grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires pour des patients allant jusqu'à 150 kg. Le revêtement de la planche **H112 Marina** est antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau. L'écartement maximal entre les pieds est de 62 cm.

### Version XL 1471594

Plus longue et renforcée  
Ecartement maxi entre les pieds = 68 cm



## Caractéristiques et Options



### Fonctionnelle :

Porte-savon, découpe pour pommeau de douche, assise ergonomique

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<i>Marina</i>	<i>Marina XL</i>
Longueur (mm)	690	740
Poids (kg)	1,6	1,6
Poids max. utilisateur (kg)	150	200