



Geko

2 tailles
Poussette évolutive

GEKO est une poussette évolutive en largeur et en profondeur d'assise. Elle existe en 2 tailles : Enfant et Junior

- inclinaison de l'assise de -10° à +35°
- largeur et profondeur d'assise réglables sans outil, même avec l'utilisateur installé
- produit extrêmement solide et durable
- appui tête articulé, monté sur une rotule, préformable
- appuis pelviens réglables en hauteur et profondeur
- cale pieds réglables en angle et en hauteur
- panier porte effets de grande capacité

L'assise peut être montée sur le système Hilo et s'adapter ainsi à différents hauteurs de plan de travail.

COLORIS

Siège	gris - rose / gris - vert / noir - gris
Cadre	gris pluton

DIMENSIONS (cm)

	Geko T1	Geko T2
Taille (LxlxH)	90 x 60 x 101	110 x 67 x 99
Plié (LxlxH)	81 x 60 x 63	79 x 64 x 72
Poids utilisateur maximal	35 kg	40 kg
Poids	chassis 8 kg / siège 8 kg	chassis 9 kg / siège 11 kg
Diamètre roue avant	19	19
Diamètre roue arrière	25	25
Hauteur dossier	26 à 42	32 à 52
Inclinaison dossier	90° à 140°	90° à 140°
Bascule d'assise	-10° à 35°	-10° à 35°
Repose pied	78° à 100°	78° à 100°
Profondeur du siège	17 à 28	24 à 35
Largeur du siège	20 à 30	26 à 35
Hauteur assise/repose pied	17 à 30	25 à 36

OPTIONS

Barre de saisie	Plot d'abduction
Cale-tronc latéraux	Tablette acrylique
Capote de pluie transparente	Cale-pieds
Capote soleil/pluie	Système Hi-Lo
Harnais papillon	Harnais H



Système Hilo



Pliage facile



Accessoires Poussettes


Pour l'ensemble des accessoires voir nos bons de commande sur notre site internet



Barre de saisie



Cales tête



Cales tronc



Capote soleil pluie




Capote de pluie transparente



Plot d'abduction




Harnais en H




Harnais papillon




Tablette



Sangles pieds



Appui tête Swifty



Hilo