

Permobil

Progeo Joker R2



Aluminium



Rigide



Réglable

permobil

Élégance, légèreté et soutien

La gamme Joker associe un châssis rigide élégant à des détails pratiques. La forme et la fonction sont adaptées pour répondre à vos besoins de mobilité sans compromettre votre sens du style.

Pour les utilisateurs actifs de fauteuils roulants manuels, le châssis rigide du Joker R2 a été conçu pour s'adapter aux espaces restreints et offre plusieurs options de repose-pieds.



Progeo Joker R2

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 44,5 à 53 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 46 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 21 à 49 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	90°
Longueur totale	82 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	De 74° à 94° par rapport à l'assise (réglable)
Déclive	0° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	À partir de 5,7 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 8,3 kg env.
Poids maximum	125 kg

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Personnalisez vos déplacements*

NOIR
OPAQUE

BLANC
PERLÉ

ORANGE
MATTE

ROUGE
BRILLANT

ARGENT
VIF

Les couleurs réelles du produit
peuvent varier.