

VELTOP^{.eu}

WEATHER PROTECTION

PROTÉGÉ À CHAQUE SAISON

CETTE PROTECTION MODULABLE POUR SCOOTERS PMR EST DIVISÉE EN 2 PARTIES ET OFFRE PLUSIEURS CONFIGURATIONS POUR S'ABRITER DE LA PLUIE OU DU SOLEIL.

LA CAPOTE, ÉQUIPÉE DE PROTECTIONS LATÉRALES AMOVIBLES, EST INDÉPENDANTE DU PARE-BRISE.

ELLE PEUT S'INSTALLER SUR TOUS LES SCOOTERS ÉLECTRIQUES SÉNIOR ÉQUIPÉS D'UN PANIER À L'AVANT ET D'UN APPUI-TÊTE OU D'UN TUBE CARRÉ SOUS LE SIÈGE À L'ARRIÈRE.

- **PROTECTION MODULABLE** : VERSION AVEC LE PARE BRISE ET LES PROTECTIONS LATÉRALES
VERSION AVEC LA CAPOTE UNIQUEMENT SANS PARE BRISE
- **FLEXIBLE** : LE PARE BRISE BASCULE VERS L'AVANT AVEC LE GUIDON ET LA CAPOTE PIVOTE AVEC LE SIÈGE À 90° POUR FACILITER L'ACCÈS OU LA SORTIE
- **PARE BRISE COULISSANT** : PERMET D'OBTENIR UNE FENÊTRE DE VUE À SOUHAI, APPRÉCIABLE EN CAS DE VISIBILITÉ DÉGRADÉE (GIVRE, NEIGE, BRUINE,...)
- **IMPACT VISUEL** : LES VOITURES FONT UN ÉCART D'ÉVITEMENT PLUS IMPORTANT, GAGE DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRE
- **COMPOSANTS DURABLES DE HAUTE QUALITÉ** : PARE BRISE POLYCARBONATE, PIÈCES MÉTALLIQUES EXCLUSIVEMENT EN INOX ET ALUMINIUM, CAPOTE POLYESTER IMPÉRMÉABLE DÉPERLANT, ...
- **SIMPLE & PRATIQUE**



VELTOP
MODULO



- **CAPOTÉ**
AVEC OU SANS LES PROTECTIONS LATÉRALES
- **CAPOTÉ**
AVEC OU SANS LE PARE-BRISE HAUT ET/OU BAS