

# TRANSAT DE BAIN



## Manatee™

*Nouveauté*

Code LPPR 1245407 + 1216481 (< 16 ans)\* - Code ISO 093303

Réf. 58100 / 58101 / 58102 / 58103



Le Manatee™ est conçu pour faire du bain un moment relaxant. Les nombreux réglages et accessoires offrent un maintien personnalisé à chaque utilisateur.

Le Manatee™ est un siège de bain adapté aux enfants dès l'âge d'un an. Les enfants ne sont pas tous semblables, il est donc important d'utiliser le tableau des dimensions pour valider la bonne taille.

*Siège de bain multi-positions évolutif en aluminium*



## CARACTÉRISTIQUES

### Configuration standard

- Appui-tête réglable en hauteur
- Ceinture 2 points
- Réglage profondeur
- Réglage inclinaison dossier et repose-jambes

### Spécificités

- Existe en 4 tailles
- Nombreux accessoires de positionnement
- Choix rehausse ou châssis roulant

## DIMENSIONS

EN CM

◆ Bon de commande sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)



TAILLE	RÉF.	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LONGUEUR REPOSE-JAMBES	HAUTEUR ASSISE-SOL	LARGEUR TOTALE	INCLINAISON REPOSE-JAMBES	LONGUEUR PLIÉ	HAUTEUR PLIÉ	CHARGE MAX. (KG)	POIDS TOTAL (KG)
Taille 0	58100	33	22-25	43	28	14-43	42	0°, -30°, -60°	103-110	13	50	5,5
Taille 1	58101	33	30-37	43	28	14-43	42	0°, -30°, -60°	110-117	13	50	5,5
Taille 2	58102	33	39-46	58	35	14-43	42	0°, -30°, -60°	136-143	13	75	6
Taille 3	58103	40	40-47	64	35	14-43	49	0°, -30°, -60°	144-151	13	75	7

\* Autre Code LPPR possible : nous consulter



RÉF.	LARGUEUR DU CHÂSSIS	LONGUEUR DU CHÂSSIS	HAUTEUR MIN. DU CHÂSSIS	HAUTEUR MAX. DU CHÂSSIS	HAUTEUR MIN. AVEC ASSISE	HAUTEUR MAX. AVEC ASSISE	HAUTEUR CHÂSSIS REPLIÉ	CHARGE MAX. (KG)	POIDS TOTAL (KG)
58158	59	98	38	48	76	90	21	75	8



RÉF.	LARGUEUR REHAUSSE	LONGUEUR REHAUSSE	HAUTEUR REHAUSSE	CHARGE MAX. (KG)	POIDS TOTAL (KG)
53880	43,5	99-111	27	75	2

Coloris



BLEU



Ajustements et variations de hauteur



Appui-tête

Ceinture 2 points réglable

Dossier et repose-jambes inclinables



## Les + produit

- ✓ Profondeur d'assise réglable qui permet au siège de grandir avec l'enfant
- ✓ Châssis aluminium très léger pour une manipulation facile
- ✓ Châssis pliable pour un volume de stockage réduit

## ACCESSOIRES



ACCESSOIRES	RÉF.	
Cales latérales		1
• T0 / T1 / T2	58150	
• T3	58151	
Ceinture 2 points		2
• T0 / T1 / T2	58152	
• T3	58153	
Bloc abduction		3
• T0 / T1 / T2	58154	
• T3	58155	
Sangle maintien des jambes		4
• T0 / T1 / T2	58156	
• T3	58157	
Rehausse baignoire/douche		5
• T U	53880	
Chassis roulant réglable		6
• T U	58158	
Support mur pour chassis réglable		7
• T U	58159	
Panier filet pour chassis réglable		8
• T U	58160	