



Nouveau Spiromètre Electronique

Vitalograph®
Your respiratory partner



COPD-6 / COPD-6 USB

REF : RES001 / RES003

- Pour la détection précoce des obstructions bronchiques – BPCO
- Identification pré-symptomatiques des risques d'obstructions permettant un traitement précoce
- Simple d'utilisation avec grand écran d'affichage
- Calcul le FEV1(VEMS) le FEV6 (VEM6) vitesse d'expiration à la 1^{ère} et 6^e seconde
- Affiche le rapport (ratio) VEMS/FEV6
- Appareil à usage personnel et professionnel
- Facile à nettoyer
- Référence : RES001
- Dimensions appareil : 113 x 63x 48 mm – Poids : 55g
- Livré avec : 3 embouts anti reflux, une pochette de transport, un guide d'utilisation et 2 piles AAA
- LPP : 1172772 - CODE EAN : 5099169404502 - CODE ACL : 6016188
-
- Existe aussi en version USB pour créer un rapport PDF sur Windows
 - Réf RES003