



Nouveau Débitmètre Electronique

Vitalograph[®]
Your respiratory partner



ASMA-1

REF : RES002

- Simple d'utilisation avec grand écran d'affichage
 - Calcul le FEV1(VEMS) et le DEP (Débit Expiratoire de pointe)
 - Fiable et plus précis que les débitmètres de pointe mécanique
 - Mémorisation automatique des 600 dernières mesures
 - Consultation facile de la mémoire
 - Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS
 - Appareil à usage personnel et professionnel
 - Facile à nettoyer
 - Menu multilingue
-
- Référence : RES002
 - Dimensions appareil : 113 x 63x 48 mm – Poids : 55g
 - Livré avec : 1 embout buccal plastique, une pochette de transport, un guide d'utilisation et 2 piles AAA
 - LPP 1172772 - CODE EAN : 5099169400047 - CODE ACL : 6016187