

ÉVILENCE® - CONFORLENCE®



Table ÉvILENCE 1 plateau coloris Hêtre clair



Table Conforlence 2 plateaux coloris Dragonnier Clair

HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

TABLE CONFORLENCE



2 VERSIONS

- ▶ Plateau unique non inclinable ou 2 plateaux indépendants.
- ▶ Hauteur variable assistée par vérin à gaz.
- ▶ Plateaux en MDF 19 mm.
- ▶ arrondis avec galerie sur 3 côtés pour prévenir la chute d'objet.
- ▶ Plateau inclinable par crémaillère sur 5 positions pour le modèle 2 plateaux.
- ▶ Réglette de lecture.

PRATIQUE

- ▶ Hauteur du piètement 11 cm permettant un passage aisé sous les lits.
- ▶ 4 roulettes Ø 50 mm double galet, dont 2 avec frein.

SÉCURITÉ

- ▶ Large piètement de 71,5 cm pour une meilleure stabilité.

TABLE ÉVILENCE

- ▶ Plateau en mélaminé, épaisseur 19 mm.
- ▶ angles arrondis.
- ▶ Galerie 3 côtés.
- ▶ Réglette de lecture.
- ▶ Coloris du plateau : Hêtre clair.
- ▶ Chants ABS gris RAL 1001 (coloris standard).

2 VERSIONS

- ▶ Plateau unique fixe ou 2 plateaux indépendants dont un inclinable.
- ▶ Option : Deux roues à frein.



DOMICILE

- ▶ La table ÉvILENCE pour le domicile.

COLLECTIVITÉS

- ▶ La table CONFORLENCE pour les collectivités.

ROBUSTE

- ▶ Structure en acier ou en aluminium, garantie de 1 à 2 ans.

ESTHÉTIQUE

- ▶ Un grand choix de coloris pour harmoniser avec vos intérieurs.

DÉSIGNATION	1 PLATEAU		2 PLATEAUX		AMPLITUDE LEVAGE	HAUTEUR PIÈTEMENT	CHARGE MAXI	ROUES	POIDS
	PLATEAU UNIQUE FIXE	PETIT PLATEAU FIXE	GRAND PLATEAU INCLINABLE						
ÉVILENCE	92 x 46 cm	-	-		76 à 115 cm	10 cm	15 kg	Ø 50 mm sans frein	13 kg
	-	29 x 46 cm	64 x 46 cm						
CONFORLENCE	91 x 43 cm	-	-		76 à 114 cm	11 cm	15 kg	Ø 50 mm sans frein	16 kg
	-	30 x 43 cm	61 x 43 cm						

ÉVILENCE garantie : 1 an - CONFORLENCE garantie : 2 ans

Photos non contractuelles

WINNOCARE France: Médicatlant - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : contact@winnocare.fr - www.winnocare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNOCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques

Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

