

# “HAPPY HANDS & LEGS”

ECO-DE®



“Happy hands & legs” ECO-DE® est une grande nouveauté pour vous encourager à bouger vos jambes et bras, et donc réactiver votre circulation.

Grâce à son mouvement de bras et jambes en alternance, “Happy hands & legs” ECO-DE® renforcera vos muscles, et vous aidera à prévenir l’inflammation des épaules, coudes, genoux et chevilles.

Il est idéal pour tous les jours: simple, pratique et confortable.

Il est certifié par des spécialistes de la santé cardiovasculaire, car il est considéré comme un outil très utile pour lutter contre le surpoids et l’hypertension ainsi comme la prévention de la thrombose et des varices.



Idéal pour les réhabilitations et les personnes âgées.



Contrôle indépendant des bras et des jambes.  
Affichage LED programmable.



# "HAPPY HANDS & LEGS" ECO-DE®



Convient pour tous les âges.  
12 niveaux de vitesse réglable.



Convient pour l'entretien physique.



Mode exercice passif.  
Recommandé pour les rééducations



Display digital facil á lire

- . vitesse
- . temps
- . distance
- . calories brûlées

Calorie counter  
by ECO-DE®



- . Différents types d'exercices.
- . Gymnastique passive / active
- . Contrôle de résistance.
- . Deux directions: avant et arrière
- . Contrôle indépendants de bras et de jambes
- . Poignées ergonomiques.
- . Réglable en hauteur



- . Vitesse réglable sur 12 niveaux.
- . Moteur avec vitesses (100% passive)
- . Option utilisation sans moteur (100 manuel%)
- . Programmation du temps d'exercice
- . 6 programmes: Un manuel et 5 automatique