



Weely Contour

Date :
Nom de l'utilisateur :
Code client :
Cachet du distributeur :

Equipement de série

Fauteuil confort avec **bascule d'assise à 35° assistée par 2 vérins**, pour une posture améliorée, une dispersion des pressions optimisée; et avec une inclinaison de dossier par vérins de 85° à 120°; longueur compacte, ajustable en largeur et profondeur.

- > **Châssis 6 roues** à propulsion par roues centrales
- > **Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm**, activation par pédale
- > **Roues avant et arrière 6"** à suspensions / **Roues centrales à démontage rapide**
- > Palettes d'appui pieds escamotables, avec sangles talonnières
- > **Appui-tête** orientable multi positions, Frein à tirer allongé, et sangle de bassin ajustable par velcro
- > **Dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension**
- > Coussin d'assise galbé
- > Largeur d'assise ajustable de -3cm à +4cm
- > **Profondeur d'assise réglable en continu du 43cm à 55cm**
- > Hauteur sol / siège de 42cm, 45cm ou 48cm (voir matrice de réglage page 2)
- > Poids maxi utilisateur 140kg

- (a) **LPPR 4118193** : Fauteuil à dossier inclinable **603,65€**
 (b) **LPPR 4375116** : VHP, Propulsion manuelle, pliant, coussin de siège ou de dossier avec housse **34,90€ x 2**
 (c) **LPPR 4325302** : Appui-tête **63,41€**
 (d) **LPPR 4342654** : Repose jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées **105,76€ x 2**
 (e) **LPPR 1269336** : **Siège de série modulable et adaptable aux mesures du patient **838,47€**

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société Rupiani.

** Nécessite le choix d'un coussin de positionnement. La prise en charge du siège de série modulable et évolutif nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

- (1) Incompatible avec l'option Tablette
 (2) Incompatible avec l'option Gouttière
 (3) Nous Consulter
 (4) Incompatible avec les repose pieds
 (5) Dossier Dynamique : Option permettant d'absorber les schémas d'extension et les spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz

		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR*
		HT	TTC	
• Equipement standard ○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard				
FMW3014	WEELY CONTOUR : bascule manuelle à 35 degrés <input checked="" type="checkbox"/>	1427.04	1505.53	736.86 (a+2b+c)
Largeur d'assise				
FAW1001	39 cm = Assise réglable de 39 à 44 cm (Délai : nous consulter) <input type="checkbox"/>	○	○	
FAW1002	44 cm = Assise réglable de 44 à 49 cm <input type="checkbox"/>	●	●	
FAW1003	49 cm = Assise réglable de 49 à 54 cm <input type="checkbox"/>	○	○	
Coussins d'assise (choix de la profondeur d'assise)				
SAP50..	Coussin standard Galbé <input type="checkbox"/>	●	●	
SAP51..	Coussin de positionnement visco plat <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/>	○	○	768.67 (e-2b)
SAP52..	Coussin de positionnement Equilibre II <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/>	145.54	153.55	
SAS80..	Coussin de positionnement Reflex <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/>	168.08	177.32	
SAS82..	Coussin de positionnement Evolution <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/>	419.02	442.07	

**RUPIANI***Mobilité et Posture vers l'autonomie...*

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Web : www.rupiani.fr
Courriel : n.lafi@rupiani.fr

- Equipement standard
- Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard

Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR*
HT	TTC	

Accoudoirs					
FAW1070	Accoudoir avec protège vêtement rembourré, réglable en hauteur de 27cm à 34cm, et en profondeur	<input type="checkbox"/>	•	•	
FAW1071	Supplément pour Gouttière Gauche régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1)	<input type="checkbox"/>	124.48	131.33	119.39
FAW1072	Supplément pour Gouttière Droit régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1)	<input type="checkbox"/>	124.48	131.33	119.39

Reposes Jambes et Reposes Pieds					
FAW1060	Repose Pied Gauche	<input type="checkbox"/>	•	•	
FAW1061	Repose Pied Droit	<input type="checkbox"/>	•	•	
FAW1062	Supplément pour Repose Jambe Articulé Gauche	<input type="checkbox"/>	100.25	105.76	105.76 (d)
FAW1063	Supplément pour Repose Jambe Articulé Droit	<input type="checkbox"/>	100.25	105.76	105.76 (d)
FAW1020	Supplément pour Repose Jambe Articulé Ergonomique Gauche	<input type="checkbox"/>	156.30	164.90	105.76 (d)
FAW1021	Supplément pour Repose Jambe Articulé Ergonomique Droit	<input type="checkbox"/>	156.30	164.90	105.76 (d)
FAW1024	Palette monobloc (4) Incompatible avec les repose pieds	<input type="checkbox"/>	123.93	130.75	

Roues avant et arrière					
FAW1030	Roues 6" x 1-1/4" avec bandage	<input type="checkbox"/>	•	•	
FAW1032	Roues 6" x 1-1/4" avec pneumatiques et chambres à air	<input type="checkbox"/>	(3)	(3)	

Roues centrales					
FAW1038	Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages Hauteur sol / siège pré réglée à 42cm	<input type="checkbox"/>	458.54	483.76	
FAW1035	Roues rayonnées 22" avec bandage, main courante aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm Recommandé pour une propulsion ergonomique optimisée	<input type="checkbox"/>	•	•	
FAW1037	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour Avec bandages, mains courantes aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm Recommandé pour une propulsion ergonomique optimisée	<input type="checkbox"/>	362.00	381.91	
FAW1036	Supplément pour roues rayonnées 24" avec bandage, main courante aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm	<input type="checkbox"/>	47.09	49.68	

Options supplémentaires					
FAW1052	Tablette amovible (2)	<input type="checkbox"/>	139.20	146.86	76.84
FAW1053	Support porte sérum	<input type="checkbox"/>	157.14	165.78	
FAW1054	Accroches Taxi	<input type="checkbox"/>	137.44	145.00	

Options de siège					
FAW1086	Dossier Dynamique (5)	<input type="checkbox"/>	331.75	350.00	
FAW1085	Poignée pour inclinaison de dossier par l'utilisateur (1) (2)	<input type="checkbox"/>	70.69	74.58	
FAW1160	Assise et dossier à inclinaison électrique	<input type="checkbox"/>	900.47	950.00	
FAW1019	Bascule d'assise électrique	<input type="checkbox"/>	616.11	650.00	
FAW1090	Supplément pour Appui-tête avec oreillettes réglables	<input type="checkbox"/>	68.00	71.74	
SAP3603	Cale tronc souple pour dossier Symbiose	<input type="checkbox"/>	104.74	110.50	
SAP3601	Cale tronc rigide pour dossier Symbiose	<input type="checkbox"/>	157.54	166.20	

TOTAL					

Bon de commande à retourner par Fax, par le distributeur, au: (33) 04 37 45 02 55

TARIF PUBLIC MARS 2017

Page 2/3


Document de vente destiné aux professionnels de santé

**RUPIANI***Mobilité et Posture vers l'autonomie...*

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Web : www.rupiani.fr
Courriel : n.lafi@rupiani.fr**Données Techniques**

Largeur d'assise	39 cm , 44 cm , 49 cm Réglables de -3cm à +4cm
Profondeur d'assise	De 43cm à 55 cm (réglage en continu)
Réglage antéro postérieur de l'assise	3 positions
Hauteur du dossier	De 54 cm à 68 cm
Bascule d'assise	De 0° à 35° (par double vérins)
Inclinaison du dossier	De 85° à 120°
Largeur totale du fauteuil	Largeur d'assise maxi +19cm
Longueur totale du fauteuil sans repose jambes	95 cm
Longueur totale du fauteuil avec repose pieds	115 cm
Longueur du segment jambier	Réglable de 34 cm à 40 cm
Poids du fauteuil avec accessoires	33 kg
Poids maxi utilisateur	140 kg
Couleur	Gris Titane / Noir

Repose pieds
FAW1060Repose Jambes
FAW1062Repose Jambes Ergonomique
FAW1020**Matrice pour le réglage de la hauteur Sol / Siège**

Diamètre de la Roue centrale	Position de la Roue centrale	Hauteur Sol / Siège (cm)	Position de la vis sur les Fourches avant / arrière
12"	4	42	Haut
22"	1	42	Haut
22"	2	45	Intermédiaire
22"	3	48	Bas
24"	1	45	Intermédiaire
24"	2	48	Bas