



Spécifications techniques :

Largeur d'assise :




35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm

Largeur totale du fauteuil :




Largeur d'assise + 18 cm

Profondeur d'assise :




42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm, 50 cm

Hauteur d'assise :




46,5 cm / 50 cm avec roues motrices 24" 46,5 cm avec roues motrices 12" et 16"

Inclinaison de l'assise :




-5 ° à +20 °

Inclinaison du dossier :




90 ° à 135 °

Hauteur du dossier :



48 cm de série (60 cm avec rallonge dossier)

Poids du fauteuil : 29 kg



Charge maximale autorisée 140 kg



Netti® 4U

Netti 4U comfort|CED: Compact - Convivial - Design

Le fauteuil Netti 4U Comfort/CED a été testé et homologué conformément à la norme EN 12183:1999 par l'Institut TÜV Product Service GmbH en Allemagne. En outre, Netti 4U Comfort/CED a été testé et homologué conformément à la norme sur les essais de choc ISO/FDIS 7176/19 par Millbrook Proving Ground Ltd. au Royaume-Uni.



189 Route des Pontets • F - 74320 SEVRIER
Tél 04 50 27 37 63 • Fax 04 50 60 51 80
infos@eurekamedical.fr • www.eurekamedical.fr

ALU REHAB™
Thinking ahead - moving forward

ALU REHAB™
Thinking ahead - moving forward

Netti 4U Comfort|CED (compact / convivial / design)

Design / Solutions ergonomiques

Convivial

Compact
- Léger et peu encombrant



Le nouveau fauteuil Netti 4U Comfort|CED facilite les activités journalières tant pour l'utilisateur que pour les personnes tierces. Netti 4U Comfort|CED est un fauteuil confortable multifonctionnel aux solutions ergonomiques, à largeur totale étroite et au poids total peu élevé. Les poignées simples et fonctionnelles sont indiquées en rouge. Très convivial, ce fauteuil ne requiert qu'un simple réglage.



Les accoudoirs amovibles facilitent le transfert.



Le montage individuel de l'assise offre une stabilité, un soutien et un confort uniques.



Petit et compact, le fauteuil convient parfaitement pour les espaces limités.



La légèreté du fauteuil (29 kg SEULEMENT complet !) et son châssis repliable facilitent le transport.

Netti[®]

4U