

FAUTEUIL ORL ENT CHAIR

Adaptabilité
Adaptability

Design
Design

Hygiène
Hygiene

Ergonomie
Ergonomic

Confort
Comfort

www.carinamedical.com

OPTIONS



- **ACC514:** Protection plastique pour jambière ou assise
Plastic protection for leg rest or seat

- **ACC51224:** Option dossier électrique pour fauteuil ORL 522 ou 51208
Option electric back rest for ENT chairs 522 or 51208



- **ACC993:** Système de roulettes escamotables uniquement pour fauteuil 51205T-ORL
System of retractable rollers only for chair 51205T-ORL

Coloris
Colours

Sellerie
Upholstery

Piètement
Base



Produits distribués par
Products distributed by

51266T-ORL et 51205T-ORL

- Fauteuil ORL à hauteur variable hydraulique

ENT chair with hydraulic height adjustment

- Sellerie en forme ergonomique, très grand confort, épaisseur 8cm, largeur 550, non feu classé M1,20 coloris au choix. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire)

Comfortable shaped upholstery with good density on 80mm foam, width 550, M1 class, 20 colours available.

Specially developed for optimum patient comfort (very good lumbar support)

- Tête réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL

Adjustable head rest specially developed for ENT exams

- Réglage du dossier en toutes positions par un vérin à gaz synchronisé avec la jambière

Back rest adjustment via gas jack with synchronisation with the leg rest

- Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix ou pied socle chromé

Steel quality, epoxy coat, 16 colours range or chromed foot

- Equipé de 2 accoudoirs escamotables

Equipped with 2 removable arm rests




- Position de Trendelenburg

Trendelenburg position



51205T-ORL

51266T-ORL



51208T-ORL

- Fauteuil ORL à hauteur variable électrique

ENT chair with electrical height adjustment

- Sellerie en forme ergonomique, très grand confort, épaisseur 8cm, largeur 550, non feu classé M1,20 coloris au choix. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire)

Comfortable shaped upholstery with good density on 80mm foam, width 550, M1 class, 20 colours available. Specially developed for optimum patient comfort (very good lumbar support)

- Tête réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL

Adjustable head rest specially developed for ENT exams

- Réglage du dossier en toutes positions par un vérin à gaz synchronisé avec la jambière

Back rest adjustment via gas jack with synchronisation with the leg rest

- Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix

Steel quality, epoxy coat, 16 colours range

- Equipé de 2 accoudoirs escamotables


Equipped with 2 removable arm rests

- Position de Trendelenburg

Trendelenburg position



51208T-ORL



52201-ORL

- Fauteuil ORL à hauteur fixe 50cm

ENT chair with fixed height 50 cm

- Sellerie en forme ergonomique, très grand confort, épaisseur 8cm, largeur 550, neu feu classé M1,20 coloris au choix. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire)

Comfortable shaped upholstery with good density on 80mm foam, width 550, M1 class, 20 colours available. Specially developed for optimum patient comfort (very good lumbar support)

- Tête réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL

Adjustable head rest specially developed for ENT exams

- Réglage du dossier en toutes positions par un vérin à gaz ou un vérin électrique synchronisé avec la jambière

Back rest adjustment via gas jack or via electric jack with synchronisation with the leg rest

- Pied fixe ou équipé de 4 roulettes à frein diamètre 100mm (en option)

Fixed foot or equipped with 4 castors rollers with full brakes diameter 100mm (in option)


- Equipé de 2 accoudoirs escamotables

Equipped with removable arm rests

- Position de Trendelenburg

Trendelenburg position

52201-ORL + 990



Design
Design

Ergonomie
Ergonomic

Hygiène
Hygiene

Adaptabilité
Adaptability

Confort
Comfort

