

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT À HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE ET TOURNANT

BLOOD SAMPLING CHAIR WITH HYDRAULIC
HEIGHT ADJUSTMENT AND SWIVELLING CHAIR



Hygiène
Hygiene

Design
Design

Adaptabilité
Adaptability

Ergonomie
Ergonomic

Confort
Comfort

www.carinamedical.com

OPTIONS



- ACC537 :
Paire d'étaux équipée de 2 molettes
de serrage
Pair of clamps



- ACC105 :
Paire d'étriers en acier chromé
Pair of stirrups



- ACC964 :
Paire d'appui-jambes
Pair of leg rests



- SL0964 :
Housse pour repose jambe ACC964
Revêtement de classe anti-feu M1,
20 coloris au choix
*Cover for leg rest, M1 class,
20 colours available*



- ACC54005 :
Tête 1/2 lune largeur 550
Revêtement de classe anti-feu M1,
20 coloris au choix
*Headrest, width 550, M1 class,
20 colours available*



- ACCTETERGO:
Tête adaptable, réglable et
amovible pour un très bon
maintien de la nuque
*Adaptable head rest that can be adjusted
and removed for excellent neck support*

- ACC110POLY :
Gouttière en polyuréthane noir pour
prise de sang adaptable sur divan
Equippée d'une tige permettant le
réglage en hauteur et en profondeur
Equippée d'un mécanisme sécurisé
permettant son inclinaison
*Polyurethane bloodtest splint
Every position adjustable by serrated
blocks system*



- ACC113:
Paire de poignées
Pair of handles

- ACC125 :
Porte-rouleau draps d'examen
Exam sheet roller



- ACC514 :
Protection plastique pour jambière
ou assise
Plastic protection for leg rest



- ACC514-GOUT :
Protection plastique pour jambière
ou assise gouttière
Plastic protection for bloodtest splint

- ACC910PLAT02 :
Plateau inox
Stainless steel tray



- ACC516 :
Commande simultanée dossier / jambière
Simultaneous leg rest and back rest adjustment

Coloris
Colours

Sellerie
Upholstery

Piètement
Base



Produits distribués par
Products distributed by

512 05 / 512 14 / 512 14 T / 512 66 T

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique
Blood sampling chair with hydraulic height adjustment
- Châssis composé d'une colonne télescopique
Frame comprised of 1 telescopic column
- Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range
- Piètement sur socle chromé (Réf. 512 14, 512 14 T et 512 66 T)
Chrome base (Ref. 512 14, 512 14 T and 512 66 T)
- Commande : actionneur mécanique
Control: mechanic pedal
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 550 non feu classé M1, 20 coloris au choix :
 - Sellerie standard
 - Sellerie tendue*Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 550, M1 class, 20 colours available*
 - Standard upholstery
 - Stretched upholstery
- Position de Trendelenburg (-7°)
Trendelenburg position (-7°)

- Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 2 vérins à gaz
Back rest and leg rest adjustment via 2 gas jacks
- Les jambières peuvent être mises en position verticale
The leg rests maybe positioned vertically
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
Equipped with 2 blood test splints, every position adjustable by serrated blocks system
- Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation. Montée du fauteuil : Actionner la pédale de commande de la colonne à mi-course
Descente du fauteuil : Actionner la pédale de commande de la colonne au maximum de sa course et maintenir
Rotation du fauteuil : Blocage de cette rotation en levant la pédale au maximum
Raising the chair: Actuate the column's control pedal to midstroke. Lowering the chair: Actuate the column's control pedal to its stroke limit and block it. Rotating the chair: Block rotation by lifting the pedal as far as possible
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique
Load capacity: Dynamic 130kg.

512 42 T

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe
Blood sampling chair with fixed height
- Piètement sur socle chromé
Chrome base
- Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation
360° swivelling armchair with a mechanism locking system
- Commande : actionneur mécanique
Control: mechanic pedal
- Sellerie en forme ergonomique très grand confort, épaisseur 8 cm, largeur 550, non feu classé M1, 20 coloris au choix
Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire)
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 550, M1 class, 20 colours available. Specially developed for optimal patient comfort (very good lumbar support)
- Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 2 vérins à gaz
Back rest and leg rest adjustment via 2 gas jacks
- La jambière peut être mise en position verticale
The leg rest maybe positioned vertically
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
Equipped with 2 bloodtest splints, every position adjustable by serrated blocks system
- Position de Trendelenburg (-7°)
Trendelenburg position (-7°)
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique
Load capacity: Dynamic 130kg

