



## Weely Podal

Date :  
Nom de l'utilisateur :  
Code client :  
Cachet du distributeur :

### Equipement de série

Fauteuil confort avec **bascule d'assise de 35° assistée par 2 vérins**, pour une posture améliorée, une dispersion des pressions optimisée; et avec une inclinaison de dossier par vérins de 85° à 120°; longueur compacte, ajustable en largeur et profondeur.

- > **Dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension** (cales-tronc en option)
- > **Proclive de 3° facilitant le déplacement podal**
- > **Hauteur sol / siège ajustable à 37cm, 40cm ou 43cm**
- > **Châssis 6 roues** à propulsion par roues centrales
- > **Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm**, activation par pédale
- > **Roues avant et arrière à suspensions / Roues centrales à démontage rapide**
- > Palettes d'appui pieds escamotables, avec sangles talonnières
- > **Appui-tête** orientable multi positions
- > Frein à tirer allongé, et sangle de bassin ajustable par velcro
- > Coussin d'assise galbé
- > Largeur d'assise ajustable de -3cm à +4cm
- > **Profondeur d'assise réglable en continu de 43cm à 55cm**
- > Poids maxi utilisateur 140kg

- (a) **LPPR 4118193** : Fauteuil à dossier inclinable **603,65€**  
 (b) **LPPR 4375116** : VHP, Propulsion manuelle, pliant, coussin de siège ou de dossier avec housse **34,90€ x 2**  
 (c) **LPPR 4325302** : Appui-tête **63,41€**  
 (d) **LPPR 4342654** : Repose jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées **105,76€ x 2**  
 (e) **LPPR 1269336** : \*\*Siège de série modulable et adaptable aux mesures du patient **838,47€**

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société Rupiani.

\*\* Nécessite le choix d'un coussin de positionnement. La prise en charge du siège de série modulaire et évolutif nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

- (1) Incompatible avec l'option tablette  
 (2) Incompatible avec l'option gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison par tierce personne)  
 (3) Bascule d'assise limitée à 20°, nécessite des capacités physique au niveau de la partie supérieure du tronc  
 (4) Dossier Dynamique : Option permettant d'absorber les schémas d'extension et les spasmes, tout en conservant un réglage d'incli-

		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR*
		HT	TTC	
• Equipement standard	○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard			
FMW5015	<b>WEELY PODAL : bascule manuelle de 35 degrés</b> <input checked="" type="checkbox"/>	1427.04	<b>1505.53</b>	736.86 (a+2b+c)
<b>Largeur d'assise</b>				
FAW1001	39 cm = Assise réglable de 39 à 44 cm ( <b>Délai : nous consulter</b> )	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
FAW1002	44 cm = Assise réglable de 44 à 49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FAW1003	49 cm = Assise réglable de 49 à 54 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Coussins d'assise (choix de la profondeur d'assise)</b>				
SAP50..	Coussin standard Galbé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SAP51..	<b>Coussin de positionnement</b> visco plat <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	768.67 (e-2b)
SAP52..	<b>Coussin de positionnement</b> Equilibre II <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/>	145.54	153.55	
SAS80..	<b>Coussin de positionnement</b> Reflex <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/>	168.08	177.32	
SAS82..	<b>Coussin de positionnement</b> Evolution <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/>	419.02	442.07	

**RUPIANI***Mobilité et Posture vers l'autonomie...*

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54

Fax : (33) 04 37 45 02 55

Web : www.rupiani.fr

Courriel : n.lafi@rupiani.fr

		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR*
		HT	TTC	
• Equipement standard    ○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard				
<b>Accoudoirs</b>				
FAW1070	Accoudoir avec protège vêtement rembourré, réglable en hauteur de 27cm à 34cm, et en profondeur	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW1071	Supplément pour Gouttière Gauche régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1)	<input type="checkbox"/>	124.48	<b>131.33</b> 119.39
FAW1072	Supplément pour Gouttière Droit régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1)	<input type="checkbox"/>	124.48	<b>131.33</b> 119.39
<b>Reposes Jambes et Reposes Pieds</b>				
FAW1060	Repose Pied Gauche	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW1061	Repose Pied Droit	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW1062	Supplément pour Repose Jambe Articulé Gauche	<input type="checkbox"/>	100.25	<b>105.76</b> 105.76 (d)
FAW1063	Supplément pour Repose Jambe Articulé Droit	<input type="checkbox"/>	100.25	<b>105.76</b> 105.76 (d)
FAW1020	Supplément pour Repose Jambe Articulé Ergonomique Gauche	<input type="checkbox"/>	156.30	<b>164.90</b> 105.76 (d)
FAW1021	Supplément pour Repose Jambe Articulé Ergonomique Droit	<input type="checkbox"/>	156.30	<b>164.90</b> 105.76 (d)
<b>Roues avant et arrière (voir matrice pour le réglage de la hauteur sol / siège page 3)</b>				
FAW1033	Roues 4" x 1-1/4" avec bandage	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW1030	Roues 6" x 1-1/4" avec bandage	<input type="checkbox"/>	○	○
<b>Roues centrales</b>				
FAW 1034A	Roues rayonnées <b>20"x1 3/8"</b> Bandages, mains courantes aluminium, jantes aluminium grises Hauteur sol / siège pré réglée 37cm avec une proclive de 3°	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW 1034B	Supplément pour roues rayonnées <b>20"x1" Schwalbe</b> Bandages, mains courantes aluminium, Jantes double paroi en aluminium noir Hauteur sol / siège pré réglée 37cm avec une proclive de 3°	<input type="checkbox"/>	127.22	<b>134.22</b>
FAW1035	Roues rayonnées <b>22"x1 3/8"</b> Bandages, mains courantes aluminium, jantes aluminium grises Hauteur sol / siège pré réglée 40cm avec une proclive de 3°	<input type="checkbox"/>	○	○
<b>Options supplémentaires</b>				
FAW1056	Blocage de bascule anti-proclive (augmente la hauteur sol / siège de 3cm)	<input type="checkbox"/>	○	○
FAW1052	Tablette amovible (incompatible avec l'option gouttières)	<input type="checkbox"/>	139.20	<b>146.86</b> 76.84
FAW1053	Support porte sérum	<input type="checkbox"/>	157.14	<b>165.78</b>
FAW1054	Accroches Taxi	<input type="checkbox"/>	137.44	<b>145.00</b>
<b>Options de siège</b>				
FAW1089	Gâchette pour <b>bascule d'assise autonome</b> par l'utilisateur (1) (2) (3) <b>NOUVEAU</b>	<input type="checkbox"/>	70.69	<b>74.58</b>
FAW1085	Gâchette pour <b>inclinaison de dossier</b> par l'utilisateur (1) (2)	<input type="checkbox"/>	70.69	<b>74.58</b>
FAW1086	<b>Dossier Dynamique (4)</b>	<input type="checkbox"/>	331.75	<b>350.00</b>
FAW1160	Assise et dossier à inclinaison électrique	<input type="checkbox"/>	900.47	<b>950.00</b>
FAW1019	Bascule d'assise électrique	<input type="checkbox"/>	616.11	<b>650.00</b>
SAP3603	Cale tronc souple pour dossier Symbiose	<input type="checkbox"/>	104.74	<b>110.50</b>
SAP3601	Cale tronc rigide pour dossier Symbiose	<input type="checkbox"/>	157.54	<b>166.20</b>
<b>TOTAL</b>				

Bon de commande à retourner par Fax, par le distributeur, au: (33) 04 37 45 02 55


TARIF PUBLIC MARS 2017

Page 2/3

Document de vente destiné aux professionnels de santé

**Données Techniques**

Largeur d'assise	39 cm , 44 cm , 49 cm Réglables de -3cm à +4cm
Profondeur d'assise	De 43cm à 55 cm (réglage en continu)
Réglage antéro postérieur de l'assise	3 positions
Hauteur du dossier	De 54 cm à 68 cm
Bascule d'assise	De 0° à 35° (par double vérins)
Inclinaison du dossier	De 85° à 120°
Largeur totale du fauteuil	Largeur d'assise maxi +19cm
Longueur totale du fauteuil sans repose jambes	95 cm
Longueur totale du fauteuil avec repose pieds	115 cm
Longueur du segment jambier	Réglable de 34 cm à 40 cm
Poids du fauteuil avec accessoires	33 kg
Poids maxi utilisateur	140 kg
Couleur	Gris Titane / Noir

Repose pieds  
FAW1060Repose Jambes  
FAW1062Repose Jambes Ergonomique  
FAW1020

<b>Matrice pour le réglage de la hauteur Sol / Siège</b>			
Diamètre de la Roue centrale	Position de la Roue centrale	Hauteur Sol / Siège (cm)	Roues avant / arrière
20"	1	37 ou 40 (option antiproclive)	4"
20"	2	40 ou 43 (option antiproclive)	6"
22"	1	40 ou 43 (option antiproclive)	6"