

Réglé par :

Tél:

Enregistrez le guide sur le bureau et ouvrez-le

E-mail:

Date:

Le prix évolue en fonction des choix effectués dans le formulaire €

La configuration standard inclut; châssis, d'assise, sangle de mollet, verrou de dossier, option de couleur standard, dossier, essieu arrière en carbone, roulette et fourche, repose-pieds en titane ou repose-pieds pliables, frein S3 push to lock, roue arrière à rayons en acier croisés Panthera, jantes poussoirs en titane et course droite Schwalbe pneus

EN 12183 / ISO 7176-11 Max. poids utilisateur: Largeur d'assise 27-42 cm 100 kg, Largeur d'assise 45-50 cm 150 kg, (S3 Large) Largeur d'assise 39-50 cm 150 kg

Choix requis:

Éventuelleme **Supplément/supplément de prix** **marqué en jaune** **Prix € TTC** Cliquez sur "[texte bleu souligné](#)" pour plus d'informations ou une image

Design d'origine

Autres options

Autres

1) Châssis

Code LPPR 9163070

[S3](#)

Largeur d'assise **33-50** cm, Profondeur d'assise 40 cm

[S3 Short](#)

Largeur d'assise **30-45** cm, Profondeur d'assise 27-33 cm (Largeur d'assise 30-33), 35 cm (Largeur d'assise 36-45)

[S3 Short Low](#)

Largeur d'assise **33-39** cm, Profondeur d'assise 35 cm

[S3 Large](#)

Largeur d'assise **39-50** cm, Profondeur d'assise 45 cm

[S3 Long](#)

Largeur d'assise **33-50** cm, Profondeur d'assise 45 cm

[S3 0°](#)

Largeur d'assise **33-50** cm, Profondeur d'assise 35, 37.5, 40, 42.5 cm

[S3 Short Abd](#)

Largeur d'assise **27-33** cm, Profondeur d'assise 27-33 cm

Effacer

2) Couleur du châssis

Noir - Anodic Black

Couleur en option- Une livraison plus long pour la couleur en option. Indiquer la référence dans le carré

Gray - Gray metallic

Effacer

9930026-C

3) Largeur d'assise (BB)

Vérifiez la largeur d'assise autorisée à "1) Châssis"

Effacer 27 cm 30 cm 33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm 50 cm

4) Profondeur d'assise

Effacer 35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm

5) Dossier

Hauteur (HH)

[INFO](#)

[Standard](#)
523BBHH VER2

20 cm 35 cm

[Rétréci 3 cm](#) 5253930 VER2-C

[Rétréci 6 cm](#)

7110626 VER2-C

[Dossier incurvé](#) 5243930 VER2-C

[Évasé 3 cm](#)

7110610 VER2-C

[Pour Dossiers Pleins](#)

[Incurvé Rétréci](#)

Effacer

30 cm 45 cm

7110683 VER2-C

Effacer

6) Essieu arrière

[Carbone +15 mm](#)

* Largeur d'assiser BB+1

[Autre](#) ressiou arrière ou hauteur de siège

[Carbone std](#)

33023BB

33023BC*

[Augmenter la hauteur de siègeht](#)

Effacer

Utilisez cet essieu arrière lorsque vous choisissez un accoudoir dans les accessoires et/ou une hauteur d'assise augmentée

7) Roue et fourche avant

réf

[90 mm](#)

[120 mm](#)

[150 mm](#)

Effacer

8) Repose-pieds

Titane, allongés renforcés*

* std pour S3 Large

[Carbone reposer-pieds](#)

[Repose-pieds, titane](#)

36001BB

36111BB

6504039

[Repose-pieds pliables; réf](#)

[Repose-pieds U-forme, petit arche du talon](#)

3600134 (largeur 33)

[Sangles talonnières pour reposer-pieds](#)

[Plaque en plastique pour reposer-pieds](#)

36010BB

Effacer

9) Frein

3673639-C

[Frein à une main, droit](#)

réf

[Frein auxiliaire *](#)

[Frein S3](#)

4630000

3683639-C

[Frein à une main, gauche](#)

1103539-C

Effacer

* Pas pour châssis short / low

Tous les prix sont pour la paire

10) Roue arrière - sans main courante

[Tailles de roues arrières](#)

1101530-C (x2)

[24" std](#) [Réf](#)
Effacer 1100274-C (x2)

[22" standard](#)
[24" Spinerqy X rayon noir](#)
[25" Spinerqy X rayon noir](#)
[26" Spinerqy X rayon noir](#)
[24" Spinerqy X rayon blanc](#)
[25" Spinerqy X rayon blanc](#)
[26" Spinerqy X rayon blanc](#)

[Entraînement à un bras](#)

[Roue arrière 24x2" MTB](#)
Titanie Main courante

Pneu - choisir le pneu

100124-C (x2)

Tous les prix sont pour la paire

[Schwalbe Right Run](#) 22", 24", 25", 26" 100038-C (x2)

Effacer 100053-C (x2)

[Robuste 24"](#)

[Schwalbe Marathon Plus, 24", 25", 26"](#)

[Schwalbe One 24", 25"](#)

[PU 24" \(plein\)](#)

1000224-C (x2)

(reTyre ne convient pas aux pneus PU)

[reTyre pneu 24"](#)

[reTyre pneu 25"](#)

100300-C (x2)

[reTyre pneu 26"](#)

Effacer

11) Main courante

Tous les prix sont pour la paire

[Titane](#)
190DD11 (x2 / fauteuil roulant)

Effacer

[Paragrip](#)

1905124T x 2

[TetraGrip](#)

1905224BT x 2

[Maxgrip 22", 24"](#)

1903060 x 2

(contient du latex)

[Aluminum X](#)

1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

Accessoires

Protection latérale

[réf](#)

[Protection latérale S3](#)

[video](#)

Effacer

Accoudoir

[réf](#)

[Accoudoir S3 *](#)

[video](#)

* 26" std pour 24" Roue arrière pour Short
Low 26" std pour Frein auxiliaire

Protections latérales en carbone

[réf](#)

[Sans garde-boue](#)

[Petit garde-boue](#)

[Grand garde-boue](#)

Poignées de poussée

[Hauteur réglable S3](#)

4252060 VER2 [Video](#)

[Hauteur réglable S3 +10 cm](#)

4252063 VER2

Poids max. utilisateur 100 kg

Effacer

Poignée de poussée pliable

[S3](#)

4245000

[Video](#)

Barre de poussée

[Barre de poussée S3](#)

4240039 VER2-C

Poids max. utilisateur 100 kg

Anti-basculement

[Anti-basc. hauteur d'assise std](#)

4353000 [Video](#)

[Anti-basc. S3 Short Low](#)

4355000

[Anti-basc. S3 Large](#)

4353080

Effacer

[Autre hauteur d'assise](#)

Réf

Autre

[Protection de tube avant](#)

9900251 (2pcs)

[Protection de tube arrière](#)

9900251 (1 pcs)

[Porte-béquille S3](#)

9900301 (x1/ crutch)

[Cale de dossier](#)

4710012

[Freewheel std](#) 2600102

2600105-C

[Freewheel autre hauteur](#)

Coussin

[2,5 cm](#)

5723940-C

[5 cm](#)

5753940-C

Effacer

Cale de coussin

[Cale de coussin](#)

5771039-C

[Tablette S3](#)

6810020

Uniquement avec accoudoir

Protège-rayons

[24" logo](#)

4500000

[24" sans logo](#)

4500011

Effacer

[22" logo](#)

4500100

[22" sans logo](#)

4500111

Protecteurs de rayons avec thème

[22" Splash](#)

4500322

[22" Car rim](#)

4500122

[22" Wild animals](#)

4500422

[22" Smiley](#)

4500222

[24" Splash](#)

4500324

[24" Car rim](#)

4500124

[24" Wild animals](#)

4500424

[24" Smiley](#)

4500224

Effacer

SPLASH CAR RIM WILD ANIMALS SMILEY

Choisissez la référence pour la Freewheel en fonction de la hauteur de la hauteur du repose-pieds du fauteuil roulant. Pour en savoir plus sur la Freewheel, consultez la [page d'accueil](#)

Réglages de la configuration

Inclinaison du dossier

Noter la mesure (A) de l'inclinaison souhaitée pour le dossier 14-28 mm. Standard=20 mm

A= _____ mm

Arc de pied

Noter la mesure (A) pour le repose-pieds

A= _____ mm

Réglage de l'essieu arrière

Noter la mesure (A) pour l'équilibre souhaité. Standard=60 mm, pour essieu AR surélevé = 51 mm

A= _____ mm

Extra

Tarifs publics



2024

Prix valables à partir de: 01/01/2024

SmartDrive MX2+

**Nouveau
prix 2024**

5200 € TTC



Information client	
Client (Nom / No.)	/
Contact	
Numéro de commande	
Adresse	
CP / Ville	/
Tél / Fax	/

	Numéro d'article		Tarif Public (€)		Tarif LPPR Code LPPR	Information additionnelle
			HT	TTC		

SmartDrive

SMARTDRIVE MX2+ 9KMH SPEED CONTROL DIAL EU	MX2-S004	<input type="radio"/>	4928,91	5200,00	Code LPPR: 4371791 2187,03 € TTC	
--	----------	-----------------------	---------	---------	-------------------------------------	--

Accessoires

PushTracker						
PUSHTRACKER E3 PREINSTALLE (NOIR)	MX2-33P-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		MX2-33P
<i>PushTracker prêt à l'emploi et préinstallé : Allumez, définissez la langue et c'est parti !</i>						

Accessoires						
CHARGEUR USB PRISE EU	MX2-926	<input type="checkbox"/>	36,00	37,98		

Adaptateur (1 au choix)-trouvez le bon en utilisant la charte de compatibilité

KIT NOIX DE FIXATION STD 24"/540	MX2-44S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00	https://smartdrive.permobil.com/	
KIT NOIX DE FIXATION STD 25"/560	MX2-45S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT NOIX DE FIXATION STD 26"/590	MX2-46S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT NOIX DE FIXATION LARGE	MX2-43L-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 24"/540 20 cm - 53 cm	MX2-443-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 25"/559 20 cm - 53 cm	MX2-453-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 26"/590 20 cm - 53 cm	MX2-463-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE PANTHERA U/S	MX2-43P	<input type="radio"/>	258,00	272,19		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH CHAMP fabrication sur-mesure	MX2-KCS	<input checked="" type="radio"/>	551,00	581,31		
SANS KIT FIXATION FAUTEUIL		<input type="radio"/>	0,00	0,00		

Adaptateurs supplémentaire spécifique

FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.5"/13MM	MX2-955	<input type="radio"/>	20,00	21,10	
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.75"/19MM	MX2-956	<input type="radio"/>	20,00	21,10	
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.875"/22MM	MX2-957	<input type="radio"/>	20,00	21,10	
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ARIA	MX2-ARI	<input type="radio"/>	551,00	581,31	
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ICON	MX2-ICN	<input type="radio"/>	128,00	135,04	
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH R33	MX2-KRT	<input type="radio"/>	551,00	581,305	
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL SHOCKBLADE	MX2-SHB	<input type="radio"/>	97,00	102,34	
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL TUBE CLAMPS/PLIANT	MX2-TCC	<input checked="" type="radio"/>	683,00	720,57	
ENSEMBLE FIX. MONT. TILT IN SPACE	MX2-TSC	<input checked="" type="radio"/>	500,00	527,50	
ENSEMBLE FIX. MONT. COLOURS SHOCKBLADE (2018->)	MX2-SBN	<input type="radio"/>	128,00	135,04	
ENSEMBLE FIX. MONT. PER4MAX SHOCKWAVE	MX2-SHW	<input type="radio"/>	551,00	581,31	

*1 Informations complémentaires adaptateur spécifique

MX2-KCS	Taille de la roue arrière	540/24" 559/25" 590/26"	Mesure rapide de l'axe de la pointe à la pointe :			mm	
MX2-TSC	Taille de la roue arrière	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Marque de fauteuils roulants:			Modèle :	
MX2-TCC			Diamètre du tube	mm			

Accessoires

POIGNÉE REMBOURRÉE UNIVERSELLE	MX2-986	<input type="checkbox"/>	20,00	21,10	
SAC DE TRANSPORT SMARTDRIVE/NOIR	MX2SD-BAG	<input type="checkbox"/>	78,00	82,29	
BOUTON COMM. DE COMMUTATEUR (UN) OPTION MONO JACK	MX2-TBSC	<input type="checkbox"/>	296,00	312,28	