

Réglé par :

Tél:

Enregistrez le guide sur le bureau
et ouvrez-le

E-mail:

Date:

Le prix évolue en fonction des
choix effectués dans le formulaire €

La configuration standard inclut; châssis, d'assise, sangle de mollet, verrou de dossier, option de couleur standard, dossier, essieu arrière en carbone, roulette et fourche, repose-pieds en titane ou repose-pieds pliables, frein S3 push to lock, roue arrière à rayons en acier croisés Panthera, jantes poussoirs en titane et course droite Schwalbe pneus

EN 12183 / ISO 7176-11 Max. poids utilisateur: Largeur d'assise 27-42 cm 100 kg, Largeur d'assise 45-50 cm 150 kg, (S3 Large) Largeur d'assise 39-50 cm 150 kg

Choix requis:

Éventuelleme Supplément/supplément de prix marqué en jaune Prix € TTC Cliquez sur "texte bleu souligné" pour plus d'informations ou une image

Design d'origine

Autres options

Autres

1) Châssis

Code LPPR 9178254

[S3](#)

Largeur d'assise 33-50 cm, Profondeur d'assise 40 cm

[S3 Short](#)

Largeur d'assise 30-45 cm, Profondeur d'assise 27-33 cm (Largeur d'assise 30-33), 35 cm (Largeur d'assise 36-45)

[S3 Short Low](#)

Largeur d'assise 33-39 cm, Profondeur d'assise 35 cm

[S3 Large](#)

Largeur d'assise 39-50 cm, Profondeur d'assise 45 cm

[S3 Long](#)

Largeur d'assise 33-50 cm, Profondeur d'assise 45 cm

[S3 0°](#)

Largeur d'assise 33-50 cm, Profondeur d'assise 35, 37.5, 40, 42.5 cm

[S3 Short Abd](#)

Largeur d'assise 27-33 cm, Profondeur d'assise 27-33 cm

Effacer

2) Couleur du châssis

Noir - Anodic Black

Couleur en option- Une livraison plus long pour la
couleur en option. Indiquer la référence dans le carré

Gray - Gray metallic

Effacer

3) Largeur d'assise (BB)

Effacer 27 cm 30 cm 33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm 50 cm

4) Profondeur d'assise

Effacer 35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm

5) Dossier

Hauteur (HH)

[INFO](#)

[Standard](#)
523BBHH VER2

20 cm

35 cm

[Rétréci 3 cm](#) 525BBHH VER2

[Rétréci 6 cm](#)

[Dossier incurvé](#) 524BBHH VER2

[Évasé 3 cm](#)

[Pour Dossiers Pleins](#)

[Incurvé Rétréci](#)

Effacer

25 cm
30 cm
Effacer

40 cm
45 cm

6) Essieu arrière

[Carbone +15 mm](#)
33023BC*

* Largeur d'assise BB+1

[Autre](#) ressiu arrière ou hauteur de siège

[Carbone std](#)
33023BB

Utilisez cet essieu arrière lorsque vous choisissez un accoudoir
dans les accessoires et/ou une hauteur d'assise augmentée

[Augmenter la hauteur de siègeht](#)

Effacer

7) Roue et fourche avant

réf

[90 mm](#)

[120 mm](#)

[150 mm](#)

Effacer

8) Repose-pieds

[Repose-pieds, titane](#)
36001BB

Titane, allongés renforcés*
36111BB
[Repose-pieds pliables; réf](#)

* std pour S3 Large

[Carbone repose-pieds](#)

65040BB

[Repose-pieds U-forme, petit arche du talon](#)
3600134 (largeur 33)

[Sangles talonnières pour repose-pieds](#)

[Plaque en plastique pour repose-pieds](#)
36010BB

Effacer

9) Frein

[Frein à une main, droit](#)

réf

[Frein auxiliaire *](#)

[Frein S3](#)
4630000
Effacer

[Frein à une main, gauche](#)

Réf

* Pas pour châssis short / low

Tous les prix sont pour la paire

10) Roue arrière - sans main courante

[Tailles de roues arrières](#)

[24" std](#) [Réf](#)

Effacer

22" [standard](#)
24" [Spinergy X](#) rayon noir
25" [Spinergy X](#) rayon noir
26" [Spinergy X](#) rayon noir
24" [Spinergy X](#) rayon blanc
25" [Spinergy X](#) rayon blanc
26" [Spinergy X](#) rayon blanc

[Entraînement à un bras](#)

[Roue arrière 24x2" MTB](#)
Titanie Main courante

Pneu - choisir le pneu

Tous les prix sont pour la paire

[Schwalbe Right Run](#) 22", 24", 25", 26"

Effacer

[Robuste 24"](#)
[Schwalbe Marathon Plus](#), 24", 25", 26"
[Schwalbe One](#) 24", 25"

[PU 24" \(plein\)](#)
(reTyre ne convient pas aux pneus PU)
[reTyre pneu 24"](#)
[reTyre pneu 25"](#)
[reTyre pneu 26"](#) Effacer

11) Main courante

Tous les prix sont pour la paire

[Titane](#)
190DD11 (x2 / fauteuil roulant)

Effacer

[Paragrip](#)
19051DDBT x 2

[Tetragrip](#)
19052DDBT x 2

[Maxgrip 22", 24"](#)
1903060 x 2 (60=24", 80=22"
(contient du latex)
[Aluminium X](#)
1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

Accessoires

Protection latérale

[réf](#)

[Protection latérale S3](#)

[video](#)

Effacer

Accoudoir

[réf](#)

[Accoudoir S3](#) *

[video](#)

* 26" std pour 24" Roue arrière pour Short
Low 26" std pour Frein auxiliaire

Protections latérales en carbone

[réf](#)

[Sans garde-boue](#)

[Petit garde-boue](#)

[Grand garde-boue](#)

Poignées de poussée

[Hauteur réglable S3](#)
4252060 VER2 [Video](#)
[Hauteur réglable S3 +10 cm](#)
4252063 VER2
Poids max. utilisateur 100 kg

Effacer

Poignée de poussée pliable

[S3](#) [Video](#)
4245000

Barre de poussée

[Barre de poussée S3](#)
42400BB VER2

Poids max. utilisateur 100 kg

Anti-basculement

[Anti-basc.](#) hauteur d'assise std
4353000 [Video](#)
[Anti-basc.](#) S3 Short Low
4355000
[Anti-basc.](#) S3 Large
4353080

Effacer

[Autre hauteur d'assise](#)

Réf

Autre

[Protection de tube avant](#)
9900251 (2pcs)
[Protection de tube arrière](#)
9900251 (1 pcs)
[Porte-béquille S3](#)
9900301 (x1/ crutch)
[Cale de dossier](#)
4710012
[Freewheel std](#) 2600102
[Freewheel autre hauteur](#)

Coussin

[2,5 cm](#)
572BB40

[5 cm](#)
575BB40

Effacer

Cale de coussin

[Cale de coussin](#)
57710BB

[Tablette S3](#)

6810020

Uniquement avec accoudoir

Protège-rayons

[24" logo](#) [22" logo](#)
4500000 4500100
[24" sans logo](#) [22" sans logo](#)
4500011 4500111

Effacer

Protecteurs de rayons avec thème

[22" Splash](#) [24" Splash](#)
4500322 4500324
[22" Car rim](#) [24" Car rim](#)
4500122 4500124
[22" Wild animals](#) [24" Wild animals](#)
4500422 4500424
[22" Smiley](#) [24" Smiley](#) Effacer
4500222 4500224

SPLASH CAR RIM WILD ANIMALS SMILEY

Choisissez la référence pour la Freewheel en fonction de la hauteur du repose-pieds du fauteuil roulant. Pour en savoir plus sur la Freewheel, consultez la [page d'accueil](#)

Réglages de la configuration

Inclinaison du dossier

Noter la mesure (A) de l'inclinaison souhaitée pour le dossier 14-28 mm. Standard=20 mm

A= _____ mm

Arc de pied

Noter la mesure (A) pour le repose-pieds

A= _____ mm

Réglage de l'essieu arrière

Noter la mesure (A) pour l'équilibre souhaité. Standard=60 mm, pour essieu AR surélevé = 51 mm

A= _____ mm

Extra