

Réglé par :

Tél:

Enregistrez le guide sur le bureau et ouvrez-le

E-mail:

Date:

Le prix évolue en fonction des choix effectués dans le formulaire



La configuration standard inclut; châssis, dossier, roulette et fourche, roue arrière Spinergy 24", alu Main courante, Schwalbe One pneu, Frein à une main X, Protections latérales Carbone.

EN 12183 / ISO 7176-11 Max. poids utilisateur: Largeur d'assise 33-45 cm 100 kg, Cliquez sur "[texte bleu souligné](#)" pour plus d'informations ou une image

Choix requis:
Éventuelleme
Supplément/supplément de prix
marqué en jaune **Prix € TTC**

Design d'origine

Autres options

Autres

1 [Panthera X](#)

Code LPPR 9163070

Panthera X

Largeur d'assise 33-45 cm, Profondeur d'assise 35-46 cm

2 [Largeur d'assise \(BB\)](#)

[Réf](#)
33 cm
36 cm
39 cm
42 cm
45 cm
[Effacer](#)

3 [Hauteur de dossier 22-35 cm \(HH\)](#)

[Réf](#)
22 cm
23 cm
24 cm
25 cm
26 cm
27 cm
28 cm
29 cm
30 cm
31 cm
32 cm
33 cm
34 cm
35 cm
[Effacer](#)

4 [Équilibre](#)

[Info](#)
Position 1
Équilibrage le plus facile
Position 2

Équilibrage moins facile

Position 3

Moyennement équilibré

Position 4

Équilibrage le moins facile

Le positionnement du dossier sur le châssis influe sur l'équilibre/le centre de gravité du fauteuil roulant. « facile à équilibrer » = équilibrage des roues arrière facile à pratiquer. Cela peut être facilement modifié ultérieurement

5 [Roulette](#)

[Réf](#)
[3" X](#) (87 mm)

[90 mm S3](#)
[120 mm S3](#)

Il faut un 5" X châssis adapté à ces roulettes 120 mm pour roues arrière 24" et 25".

[Effacer](#)

6 [Repose-pieds](#)

[Repose-pieds Alu X](#)
36004BB

[Repose-pieds Titane](#)

36915BB

Carbon Footplate

6506039-C

[Repose-pieds Titane](#), rallongé, renforcé
36006BB [nécessaire pour Freewheel](#)
[Plaque en plastique pour arc de pied](#)
36010BB

[Effacer](#)

7 [Frein](#)

[Réf](#)
[Frein à une main, droit](#)
[Frein à une main, gauche](#)
[Effacer](#)

8 Roue arrière - sans main courante

[Tailles de roues arrière](#)

[24" Spinerger X](#) rayons **noir**

[24" Spinerger X](#) rayons **blanc**

Effacer

[25" Spinerger X](#) rayons **noir**

[25" Spinerger X](#) rayons **blanc**

[26" Spinerger X](#) rayons **noir**

[26" Spinerger X](#) rayons **blanc**

9 Pneu - choisir le pneu

[Schwalbe One](#) 24", 25", 26"

[Right Run](#) 24", 25", 26"

Effacer

Tous les prix sont pour la paire

[Marathon Plus 24", 25", 26"](#)

1000038-C x2

[Robuste 24"](#)

1000124-C

[PU 24" plein *](#)

1000224-C

(reTyre ne convient pas aux pneus PU)

[reTyre pneu 24"](#)

1100300-C

[reTyre pneu 25"](#)

[reTyre pneu 26"](#)

Effacer

* Pas avec frein à une main

10 Main courante

[Aluminum X](#)

1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

Effacer

[Titane](#)

1902411 (x 2)

[Paragrip](#)

1905124BT x 2

[Tetragrip](#)

1905224BT x 2

Tous les prix sont pour la paire

[Maxgrip 22", 24"](#)

1903060 x 2 (60=24", 80=22"

(contient du latex

DD=Dia. de la roue

Accessoires

Protections latérales Carbone [Réf](#)

[Carbone](#)

[Carbone petite](#)

[Carbone grande](#)

Effacer

Protections latérales S3

[S3](#)

4402470-C

[video](#)

Coussin

[5 cm](#)

5723940-C

Cale de coussin

[Cale de coussin](#)

5771039-C

Crochet accoudoir

[Crochet accoudoir X](#)

4200010

Anti-basculement

[Anti-basc. X](#)

4354000

Protection transport

[Boîtier](#)

9024009

[Extrémité arrière](#)

9024012

[Essieu arrière](#)

9024008

Autre

[Protection de tube avan](#)

9900252 (2 pcs)

[Protection de tube arrière](#)

9900252 (1 pcs)

[Freewheel std](#)

2600102

[Freewheel autre hauteur](#)

Choisissez la réf. pour la Freewheel en fonction de la hauteur du repose-pieds du fauteuil roulant Pour en savoir plus sur la roue libre, consultez la [page d'accueil](#)

Réglages de la configuration

[Inclinaison du dossier](#)

Noter la mesure (A) de l'inclinaison souhaitée pour le dossier 10-20 mm. Standard=15 mm

A= _____ mm

[Hauteur du repose-pieds](#)

Noter la mesure (K) pour la hauteur de repose-pieds souhaitée

K= _____ mm

Supp