

Réglé par :

Tél:

Enregistrez le guide sur le bureau
et ouvrez-le

E-mail:

Date:

Le prix évolue en fonction des
choix effectués dans le formulaire

€:

La configuration standard inclut: châssis, dossier, roulette et fourche, roue arrière Spinergy 24", alu Main courante, Schwalbe One pneu, Frein à une main X, Protections latérales Carbone.

EN 12183 / ISO 7176-11 Max. poids utilisateur: Largeur d'assise 33-45 cm 100 kg,
Cliquez sur "[texte bleu souligné](#)" pour plus d'informations ou une image

Choix requis:

Éventuelleme

Supplément/supplément de prix

marqué en jaune Prix € TTC

Design d'origine**Autres options****Autres****1 [Panthera X](#)**

Code LPPR 9178254

Panthera X

Largeur d'assise 33-45 cm, Profondeur d'assise 35-46 cm

2 [Largeur d'assise \(BB\)](#)[Réf](#)

33 cm

36 cm

39 cm

42 cm

45 cm

Effacer

3 [Hauteur de dossier](#) 22-35 cm [\(HH\)](#)[Réf](#)

22 cm

23 cm

24 cm

25 cm

26 cm

27 cm

28 cm

29 cm

30 cm

31 cm

32 cm

33 cm

34 cm

35 cm

Effacer

4 [Équilibre](#)[Info](#)**Position 1****Équilibrage le plus facile****Position 2**

Équilibrage moins facile

Position 3

Moyennement équilibré

Position 4

Équilibrage le moins facile

Le positionnement du dossier sur le châssis influe sur l'équilibre/le centre de gravité du fauteuil roulant. « facile à équilibrer » = équilibrage des roues arrière facile à pratiquer. Cela peut être facilement modifié ultérieurement

5 [Roulette](#)[Réf](#)[3" X](#) (87 mm)[90 mm S3](#)[120 mm S3](#)

Il faut un 5" X châssis adapté à ces roulettes
120 mm pour roues arrière 24" et 25".

Effacer

6 [Repose-pieds](#)[Repose-pieds Alu X](#)

36004BB

[Repose-pieds Titane](#)

36915BB

[Repose-pieds Titane](#), rallongé, renforcé36006BB [nécessaire pour Freewheel](#)[Plaque en plastique pour arc de pied](#)

36010BB

[Carbon Footplate](#)

65060BB

Effacer

7 [Frein](#)[Réf](#)[Frein à une main, droit](#)[Frein à une main, gauche](#)

Effacer

8 Roue arrière - sans main courante

[Tailles de roues arrière](#)

[24" Spinergy X](#) rayons **noir**

[24" Spinergy X](#) rayons **blanc**

Effacer

[25" Spinergy X](#) rayons **noir**

[25" Spinergy X](#) rayons **blanc**

[26" Spinergy X](#) rayons **noir**

[26" Spinergy X](#) rayons **blanc**

9 Pneu - choisir le pneu

Tous les prix sont pour la paire

[Marathon Plus 24", 25", 26"](#)

[Schwalbe One](#) 24", 25", 26"

[Right Run](#) 24", 25", 26"

Effacer

[Robuste 24"](#)

[PU 24" plein](#)

(reTyre ne convient pas aux pneus PU)

[reTyre pneu 24"](#)

[reTyre pneu 25"](#)

[reTyre pneu 26"](#)

Effacer

10 Main courante

[Titane](#)

190DD11 (x 2

[Paragrip](#)

19051DDBT x 2

[Tetragrip](#)

19052DDBT x 2

Tous les prix sont pour la paire

[Maxgrip 22", 24"](#)

1903060 x 2 (60=24", 80=22"
(contient du latex

[Aluminum X](#)

1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

Effacer

DD=Dia. de la roue

Accessoires

Protections latérales Carbone [Réf](#)

[Carbone](#)

[Carbone petite](#)

[Carbone grande](#)

Effacer

Protections latérales S3

[S3](#)

[video](#)

Coussin

[5 cm](#)

572BB40

Cale de coussin

[Cale de coussin](#)

57710BB

Crochet accoudoir

[Crochet accoudoir X](#)

4200010

Protection transport

[Boîtier](#)

9024009

[Extrémité arrière](#)

9024012

[Essieu arrière](#)

9024008

Autre

[Protection de tube avan](#)

9900252 (2 pcs)

[Protection de tube arrière](#)

9900252 (1 pcs)

[Freewheel std](#)

2600102

[Freewheel autre hauteur](#)

Choisissez la réf. pour la Freewheel en fonction de la hauteur du repose-pieds du fauteuil roulant Pour en savoir plus sur la roue libre, consultez la [page d'accueil](#)

Réglages de la configuration

[Inclinaison du dossier](#)

Noter la mesure (A) de l'inclinaison souhaitée pour le dossier 10-20 mm. Standard=15 mm

A=_____ mm

[Hauteur du repose-pieds](#)

Noter la mesure (A) pour la hauteur de repose-pieds souhaitée

A=_____ mm

Supp