

FAUTEUIL À POUSSER

Posture-Élan



Fauteuil à pousser, dossier et siège inclinables.
Poignée de poussée, repose-pied et ceinture ventrale de série.
Inclinaison du repose-jambes automatique ou indépendante.
Châssis acier coloris noir givré.

Posture : 4 roues Ø 125 mm dont 2 freinées à l'arrière.

Élan : 2 roues avant freinée Ø 150 mm.
2 roues arrières avec freinage centralisé, Ø 300 mm.

Poids maximum utilisateur : **120 kg**.



Date :

Nom du patient :

Cachet du distributeur :

Sélection taille du fauteuil

Largeur d'assise :	39	42	45	48	51



Sélection du revêtement




Microfibre
Chocolat




Aspect cuir/PVC
Chocolat/Beige

FAUTEUIL À POUSSER				Code LPPR	LPPR TTC
Modèle	Versions	Réglage inclinaison	Réglage RJ		
POSTURE M 108 08000 	De série 1 vérin à gaz	Manuel	Automatique	9248820	403,50 €
	Option Posture Vario 2 vérins à gaz		Indépendant		
	Option Allure 1 vérin électrique	Électrique	Automatique		
	Option Allure Vario 2 vérins électriques		Indépendant		
ELAN M 108 08100 	De série 1 vérin à gaz	Manuel	Automatique		
	Option Elan Vario 2 vérins à gaz		Indépendant		
	ACCESSOIRES				
Coussin de prévention de l'escarre visco-élastique Classe II a					
M 408 55900	pour taille 39 (dim : 48 X 40 X 7 cm)			1294653	69,00 €
M 408 56000	pour taille 42/45 (dim : 48 X 46 X 7 cm)			1294653	69,00 €
M 408 56100	pour taille 48/51 (dim : 48 X 52 X 7 cm)			1285690	81,00 €
M 308 28100	Appareil de soutien partiel de la tête b			6257378	171,51 €
M 308 170 00	Coussin appui-tête c				
OPTIONS					
M 708 22700	Tablette ventrale d				
M 708 21301	Tablette latérale e				
M 708 24100	Batterie (uniquement compatible avec version Allure) f				
M 708 21900	Harnais complémentaire en Y				
Télécommande placée à gauche (version électrique uniquement)					


Visuels




a
Coussin
prévention de
l'escarre
visco-élastique
classe II




b
Appareil de
soutien partiel
de
la tête




c
Coussin
d'appui-tête



d
Tablette
ventrale



e
Tablette
latérale



f
Batterie
(uniquement
pour version Allure)