



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action®⁴ NG

Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon



Descriptif :

- Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement
- Poids : à partir de 14,4 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Bandage noir pour roues avant et arrière
- Pneumatique noir



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			Codes LPPR Version Transit
			HT	TTC		
CKB0031	<input checked="" type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ NG - Dossier fixe Code LPPR 4107723		529,85	558,99	558,99	4252810 = 356,94€ TTC Dossier fixe ou pliant mi-hauteur
CKB0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ NG - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4122473		572,18	603,65	603,65	4255116 = 574,21€ TTC Dossier inclinable < de 16 ans
CKB0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ NG - Dossier inclinable de 0° à 30° ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 4118193		572,18	603,65	603,65	4263950 = 403,50€ TTC Dossier inclinable > de 16 ans

Choisissez votre Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soyez gagnant :

Si vous cochez un Pack, ne pas cocher les options individuellement, possibilité de cocher un seul Pack à la fois

CKB0050	<input type="checkbox"/> Pack Dossier + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier bi-matière 7 sangles (0375)	NC : 0164, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 103 €
CKB0055	<input type="checkbox"/> Pack Accoudoirs + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 176 €
CKB0060	<input type="checkbox"/> Pack Confort + : Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +	NC : 0164, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	78,67	83,00	Economie de 196 €

MOTORISATIONS ALBER

CKB0070	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0265, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0965, 0972, 1040, 1055, 1130, 1175, 1195, 1200, 1240, 1246, 1252	538,39	568,00	
CKB0080	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 0250, 0260, 0265, 0341, 0342, 1055, 1175, 1195, 1200, 1240, 1246, 1252	421,80	445,00	
CKB0090	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0164, 0240, 0250, 0260, 0265, 0782, 1055, 1075, 1175, 1195, 1200, 1240, 1241, 1246, 1252	414,25	437,03	

TYPES DE PROPULSION

CKB0100	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	NC : 0942, 0965	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CKB0110	<input type="checkbox"/> Transit	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 0965, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Invacare [®] Action ^{®4} NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CKB0120	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0655, 0656, 0664	○	○	
CKB0130	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	○	○	
CKB0140	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
CKB0150	<input checked="" type="checkbox"/>	455 mm	NC : 0657	○	○	
CKB0160	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 0655, 0657, 0663	○	○	
CKB0162	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 0655, 0657, 0663, 0664, 0665	○	○	
CKB0164	<input type="checkbox"/>	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée	NC : 0296, 0317, 0318, 0364, 0367, 0368, 0375, 0655, 0657, 0663, 0664, 0665, 0656, 0661, 0681, 0771, 0780, 0782, 1270	○	○	
Profondeur d'assise						
CKB0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆	
CKB0190	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0296, 0701, 0657, 0703	○	○	
CKB0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0296, 0655, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	○	○	
CKB0200	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm— Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0296, 0703	○	○	
CKB0201	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - livré à 480 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0296, 0655, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	○	○	
	<input type="checkbox"/>	550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0296, 0654, 0655, 0657, 0663, 0664, 0665, 0661, 0681, 0656, 1175	Sur devis Délai de fabrication + 14 jours		
Hauteur d'assise avant						
CKB0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKB0220	<input checked="" type="checkbox"/>	485 mm	NC : 0925, 0944	◆	◆	
CKB0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0944	○	○	
CKB0240	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0840, 0850, 0870, 0942, 0944	○	○	
CKB0250	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0840, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944, 0991, 1130, 1195, 1246	○	○	
CKB0260	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0556, 0770, 0840, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 1130, 1195, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	○	○	
CKB0265	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 0480, 0500, 0556, 0616, 0770, 0840, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 1130, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	99,53	105,00	
Toile d'assise						
CKB0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CKB0295	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆	
CKB0296	<input type="checkbox"/>	Assise garde-robe	NC : 0556, 0616, 0654, 0655, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	98,09	103,49	103,49

SANS SUPPLEMENT
ET SANS DELAI
SUPPLEMENTAIRE I




0296


Invacare [®] Action ^{®4} NG			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
DOSSIER					
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables					
CKB0300	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC : 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	○	○
CKB0310	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	209,48	221,00
CKB0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm	NC : 0360, 0367, 0782	◆	◆
CKB0312	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367	23,70	25,00
CKB0315	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° actif - hauteurs 350 ou 400 mm, livré à 350 mm	NC : 0360, 0367, 0375, 0716, 0717, 0718, 0782, 1130	23,70	25,00
CKB0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0360, 0364, 0365 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 1130, 1241	324,17	342,00
CKB0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0360, 0364, 0365, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	324,17	342,00
CKB0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	◆	◆
CKB0330	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 490 et 470 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	23,70	25,00
CKB0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○
CKB0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	23,70	25,00
CKB0345	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○
CKB0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0360, 0367, 0782	◆	◆
CKB0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367, 0375, 0782	23,70	25,00
Toile de dossier					
CKB0360	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0721	○	○
CKB0364	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆ 34,90
CKB0365	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○ 34,90
CKB0367	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○ 34,90
CKB0368	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	33,08	34,90 34,90
CKB0375	<input checked="" type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	97,63	103,00 34,90
POTENCES ET PALETTES					
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières					
Potence droite					
CKB0390	<input checked="" type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆
CKB0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88 77,88 *




0310



0360












0364



0375



0390 / 0440

Invacare® Action® ⁴ NG				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771, 0773	99,53	105,00		
Potence gauche							
CKB0440	<input checked="" type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆		0400 / 0450
CKB0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *	 0420 / 0470
CKB0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771, 0773	99,53	105,00		 0491
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKB0480	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆		
CKB0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		 0490 / 0510 si
CKB0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 0500, 0510, 0770, 0771, 0773	166,82	176,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKB0500	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆		
CKB0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		 0490 / 0510 si repose-jambe REA
* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €							
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CKB0520	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271	○	○		 0520 / 0580
CKB0530	<input checked="" type="checkbox"/>	Rio , amov. et régl. en hauteur en continu de 200 à 280 mm manchette longue	NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616	○	○		
CKB0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271	83,41	88,00		
CKB0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271	83,41	88,00		
CKB0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271	◆	◆		0533 / 0593
CKB0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055	○	○		
CKB0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	83,41	88,00		 0537 / 0597
CKB0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	83,41	88,00		
CKB0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	 0539 / 0599
CKB0556	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 0991, 1055, 1075, 1270, 1271	42,65	45,00		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CKB0580	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○		
CKB0590	<input checked="" type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		○	○		0555 / 0615
CKB0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270, 1272	83,41	88,00		
CKB0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 1272	83,41	88,00		

Invacare® Action ® ⁴ NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CKB0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆	
CKB0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○	
CKB0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 272	83,41	88,00	
CKB0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	83,41	88,00	
CKB0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
CKB0616	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0944, 0946, 1270, 1272	42,65	45,00	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac						
CKB0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0655, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	- 66,16	69,80	34,90
CKB0655	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0703	174,88	184,50	184,50
CKB0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKB0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKB0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKB0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKB0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Image (gel) - poids utilisateur max.140 kg	NC : 0681, 0703	180,09	190,00	
CKB0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco - épaisseur 90 mm	NC : 0703	76,78	81,00	81,00
Profondeur du coussin						
CKB0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CKB0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
CKB0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 0656	○	○	
Autres options						
CKB0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide	LIVRÉ DE SÉRIE SI COUSSIN D'ASSISE SÉLECTIONNÉ	◆	◆	
CKB0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41
CKB0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0780, 0782	142,18	150,00	63,41
CKB0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	153,55	162,00	63,41
CKB0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,03	172,00	
CKB0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		8,53	9,00	
CKB0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0771	13,27	14,00	
CKB0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		59,72	63,00	



0654



0655

0657 / 0663
0664 / 0665

0661




0681



0656












0716




















0717 0718



0721

Invacare® Action ⁴ NG				Euros			 0782
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		71,09	75,00		
CKB0780	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0782	34,12	36,00		
CKB0782	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		74,88	79,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CKB0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○	 0801 / 0804 0806 / 0807 0808 / 0809 0811 / 0820	
CKB0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKB0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		34,12	36,00		
CKB0807	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKB0808	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		
CKB0809	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		43,60	46,00		
CKB0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKB0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKB0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
ROUES AVANT							
CKB0840	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique gris		○	○	 0840 0850 0890	
CKB0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○		
CKB0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
CKB0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir standard		◆	◆		
CKB0895	<input checked="" type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	NOUVEAU	○	○		
CKB0905	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple (bandage gris jusqu'à mi Mars)	NC : 0942	○	○		
CKB0925	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir	NC : 0942	○	○		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CKB0942	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm	NC : 0961, 0962, 0965, 0974, 0978, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220	○	○	 Standard Composite	
CKB0944	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 0961, 0963, 0964, 0965, 0978, 1040, 1110, 1130	○	○		
CKB0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 0964, 1110	○	○		
CKB0948	<input checked="" type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1111	◆	◆		
Type de roues arrière							
CKB0961	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1130	◆	◆	 Standard Composite	
CKB0962	<input checked="" type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1130 NOUVEAU	○	○		
CKB0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125, 1150, 1160	○	○		
CKB0964	<input type="checkbox"/>	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 0978, 1110, 1111, 1130	○	○		
CKB0965	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 0978, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1240	○	○		
Type de revêtement roues arrière							
CKB0972	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○	 1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972	
CKB0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm	NOUVEAU	○	○		
CKB0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique gris / noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm	NOUVEAU	◆	◆		
Mains-courantes							
CKB1020	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	 1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972	
CKB1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		91,00	96,00		
Axes de roues arrière							
CKB1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	 1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972	
CKB1050	<input checked="" type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
Position axes de roues arrière							
CKB1055	<input type="checkbox"/>	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1130, 1252	85,31	90,00	 1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972	
CKB1060	<input checked="" type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆		

Invacare® Action ^{®4} NG				Euros			  1070 1075
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		
CKB1075	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125, 1130	85,31	90,00		
Pompe							
CKB1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKB1101	<input checked="" type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1101	
CKB1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		118,48	125,00		
CKB1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		118,48	125,00		
FREINS							
CKB1120	<input checked="" type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1120	
CKB1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKB1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		126,07	133,00		
CKB1150	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1220	67,30	71,00		
CKB1160	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	67,30	71,00		
OPTIONS DE SECURITE							
CKB1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1190, 1193, 1194, 1252	32,23	34,00	 1175	
CKB1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	21,80	23,00		
CKB1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	115,64	122,00	 1189 / 1192	
CKB1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	121,33	128,00		
CKB1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	142,18	150,00	 1193 / 1194	
CKB1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		147,87	156,00		
CKB1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200	○	○	 1195  1200	
CKB1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	89,10	94,00		
CKB1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		27,49	29,00		
CKB1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		8,53	9,00		
AUTRES OPTIONS							
CKB1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		35,07	37,00	 1246	
CKB1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		71,09	75,00		
CKB1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		30,33	32,00		
CKB1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		104,27	110,00	 1270  1271 / 1272  1273	
CKB1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84 76,84		
CKB1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84 76,84		
CKB1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84 76,84		
CKB1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		64,45	68,00		
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536, 0539, 0540, 0555	113,17	119,39 119,39		
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596, 0599, 0600, 0615	113,17	119,39 119,39		

Invacare® Action ® ⁴ NG			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
Rampes en accessoire					
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130