

Copilot 3 24 / 26 - Tandem thérapeutique à 3 roues

Informations générales :

Prix **Février 2025** en € hors TVA (5,5% ou 20% avec assistance électrique)

Transport et frais de conditionnement sur devis.

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Garantie appareil et batteries 2 ans

Tandem avec partie avant démontable, guidon avant fixe moyeu Shimano Nexus 8 vitesses avec frein torpédo, deux freins hydrauliques à disques à l'avant, cadenas, système d'éclairage, réglage de l'inclinaison du guidon (avant) sans outil Cp 26 tige de selle avec suspension



Référence client: _____

Couleurs

Couleur châssis : Blanc (RAL 9016) Gris anthracite (RAL 9023) Couleur RAL spécifique +232,00€

N° d'article		Désignation		Prix
Copilot 3-24 / Copilot 3-26				
431000	<input type="checkbox"/>	Copilot 3 / 24" Roues avant 20 "x 1,75 roue arrière 24"x 1,75 Longueur entrejambes avant : 50 à 78 cm / arrière : 71 à 90 cm Manivelles avants 150 mm arrières 170 mm / tige de selle 25 cm	pièce	5 273
430261	<input type="checkbox"/>	Copilot 3 / 26" Roues avant 20"x 1,75 roue arrière 26"x 1,75 Longueur entrejambes avant : 59 à 97 cm / arrière 85 à 99 cm Manivelles avants 150 mm / arrières 170 mm / tige de selle 35 cm	pièce	5 714
430111 / 430234	<input type="checkbox"/>	Roue libre Shimano Nexus 7 vitesses (pas de frein torpédo, frein sur jante arrière à câble)	set	135
430121 / 430231	<input type="checkbox"/>	Moyeu 8 vitesses Shimano Nexus avec rétropédalage	set	259
490001	<input type="checkbox"/>	Pédalier avant roue libre	set	319
490002	<input type="checkbox"/>	Pédalier avant débrayable (fixe ou désolidarisé)	set	649
Assistance électrique optionnelle				
439803 / 439804	<input type="checkbox"/>	Assistance électrique moteur électrique dépendant du pédalage (senseur), 1x batterie Li-ION (43V, 750Wh et 65nm), chargeur, afficheur monochrome au guidon avec indicateur de batteries, 3 niveaux d'assistance, ordinateur vélo et aide au démarrage et freins à disques	set	3 059
401972	<input type="checkbox"/>	Afficheur LCD couleur	set	79
Guidon copilote				
490004b	<input type="checkbox"/>	Guidon enfant	pièce	20
401417b	<input type="checkbox"/>	Guidon haut en V	pièce	20
Accessoires guidon copilote				
426827b	<input type="checkbox"/>	Sonnette type Decibel	pièce	-
432686b	<input type="checkbox"/>	Sonnette pour enfant	pièce	-
426959b	<input type="checkbox"/>	Permutation de la sonnette	pièce	16
Options de selle copilote				
427175b	<input type="checkbox"/>	Selle pour enfant marque Selle Royal (standard Copilot 3-24 option Copilot 3-26)	pièce	-
402860b	<input type="checkbox"/>	Selle en gel unisexe (standard Copilot 3-26 option Copilot 3-24)	pièce	72
401637b	<input type="checkbox"/>	Selle type Vélo Plush	pièce	47
418265b	<input type="checkbox"/>	Selle élargie	pièce	72
426897b	<input type="checkbox"/>	Selle « banane » (incompatible avec tige de selle en T)	pièce	52

Tige de selle copilote				
409041b	<input type="checkbox"/>	Tige de selle 250 mm (entrejambe de 550-730 mm) (standard 3-24)	pièce	-
409033b	<input type="checkbox"/>	Tige de selle 350 mm (entrejambe de 625-825 mm) (option sur 3-24) (entrejambe de 770-990 mm) (standard sur 3-26)	pièce	-
401592b	<input type="checkbox"/>	Tige de selle en T 300 mm (entrejambe de 620-780 mm) (uniquement 3-24)	pièce	79
401591b	<input type="checkbox"/>	Tige de selle en T 400 mm (entrejambe de 810-1030 mm) (uniquement 3-26)	pièce	79
490020b	<input type="checkbox"/>	Selle 5 cm + basse (montage sur châssis) (entrejambe de 500 -550 mm) (uniquement 3-24) (entrejambe de 690-740 mm) (uniquement 3-26)	pièce	71
Support de tronc				
409010	<input type="checkbox"/>	Dossier avec ceinture de hanche, inclus l'adaptation	pièce	323
409011	<input type="checkbox"/>	Support de hanches et lombaires avec 2 sangles, adaptable dans toutes les directions	pièce	445
Pédale copilote				
426994	<input type="checkbox"/>	Pédales lestées, incompatibles repose-pieds et support d'avant-pieds	paire	43
426929	<input type="checkbox"/>	Support d'avant-pied gauche (cale-pied)	pièce	32
426930	<input type="checkbox"/>	Support d'avant-pied droit (cale-pied)	pièce	32
Repose-pieds et accessoires pour pédales standards				
429450	<input type="checkbox"/>	Repose-pied gauche avec support avant-pied et sangle talon, aluminium (16 x 7 cm)	pièce	114
429451	<input type="checkbox"/>	Repose-pied droit avec support avant-pied et sangle talon, aluminium (16 x 7 cm)	pièce	114
429452	<input type="checkbox"/>	Repose-pied gauche avec support avant-pied et sangle talon, aluminium (20 x 8 cm)	pièce	125
429453	<input type="checkbox"/>	Repose-pied droit avec support avant-pied et sangle talon, aluminium (20 x 8 cm)	pièce	125
429454	<input type="checkbox"/>	Repose-pied gauche avec support avant-pied et sangle talon, aluminium (24 x 10 cm)	pièce	135
429455	<input type="checkbox"/>	Repose-pied droit avec support avant-pied et sangle talon, aluminium (24 x 10 cm)	pièce	135
426986	<input type="checkbox"/>	Extension de pédale gauche	pièce	67
426987	<input type="checkbox"/>	Extension de pédale droite	pièce	67
429465	<input type="checkbox"/>	Contrepoids pour repose-pied & support avant-pied gauche	pièce	98
429466	<input type="checkbox"/>	Contrepoids pour repose-pied & support avant-pied droit	pièce	98
426975	<input type="checkbox"/>	Kit raccourcissement de manivelle (-2,5 cm ou -5 cm)	set	42
Guidon pilote uniquement 3-26				
401417h	<input type="checkbox"/>	Guidon en V, haut	pièce	-
401424h	<input type="checkbox"/>	Guidon sport légèrement incurvé, noir	pièce	-
Tige de guidon pilote				
426806h/426806	<input type="checkbox"/>	Tige, longueur 300 mm	pièce	-
406142	<input type="checkbox"/>	Tige ergonomique avec attache rapide	pièce	113
Accessoires guidon pilote				
426827h	<input type="checkbox"/>	Sonnette type Decibel	pièce	-
426960	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur gauche ajustable	pièce	40
426965	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur droit ajustable	pièce	40
Options de selle pilote				
401637h	<input type="checkbox"/>	Selle vélo Plush (standard 3-24 / option 3-26)	pièce	47
402860h	<input type="checkbox"/>	Selle gel unisexe (standard 3-26 / option 3-24)	pièce	72
418265h	<input type="checkbox"/>	Selle élargie	pièce	72
426837h	<input type="checkbox"/>	Selle en cuir modèle femme	pièce	180
426836h	<input type="checkbox"/>	Selle en cuir modèle homme	pièce	180
426830h	<input type="checkbox"/>	Selle pour utilisation avec une jupe	pièce	52
Tige de selle pilote				
432059h	<input type="checkbox"/>	Tige de selle suspendue 350 mm, entrejambe 73 à 85 cm (uniquement 3-24)	pièce	59
401596h	<input type="checkbox"/>	Tige de selle suspendue 400 mm, entrejambe 81 à 103 cm (uniquement 3-26)	pièce	81
401591h	<input type="checkbox"/>	Tige de selle en T 400 mm, entrejambe 76 à 98 cm (uniquement 3-24)	pièce	77
401591h	<input type="checkbox"/>	Tige de selle en T 400 mm, entrejambe 78 à 103 cm (uniquement 3-26)	pièce	77
Support de cannes				
400130	<input type="checkbox"/>	Support pour deux cannes	pièce	161
400131	<input type="checkbox"/>	Support pour une canne	pièce	110