

■ **PACK PRO**

10 659 €



PHOTO NON CONTRACTUELLE

EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm

- Système d'élévation électrique, alimentation par batteries

- Châssis avant escamotable compatible avec la tablette suiveuse

- Support-genoux séparés, réglables indépendamment en hauteur et en profondeur

- Tablette suiveuse réglable en hauteur

- 18 cm (Hauteur depuis assise : 17,8 cm. Depuis dossier : 7,6 à 38 cm)
- 18 cm (Hauteur depuis assise : 17,5 cm. Depuis dossier : 19 à 48,2 cm)
- 25 cm (Hauteur depuis assise : 25 cm. Depuis dossier : 7,6 à 38 cm)
- 25 cm (Hauteur depuis assise : 17,5 cm. Depuis dossier : 19 à 48,2 cm)

- Appui-tête (Plage de réglage au choix)

- 53,3 à 76 cm
- 61 à 84 cm

- Dossier plat 48 cm

- Cale-tronc

- 23 à 38 cm
- 30,5 à 45,5 cm

- Cale-hanches amovibles rembourrés

- Réglables en largeur : 25,4 à 40,6 cm Taille M
- Réglables en largeur : 30,5 à 45,7 cm Taille L

- Sangles cale-pieds (la paire)

- Reposes pieds séparés réglable en hauteur et en inclinaison

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €

■ **PACK BASIC**

7 416 €



PHOTO NON CONTRACTUELLE

EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm

Verticalisation par système de pompage hydraulique.

- Dossier plat 48 cm

- Sangles cale-pieds (la paire)

- Reposes pieds séparés réglable en hauteur, sans réglage de l'inclinaison

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €