



TARIFS 2022

APPLICABLES AU 1ER JANVIER

SOMMAIRE

REAL 9000 - 9100	P. 3-5
REAL 9000K - 9000/9100 BASIC.....	P. 5
REAL 6100 PLUS.....	P. 6-7
REAL 9200 TWIN / TWIN EL.....	P. 8
BASIC ECO / ECO EL / CLASSIC XL EL.....	P. 9
EUROFLEX	P. 10-11
MINIFLEX / FLEXMOBIL i6.....	P. 12-13
LEOFLEX.....	P. 14
EVOLV	P. 15
GLIDER.....	P. 16
MEYWALK 4.....	P. 17
MEYWALK 2000	P. 18
DISCOVER.....	P. 19
BUDDY ROAMER.....	P. 20
ACTIV CONTROLS.....	P. 21
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.....	P. 22-23

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

REAL 90001 726 €

REAL 9000, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d'accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids utilisateur maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.

Vérin : ☐ long (45 à 65 cm), ☐ court (32 à 46 cm). Manette d'actionnement sous assise, côté droit par défaut, côté gauche : ☐
Vérin : ☐ long (40 à 60 cm), ☐ court (32 à 46 cm). Manette d'actionnement sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche : ☐...615 €

REAL 9100 EL4 173 €

REAL 9100, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d'accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.

Vérin : ☐ long (47 à 75 cm), ☐ court (40 à 60 cm), ☐ extra-court (32 à 47 cm). Boîtier de commande côté droit par défaut, côté gauche : ☐
Interrupteur : ☐ plat, ☐ à bec
Mini-joystick monté sur pantographe orientable : ☐ Côté droit, ☐ côté gauche594 €
☐ Télécommande filaire.262 €

PACK ERGOMEDIC

132 €


Assise et dossier plats ergomedic.

Assise : ☐ L: 44 x P: 48 cm ☐ L: 48 x P: 48 cm ☐ L: 44 x P: 43 cm ☐ L: 40 x P: 43 cm
☐ L: 40 x P: 39 cm ☐ L: 36 x P: 39 cm ☐ L: 33 x P: 35 cm

Dossier : ☐ L: 42 x H: 43 cm ☐ L: 40 x H: 34 cm ☐ L: 38 x H: 26 cm

☐ Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm * 0 €

☐ Assise viscoélastique * 247 €



PACK COXIT

850

Assise arthrodèse et dossier plats ergomedic.


Assise : ☐ L: 44 x P: 48 cm ☐ L: 48 x P: 48 cm ☐ L: 44 x P: 43 cm ☐ L: 40 x P: 43 cm
☐ L: 40 x P: 39 cm

Dossier : ☐ L: 42 x H: 43 cm ☐ L: 40 x H: 34 cm ☐ L: 38 x H: 26 cm

☐ Dossier galbé Ergomedic plus 6 cm * 0 €

☐ Dossier galbé Ergomedic plus plus 10 cm * 242 €

☐ Assise arthrodèse viscoélastique * 247 €



CODE LPP: 6275488 | Siège de serie modulable et évolutif. | 838,47 €

PACK ERGOMEDIC PLUS, GALBE 6 CM

850

Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus.


Assise : ☐ L: 44 x P: 48 cm ☐ L: 48 x P: 48 cm ☐ L: 44 x P: 43 cm ☐ L: 40 x P: 43 cm
☐ L: 40 x P: 39 cm ☐ L: 36 x P: 39 cm ☐ L: 33 x P: 35 cm

Dossier : ☐ L: 46 x H: 43 cm ☐ L: 42 x H: 43 cm ☐ L: 35 x H: 43 cm

Coussin lombaire gonflable : ☐ 396

☐ Assise plane Ergomedic * 0 €

☐ Assise viscoélastique * 247



CODE LPP: 6275488 | Siège de serie modulable et évolutif. | 838,47 €

PACK ERGOMEDIC PLUS PLUS, GALBE 10 CM

875

Assise viscoélastique et dossier galbé ergomedic plus plus.


Assise : ☐ L: 44 x P: 48 cm ☐ L: 48 x P: 48 cm ☐ L: 44 x P: 43 cm ☐ L: 40 x P: 43 cm
☐ L: 40 x P: 39 cm ☐ L: 36 x P: 39 cm ☐ L: 33 x P: 35 cm

Dossier : ☐ L: 46 x H: 43 cm ☐ L: 42 x H: 43 cm ☐ L: 35 x H: 43 cm

Coussin lombaire gonflable : ☐ 396 €

☐ Assise plane Ergomedic * - 123 €

☐ Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm * - 123 €



CODE LPP: 6275488 | Siège de serie modulable et évolutif. | 838,47 €

* Préciser la taille désirée

Coloris

Velours : ☐ gris ☐ bordeaux ☐ marron ☐ bleu ☐ noir

Similicuir : ☐ rouge ☐ marron ☐ bleu ☐ gris ☐ noir

REGLAGE DE L'ASSISE

Pas de réglage pour l'angle de l'assise, par défaut.	STD
☐ Inclinaison d'assise par vérin hydraulique , 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière, manette sous assise, côté droit ☐ côté gauche ☐	594 €
☐ Inclinaison d'assise par vérin hydraulique , 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière, manette sous accoudoir, côté droit ☐ côté gauche ☐	722 €
☐ Inclinaison d'assise par manivelle, 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière, actionnement à l'arrière de l'assise.	380 €
☐ Inclinaison d'assise électrique*, interrupteur sous accoudoir, côté droit ☐ côté gauche ☐	1717 €
☐ Inclinaison d'assise électrique* avec télécommande filaire.	1717 €
☐ Inclinaison d'assise électrique*, avec mini-joystick, côté droit ☐ côté gauche ☐	1717 €

* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.

MÉCANISME DE DOSSIER

Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et en inclinaison.	STD
☐ Mécanisme de dossier MEDIC, réglable en profondeur : 15 cm, hauteur : 24 cm et en angle.	412 €
☐ Mécanisme de dossier CONFORT, gaz, manette sous assise, côté droit par défaut, côté gauche ☐	449 €
☐ Mécanisme de dossier CONFORT, gaz, manette sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche ☐	722 €
☐ Mécanisme de dossier électrique* angulation -1,5 à +29,5° interrupteur sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche ☐	1717 €

* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.

ROULETTES, AU CHOIX :

Roulettes standard XL, 100 mm, par défaut.	STD
☐ Roulettes roulement facile, SL 100 mm.	284 €
☐ Roulettes larges, roulement facile, BXL 100 mm.	284 €
☐ Roulettes 125 mm avec extensions du châssis.	284 €
☐ Roulettes 150 mm avec extensions du châssis.	284 €

FREINS

Levier de frein 35 cm, amovible côté : droit ☐ gauche ☐	STD
☐ Boule de préhension 5 cm.	27 €
☐ Levier de frein 45 cm, amovible côté : droit ☐ gauche ☐	59 €
☐ Levier de frein 55 cm, amovible côté : droit ☐ gauche ☐	59 €
☐ Prise en croix.	80 €
☐ Frein électrique* / **, interrupteur sur boîtier montée/descente.	1717 €
☐ Extension d'embase arrière, la paire.	123 €
☐ Extension d'embase avant, la paire.	123 €

* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.

** Adaptateur obligatoire avec assise rotative combiné sur lift électrique.

808 €

REPOSE-PIEDS ET RELÈVE-JAMBE

Tube repose-pieds	
☐ 1/8 cale-pied, droit	219 €
☐ 1/8 cale-pied, gauche	219 €
☐ 1/4 escamotable	219 €
Relève-jambe articulé par vérin à gaz, cale-mollet, adaptateur inclus, la paire	840 €
Repose-pieds monobloc rabattable l : 32 x p : 24 cm	455 €
Plage de réglage en hauteur :	
☐ 30-38 cm	
☐ 37-53 cm	
Repose-pieds monobloc rabattable l : 25 x p : 18 cm	455 €
Plage de réglage en hauteur :	
☐ 30-38 cm	
☐ 37-53 cm	
Repose-pieds monobloc rabattable l : 32 x p : 10 cm	455 €
Plage de réglage en hauteur :	
☐ 30-38 cm	
☐ 37-53 cm	
Repose-pieds Medic, palettes séparés relevables l : 15,5 x p : 21 cm	626 €
Plage de réglage en hauteur :	
☐ 18-24 cm	
☐ 23-32 cm	
☐ 28-41 cm	
☐ 38-51 cm	
Repose-pieds Medic, palettes fixe l : 15,5 x p : 21 cm	626 €
Plage de réglage en hauteur :	
☐ 18-24 cm	
☐ 23-32 cm	
☐ 28-41 cm	
☐ 38-51 cm	

ACCOUDOIRS :

Tubes d'accoudoirs 9000 PLUS, 32 cm, réglables en hauteur et largeur par molette de serrage, par défaut	STD
☐ Tubes d'accoudoirs escamotables vers l'arrière 32 cm, réglables en hauteur et largeur	375 €
Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane, 35 cm, la paire, par défaut.	STD
☐ Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane 25cm	0 €
☐ Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane 30cm	0 €
☐ Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane 40 cm	0 €
☐ Manchettes d'accoudoir confort 25 cm	102 €
☐ Manchettes d'accoudoir confort 30 cm	102 €
☐ Manchettes d'accoudoir confort 35 cm	102 €
☐ Manchettes d'accoudoir confort 40 cm	102 €
☐ Manchettes d'accoudoir extra moelleux, 30cm	134 €
☐ Manchettes d'accoudoir extra moelleux, 35cm	134 €
☐ Manchettes d'accoudoir extra moelleux, 25cm	134 €
Accoudoir hémiprélégique	
☐ Droit	225 €
☐ Gauche	225 €

OPTIONS SUR LE POSITIONNEMENT DU CORPS ET AUTRES FONCTIONS :

Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 15 x 13 cm

- ☐ Coté droit 412 €
☐ Coté gauche 412 €

Cale-tronc, patte de fixation incurvée, coussinet 15 x 13 cm

- ☐ Coté droit 412 €
☐ Coté gauche 412 €

Mécanisme d'appui-tête standard, h : 38 cm

- ☐ Coussin plat 29 x 16 cm 412 €
☐ Coussin incurvé 31 x 18 cm 412 €
☐ Coussin incurvé EM PLUS 30 x 23 cm 412 €
☐ Coussin incurvé EM PLUS 30 x 8 cm 412 €

Cale-cuisses avec patte de fixation type tube d'accoudoir

- ☐ 15 x 8 cm, la paire 455 €
☐ 28 x 8 cm, la paire 455 €
☐ 24 x 14 cm, la paire 455 €
☐ 30 x 16 cm, la paire 455 €

☐ Tablette 60 x 45 cm, montage côté gauche 508 €

☐ Barre de poussée 423 €

☐ Poignées de poussée 423 €



PHOTO NON CONTRACTUELLE

PRODUIT DE BASE

☐ REAL 9000 K (TAUX TVA 20 %)

Chaise manuelle, sans hauteur variable, pédale de frein et mécanisme de dossier standard avec poignées de poussée. Assise 44 x 48 cm, dossier 42x43 cm, accoudoirs 35 cm, revêtement similicuir noir. 1 712 €

Aucune option possible sur ce modèle 



☐ REAL 9000 BASIC 1 177 €

REAL 9000 BASIC, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase médicalisée, assise 44 x 48 cm, dossier 40 x 34 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur.

Vérin : ☐ long (45 - 65) ☐ court (40 - 54 cm)

Aucune option possible sur ce modèle 

☐ REAL 9100 BASIC EL 2 568 €

REAL 9100 BASIC, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase médicalisée, assise 44 x 48 cm, dossier 40 x 34 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur.

Vérin : ☐ long (47 - 75 cm) ☐ court (40 - 60 cm)

Aucune option possible sur ce modèle 

PHOTO NON CONTRACTUELLE

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ **REAL 6100 PLUS** 11 663 €

REAL 6100 PLUS, fauteuil roulant électrique motorisé, hauteur variable électrique, PACK de positionnement indissociable du fauteuil, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, manchettes d'accoudoirs 35 cm par défaut, repose-pieds monobloc escamotable.

Châssis six roues, électronique LINX, batteries 24v, 28 Ah. LINX, REM 211, six fonctions possible suivant la configuration.

Chargeur inclus, pantographe 115 mm, côté droit par défaut, côté gauche : ☐

Vérin : ☐ long (45 - 75 cm) ☐ court (40 - 60 cm)

☐ **REAL 6100 PLUS ECO** 8 683 €

REAL 6100 PLUS ECO, fauteuil roulant électrique motorisé, sans hauteur variable électrique, PACK de positionnement indissociable du fauteuil, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, manchettes d'accoudoirs 35 cm par défaut, repose-pieds monobloc escamotable.

Châssis six roues, électronique LINX, batteries 24v, 28 Ah. LINX, REM 211, six fonctions possible suivant la configuration.

Chargeur inclus, pantographe 115 mm, côté droit par défaut, côté gauche : ☐

Vérin : ☐ long (45 - 75 cm) ☐ court (40 - 60 cm)

Code LPP: 9175497	VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées, DGK MEDICAL	3 487,95 €
-------------------	--	------------

■ PACK ERGOMEDIC

132 €


Assise et dossier plats ergomedic.

Assise : ☐ L: 44 x P: 48 cm ☐ L: 48 x P: 48 cm ☐ L: 44 x P: 43 cm ☐ L: 40 x P: 43 cm
☐ L: 40 x P: 39 cm ☐ L: 36 x P: 39 cm ☐ L: 33 x P: 35 cm

Dossier : ☐ L: 42 x H: 43 cm ☐ L: 40 x H: 34 cm ☐ L: 38 x H: 26 cm

☐ Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm* 0 €

☐ Assise viscoélastique* 247 €



■ PACK ERGOMEDIC PLUS, GALBE 6 CM

850 €

Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus.


Assise : ☐ L: 44 x P: 48 cm ☐ L: 48 x P: 48 cm ☐ L: 44 x P: 43 cm ☐ L: 40 x P: 43 cm
☐ L: 40 x P: 39 cm ☐ L: 36 x P: 39 cm ☐ L: 33 x P: 35 cm

Dossier : ☐ L: 46 x H: 43 cm ☐ L: 42 x H: 43 cm ☐ L: 35 x H: 43 cm

Coussin lombaire gonflable : ☐ 396 €

☐ Assise plane Ergomedic* 0 €

☐ Assise viscoélastique* 247 €



Code LPP: 6275488	Siège de série modulable et évolutif	838,47 €
-------------------	--------------------------------------	----------

■ PACK ERGOMEDIC PLUS PLUS, GALBE 10 CM

850 €

Assise viscoélastique et dossier galbé ERGOMEDIC PLUS PLUS.


Assise : ☐ L: 44 x P: 48 cm ☐ L: 48 x P: 48 cm ☐ L: 44 x P: 43 cm ☐ L: 40 x P: 43 cm
☐ L: 40 x P: 39 cm ☐ L: 36 x P: 39 cm ☐ L: 33 x P: 35 cm

Dossier : ☐ L: 46 x H: 43 cm ☐ L: 42 x H: 43 cm ☐ L: 35 x H: 43 cm

Coussin lombaire gonflable : ☐ 396 €

☐ Assise plane Ergomedic* - 123 €

☐ Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm* - 123 €



Code LPP: 6275488	Siège de série modulable et évolutif	838,47 €
-------------------	--------------------------------------	----------

* Préciser la taille désirée

Coloris

Velours : ☐ gris ☐ bordeaux ☐ marron ☐ bleu ☐ noir

Similicuir : ☐ rouge ☐ marron ☐ bleu ☐ gris ☐ noir

INCLINAISON D'ASSISE

Sans réglage de l'inclinaison d'assise STD

☐ Inclinaison de l'assise par vérin hydraulique manette située sous l'assise +15° à -8° 380 €

☐ Inclinaison de l'assise par vérin hydraulique, manette située sous l'accoudoir, +15° à -8° 722 €

☐ Inclinaison de l'assise par vérin électrique, commande manipulateur, +15° à -8° 1 675 €

MÉCANISME DE DOSSIER

☐ Mécanisme de dossier STANDARD réglable en hauteur et inclinaison STD

☐ Mécanisme de dossier MEDIC réglable en hauteur, inclinaison et profondeur 412 €

☐ Mécanisme de dossier CONFORT réglable par vérin hydraulique, manette sous l'assise * 449 €

☐ Mécanisme de dossier réglable par vérin électrique, commande manipulateur * 1 675 €

* Profondeur minimale du siège 43 cm

REPOSE-PIEDS / RELÈVE-JAMBES

☐ Repose-pieds monobloc rabattable, l : 29 x p : 24 cm 0 €

Plage de réglage en hauteur :

☐ 30-38 cm ☐ 37-53 cm

☐ Repose-pieds monobloc rabattable, l : 25x p : 18 cm 0 €

Plage de réglage en hauteur :

☐ 30-38 cm ☐ 37-53 cm

☐ Repose-pieds monobloc rabattable, l : 25 x p : 10 cm, taille L, longueur tube réglable de 30-38 cm 0 €

☐ Repose-pieds monobloc rabattable, l : 32 x p : 10 cm, taille XL, longueur tube réglable de 37-53 cm 0 €

Repose-pieds MEDIC palettes séparés relevables (la paire) 626 €

Plage de réglage en hauteur :

☐ 18-24 cm ☐ 23-32 cm

☐ 28-41 cm ☐ 38-51 cm

Repose-pieds MEDIC palette monobloc (la paire) .. 626 €

Plage de réglage en hauteur :

☐ 18-24 cm ☐ 23-32 cm

☐ 28-41 cm ☐ 38-51 cm

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D'ACCOUDOIRS

☐ Tubes d'accoudoirs 9000 PLUS, 32 cm, réglables en hauteur et largeur par molette de serrage, par défaut STD

☐ Tubes d'accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers l'arrière 375 €

Manchettes d'accoudoir Mobile 0 €

☐ 25 cm ☐ 30 cm

☐ 35 cm ☐ 40 cm

Manchettes d'accoudoir extra moelleuses 134 €

☐ 35 cm ☐ 25 cm

Accoudoir hémiplegique 225 €

☐ Droit

☐ Gauche

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D'ACCOUDOIRS

Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 15 x 13 cm

☐ Coté droit 412 €

☐ Coté gauche 412 €

Cale-tronc, patte de fixation incurvée, coussinet 15x 13 cm

☐ Coté droit 412 €

☐ Coté gauche 412 €

Mécanisme d'appui-tête standard, h : 38 cm

☐ Coussin plat 29 x 16 cm 412 €

☐ Coussin incurvé 31 x 18 cm 412 €

☐ Coussin incurvé EM PLUS 30 x 23 cm 412 €

☐ Coussin incurvé EM PLUS 30 x 8 cm 412 €

Cale-cuisses avec patte de fixation type tube d'accoudoir

☐ 15 x 8 cm, la paire 455 €

☐ 28 x 8 cm, la paire 455 €

☐ 24 x 14 cm, la paire 455 €

☐ 30 x 16 cm, la paire 455 €

☐ Tablette 60 x 45 cm, montage côté gauche 508 €

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ **REAL 9200 TWINEL, releveur électrique bariatrique**.....10 235 €
Embase en X médicalisée, assise viscoélastique, frein manuel, dossier double tube, accoudoirs escamotables, poids max : 275 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

☐ **REAL 9200 TWIN, releveur hydraulique bariatrique**.....5 540 €
Embase en X médicalisée, assise viscoélastique, frein manuel, dossier double tube, accoudoirs escamotables, poids max : 180 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

Pas de réglages d'angle du siège, dossier double tube, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison.

☐ Hauteur d'assise standard (Vérin long) STD
Vérin hydraulique : 45-65 cm / Vérin électrique : 47-75 cm

☐ Hauteur d'assise réduite (Vérin court) 0 €
Vérin hydraulique : 32-46 cm / Vérin électrique : 40-60 cm

ASSISE :

Assise viscoélastique

Dossier l : 46 x h : 43 cm, assise :

- ☐ l : 52 x p : 40 cm
- ☐ l : 52 x p : 45 cm
- ☐ l : 52 x p : 50 cm

Dossier l 56 x h : 43 cm, assise :

- ☐ l : 62 x p : 40 cm
- ☐ l : 62 x p : 45 cm
- ☐ l : 62 x p : 50 cm

Dossier l : 66 x h : 43 cm, assise :

- ☐ l : 72 x p : 40 cm
- ☐ l : 72 x p : 45 cm
- ☐ l : 72 x p : 50 cm

MÉCANISME DE DOSSIER

☐ Mécanisme de dossier MEDIC, réglable en profondeur : 15 cm, hauteur : 24 cm et en angle.....824 €

ACCOUDOIRS :

Accoudoirs similicuir (la paire)

- ☐ 25 cm ☐ 30 cm ☐ 35 cm

☐ 40 cm59 €

☐ Tubes d'accoudoirs escamotables vers l'arrière 32 cm, réglables en hauteur et largeur..... 375 €

REPOSE-PIEDS / RELÈVE-JAMBES :

Repose-pieds (pièce)..... 323 €

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Tube repose-pieds 1/4 escamotable 505 €

FREINS :

☐ Levier de frein, prise arrondie large 22 €

☐ Frein prise en croix 66 €

☐ Frein électrique 2 166 €

HOUSSE ET SELLERIE :

Sellerie peluche

☐ Gris ☐ Rouge ☐ Marron ☐ Bleu roi ☐ Noir

Sellerie similicuir 66 €

☐ Rouge ☐ Marron ☐ Bleu ☐ Gris ☐ Noir

☐ Sellerie similicuir..... 85 €

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ **BASIC ECO EL** 2 810 €

Basic Eco, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase médicalisée, assise 46 x 46 cm, dossier 40 x 44 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur. *Dispositif médical pour handicapés moteurs.*

VÉRIN : ☐ LONG (45 x 75 cm) ☐ COURT (40 x 58 cm)



AUCUNE OPTION POSSIBLE SUR CE MODÈLE

☐ **BASIC ECO** 1011 €

Basic Eco, releveur hydraulique dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase médicalisée, assise 46 x 46 cm, dossier 40 x 44 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur. *Dispositif médical pour handicapés moteurs.*

VÉRIN : ☐ LONG (45 x 65 cm) ☐ COURT (43 x 57 cm)



AUCUNE OPTION POSSIBLE SUR CE MODÈLE

Le releveur électrique bariatrique !



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ **CLASSIC XXL EL** 8 269 €

Classic XXL releveur électrique, Embase en H médicalisée, frein électrique, poids max : 260 kg. *Dispositif médical pour handicapés moteurs.*

VÉRIN : ☐ LONG (53 x 78 cm) ☐ COURT (48 x 66 cm)

Au choix : ☐ Assise 60 x 45 cm + Dossier 55 x 35 cm

☐ Assise 70 x 50 cm + Dossier 65 x 35 cm

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ **EUROFLEX** 1 792 €

EUROFLEX, releveur hydraulique, embase en H médicalisée 58 x 60 cm avec levier de frein manuel à pousser, roulettes 100 mm, inclinaison d'assise manuelle, manette de relevage sous l'assise, côté droit par défaut, poids utilisateur maximum, 125 kg. Pack de positionnement au choix et indissociable du dispositif

Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN : ☐ LONG (45 - 65 cm) ☐ COURT (43 - 57 cm)


☐ **EUROFLEX EL** 4082 €

EUROFLEX, releveur électrique, embase en H médicalisée 58 x 60 cm avec levier de frein manuel à pousser, roulettes 100 mm, inclinaison d'assise manuelle, poids utilisateur maximum, 140 kg. Pack de positionnement au choix et indissociable du dispositif.

Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN : ☐ LONG (45 - 70 cm) ☐ COURT (40 - 58 cm)

Taille (cm)	
Poids (kgs)	
A Profondeur d'assise	
B Largeur d'assise	
C Largeur segment jambier	




Commentaire :

☐ **PACK CLASSIC**


110 €

Assise et dossier plats classic.

Assise : ☐ L : 46 x P : 46 cm ☐ L : 40 x P : 40 cm ☐ L : 43 x P : 43 cm
☐ L : 40 x P : 46 cm
Dossier : ☐ L : 35 x H : 30 cm** ☐ L : 40 x H : 30 cm ☐ L : 40 x H : 44 cm
☐ Assise arthrodèse * 253 €



ASSISE




DOSSIER

☐ **PACK FORMA**


850 €

Assise forma et dossier ergonomique forma confort.

Assise : ☐ L : 45 x P : 45 cm ☐ L : 40 x P : 40 cm ☐ L : 40 x P : 45 cm
☐ L : 40 x P : 50 cm
Dossier : ☐ L : 38 x H : 44 cm
☐ Assise arthrodèse 260 €



ASSISE



DOSSIER


Code LPP : 6275488 | Siège de série modulable et évolutif | 838,47 €

☐ **PACK SITRITE**


616 €

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite.

Assise : ☐ L : 53 x P : 53 cm ☐ L : 48 x P : 48 cm ☐ L : 43 x P : 48 cm
☐ L : 43 x P : 43 cm ☐ L : 39 x P : 43 cm ☐ L : 35 x P : 39 cm
☐ L : 32 x P : 35 cm
Dossier : ☐ L : 47 x H : 47 cm ☐ L : 37 x H : 43 cm ☐ L : 30 x H : 37 cm



ASSISE



DOSSIER

Code LPP : 6275488 | Siège de série modulable et évolutif | 838,47 €

*Préciser la taille désirée

**Dossier dynamique sans blocage angulation.

- ☐ Dossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cm.... 369 €
- ☐ Plaque d'assise brute 45 x 45 cm, revêtement simili cuir, pour tous types de coussin. 59 €

REGLAGES DE L'ASSISE, AU CHOIX :

- ☐ Inclinaison d'assise par vérin à gaz, 20° vers l'avant, 12° vers l'arrière, manette sous accoudoir..... 715 €
- ☐ Côté droit
- ☐ Côté gauche
- ☐ Inclinaison d'assise par manivelle, 15° vers l'avant, 19° vers l'arrière, actionnement à l'arrière de l'assise..... 378 €
- ☐ Inclinaison d'assise électrique*, 20° vers l'avant, 17° vers l'arrière interrupteur sous accoudoir.....1717 €
- ☐ Côté droit
- ☐ Côté gauche

MECANISMES DE DOSSIER, AU CHOIX :

- ☐ Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et inclinaison STD
- ☐ Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir..... 715 €
- ☐ Côté droit
- ☐ Côté gauche
- ☐ Mécanisme de dossier électrique, manette sous accoudoir..1729 €
- ☐ Côté droit
- ☐ Côté gauche

FREINS, LEVIERS DE FREIN ET EMBASES AU CHOIX :

- ☐ Levier de frein 35 cm, amovible côté droit ou gauche .. STD
- ☐ Frein électrique*, interrupteur sous accoudoir1717 €
- ☐ Côté droit
- ☐ Côté gauche

REPOSE-PIEDS

- ☐ Tube repose-pieds, solidaire de l'embase 201 €
- ☐ Repose-pieds monobloc rabattable, longueur tube réglable de 43-52 cm581 €
- ☐ Palettes séparées relevables et escamotable, 32-49 cm. La paire..... 589 €
- ☐ Palette repose-pied réglable en inclinaison avec cale-mollet. La paire..... 589 €
- ☐ Support amputé, l'unité 369 €
- ☐ Côté droit
- ☐ Côté gauche

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D'ACCOUDOIRS AU CHOIX :

- ☐ Tubes d'accoudoirs, réglables en hauteur et largeur par molette de serrage, manchette 35 cm polyuréthane. STD
- ☐ Tubes d'accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers l'arrière..... 187 €
- ☐ Côté droit
- ☐ Côté gauche
- ☐ Manchettes d'accoudoir confort..... 102 €
- ☐ 25 cm
- ☐ 30 cm
- ☐ 40 cm

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

- ☐ Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm 155 €
- ☐ Cale-tronc SiteRite côté droit
- ☐ Cale-tronc SiteRite côté gauche
- ☐ Cale-tronc Forma côté droit
- ☐ Cale-tronc Forma côté gauche
- ☐ Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation 155 €
- ☐ Côté droit
- ☐ Côté gauche
- ☐ Mécanisme d'appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, coussin ergonomique. 385 €
- ☐ Mécanisme d'appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin ergonomique..... 385 €
- ☐ Mécanisme d'appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin ergonomique..... 385 €
- ☐ Mécanisme d'appui-tête confort, pour dossier réglable en tension 385 €
- ☐ Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée 198 €
- ☐ 10 x 24 cm, côté droit
- ☐ 10 x 24 cm, côté gauche
- ☐ 10 x 32 cm, côté droit
- ☐ 10 x 32 cm, côté gauche
- ☐ Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée 198 €
- ☐ 10 x 24 cm, côté droit
- ☐ 10 x 24 cm, côté gauche
- ☐ 10 x 32 cm, côté droit
- ☐ 10 x 32 cm, côté gauche

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- ☐ Poignée de poussée391 €
- ☐ Tablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cm..... 316 €

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ **MINIFLEX** 9 572 €
MINIFLEX, fauteuil roulant électrique, poids utilisateur maximum : 140 kg, lift électrique, taille d'assise et dossier au choix, pack de positionnement indissociable du dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes 30 cm standard, repose-pieds monobloc escamotable, électronique « shark ». Manipulateur côté droit par défaut. Côté gauche ☐

Code LPP : 9175497	VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL	3 487,95 €
--------------------	---	------------



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ **FLEXMOBIL i6** 12 466 €
FLEXMOBIL i6, fauteuil roulant électrique poids utilisateur maximum : 150 kg, lift électrique, taille d'assise et dossier au choix, pack de positionnement indissociable du dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes 30 cm standard, repose-pieds monobloc escamotable, électronique R-NET. Manipulateur côté droit par défaut Côté gauche ☐


Code LPP : 9175497	VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL	3 487,95 €
--------------------	---	------------

■ PACK CLASSIC


110 €

Assise et dossier plats classic.

Assise : ☐ L : 46 x P : 46 cm ☐ L : 40 x P : 40 cm ☐ L : 43 x P : 43 cm
☐ L : 40 x P : 46 cm
Dossier : ☐ L : 35 x H : 30 cm** ☐ L : 40 x H : 30 cm ☐ L : 40 x H : 44 cm
☐ Assise arthrodèse * 297 €



ASSISE




DOSSIER

■ PACK FORMA


850 €

Assise FORMA et dossier ergonomique forma confort.

Assise : ☐ L : 45 x P : 45 cm ☐ L : 40 x P : 40 cm ☐ L : 40 x P : 45 cm
☐ L : 40 x P : 50 cm
Dossier : ☐ L : 38 x H : 44 cm
☐ Assise arthrodèse * 297 €



ASSISE



DOSSIER

Code LPP : 6275488	Siège de série modulable et évolutif	838,47 €
--------------------	--------------------------------------	----------

■ PACK SITRITE


850 €

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite.

Assise : ☐ L : 53 x P : 53 cm ☐ L : 48 x P : 48 cm ☐ L : 43 x P : 48 cm
☐ L : 43 x P : 43 cm ☐ L : 39 x P : 43 cm ☐ L : 35 x P : 39 cm
☐ L : 32 x P : 35 cm
Dossier : ☐ L : 47 x H : 47 cm ☐ L : 37 x H : 43 cm ☐ L : 30 x H : 37 cm



ASSISE



DOSSIER

Code LPP : 6275488	Siège de série modulable et évolutif	838,47 €
--------------------	--------------------------------------	----------

*Préciser la taille désirée

**Dossier dynamique sans blocage angulation.

☐ Dossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cm.... 369 €

REGLAGES DE L'ASSISE, AU CHOIX :

☐ Réglage de l'angle d'assise manuel, par défaut..... STD

☐ Inclinaison d'assise électrique, 20° vers l'avant, 17° vers l'arrière, commande au manipulateur 1504 €

MECANISMES DE DOSSIER, AU CHOIX :

☐ Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et inclinaison STD

☐ Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir..... 715 €
☐ Côté droit (Par défaut)
☐ Côté gauche

☐ Mécanisme de dossier électrique, commande au manipulateur..... 1729 €

REPOSE-PIEDS

☐ Repose-pieds monobloc rabattable, par défaut..... STD

☐ Palettes séparées relevables et escamotable 32 x 49 cm.
 La paire..... 589 €

☐ Palette repose-pied réglable en inclinaison avec cale- mollet..... 589 €

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D'ACCOUDOIRS AU CHOIX :

☐ Manchettes d'accoudoir confort..... 102 €
☐ 25 cm
☐ 30 cm
☐ 40 cm

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

☐ Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm 155 €
☐ Cale-tronc SiteRite côté droit
☐ Cale-tronc SiteRite côté gauche
☐ Cale-tronc Forma côté droit
☐ Cale-tronc Forma côté gauche

☐ Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation 155 €
☐ Côté droit
☐ Côté gauche

☐ Mécanisme d'appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, coussin ergonomique 385 €

☐ Mécanisme d'appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin ergonomique..... 385 €

☐ Mécanisme d'appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin ergonomique..... 385 €

☐ Mécanisme d'appui-tête confort, pour dossier réglable en tension..... 385 €

☐ Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée 198 €
☐ 10 x 24 cm, côté droit
☐ 10 x 24 cm, côté gauche
☐ 10 x 32 cm, côté droit
☐ 10 x 32 cm, côté gauche

☐ Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée 198 €
☐ 10 x 24 cm, côté droit
☐ 10 x 24 cm, côté gauche
☐ 10 x 32 cm, côté droit
☐ 10 x 32 cm, côté gauche

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

☐ Tablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cm..... 316 €

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ **LEOFLEX** 27 446 €

Fauteuil roulant électrique, 5 km/h, batteries 74 Ah, chargeur inclus, roues tubées 14", châssis articulé, roulettes arrière 7", largeur d'assise réglable, accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, assise arthrodèse réglable en hauteur et inclinaison, repose-pieds, coussin d'assise et dossier. Poids utilisateur maximum 250 kg.

OPTIONS :

- ☐ Réglage électrique de l'inclinaison d'assise et angle du dossier, permettant ainsi un transfert par la station debout pour plus de stabilité. 7 597 €
- ☐ Repose-pieds monobloc central avec réglage en hauteur électrique, course de 100 mm, réglage en angle de 30°. Inclinaison de la palette réglable manuellement, repose-pieds rabattable. 6 741 €
- ☐ Revêtement anti-dérapant sur repose-pieds monobloc. 245 €
- ☐ Pneumatique anti-crevaison. 268 €
- ☐ Coussin d'assise sur mesure, housse incluse..... 910 €
- ☐ Coussin de dossier réglable au niveau lordose et scapulaire, pour plus de stabilité. Pièce faite sur mesure.1 284 €

PACK PRO

9 269€



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

☐ EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm

- Système d'élévation électrique, alimentation par batteries

- Châssis avant escamotable compatible avec la tablette suiveuse

- Support-genoux séparés, réglables indépendamment en hauteur et en profondeur

- Tablette suiveuse réglable en hauteur

- ☐ 18 cm (Hauteur depuis assise : 17,8 cm. Depuis dossier : 7,6 à 38 cm)
- ☐ 18 cm (Hauteur depuis assise : 17,5 cm. Depuis dossier : 19 à 48,2 cm)
- ☐ 25 cm (Hauteur depuis assise : 25 cm. Depuis dossier : 7,6 à 38 cm)
- ☐ 25 cm (Hauteur depuis assise : 17,5 cm. Depuis dossier : 19 à 48,2 cm)

- Appui-tête (Plage de réglage au choix)

- ☐ 53,3 à 76 cm
- ☐ 61 à 84 cm

- Dossier plat 48 cm

- Cale-tronc

- ☐ 23 à 38 cm
- ☐ 30,5 à 45,5 cm

- Cale-hanches amovibles rembourrés

- ☐ Réglables en largeur : 25,4 à 40,6 cm Taille M
- ☐ Réglables en largeur : 30,5 à 45,7 cm Taille L

- Sangles cale-pieds (la paire)

- Reposes pieds séparés réglable en hauteur et en inclinaison

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €

PACK BASIC

6 499€



PHOTO NON CONTRACTUELLE

☐ EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

☐ EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm

Verticalisation par système de pompage hydraulique.

- Dossier plat 48 cm

- Sangles cale-pieds (la paire)

- Reposes pieds séparés réglable en hauteur, sans réglage de l'inclinaison

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €

■ PACK PRO

10 267€



PHOTO NON CONTRACTUELLE

■ EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

■ EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm

- Système d'élévation électrique, alimentation par batteries

- Appui-tête (Plage de réglage au choix)

☐ 53,3 à 76 cm

☐ 61 à 84 cm

- Dossier plat 33 ou 48 cm

- Cale-tronc

☐ 23 à 38 cm

☐ 30,5 à 45,5 cm

- Cale-hanches amovibles rembourrés

☐ Réglables en largeur : 25,4 à 40,6 cm Taille M

☐ Réglables en largeur : 30,5 à 45,7 cm Taille L

- Sangles cale-pieds (la paire)

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €

■ PACK BASIC

7 902 €



PHOTO NON CONTRACTUELLE

■ EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

■ EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN

Appareil modulaire de verticalisation

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm

- Dossier plat 33 ou 48 cm

- Sangles cale-pieds (la paire)

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €

PRODUIT DE BASE



☐ **MEYWALK 4, Mini**..... 3 168 €
 appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.

☐ **MEYWALK 4, Small**..... 3 168 €

☐ **MEYWALK 4, Medium**..... 3 168 €

☐ **MEYWALK 4, Large**..... 3 168 €

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €

- ☐ Cale-tronc, kit complet..... 215 €
- ☐ Cale-hanches, taille medium, complet..... 215 €
- ☐ Cale-hanches, taille large, complet..... 215 €
- ☐ Kit de réglage pour cale-troncs 67 €
- ☐ Séparateur de jambes, argenté Mini et Small..... 316 €
- ☐ Housse pour séparateur de jambes Mini et Small..... 134 €
- ☐ Séparateur de jambes, argenté Medium et Large 348 €
- ☐ Housse pour séparateur de jambes Medium et Large .. 150 €
- ☐ Protections latérales, Mini, longues aluminium..... 423 €
- ☐ Protections latérales, Small, longues aluminium 423 €
- ☐ Protections latérales, Medium, longues aluminium 423 €
- ☐ Protections latérales, Large, longues aluminium..... 423 €
- ☐ Protections latérales, Mini, plastique noir..... 177 €
- ☐ Protections latérales, Small, plastique noir 177 €
- ☐ Protections latérales, Medium et Large, plastique noir... 177 €
- ☐ Support anti-bascule, Mini, Small et Medium..... 134 €
- ☐ Support anti-bascule, Large..... 134 €
- ☐ Adaptateur réducteur de hauteur, Small et Medium..... 80 €
- ☐ Adaptateur réducteur de hauteur, Large..... 80 €
- ☐ Levier d'extension pour frein 80 €
- ☐ Selle confort avec pate de fixation 256 €
- ☐ Tablette, Mini et Small..... 348 €

- ☐ Tablette, Medium et Large 348 €
- ☐ Poignée de poussée et de traction, Mini et Small 271 €
- ☐ Anneau thoracique (taille à spécifier) 530 €
- ☐ Baudrier d'assise, (M/L) avec ensemble fixations, Medium et Large..... 530 €
- ☐ Fixation pour baudrier, côté gauche, M et L 230 €
- ☐ Fixation pour baudrier, côté droit, M et L..... 230 €
- ☐ Baudrier d'assise, taille medium et large 294 €
- ☐ Baudrier d'assise, taille small 294 €
- ☐ Baudrier d'assise, (S) avec fixations, Mini, et Small 530 €
- ☐ Fixation pour baudrier, côté gauche, Mini et Small..... 294 €
- ☐ Fixation pour baudrier, côté droit, Mini et Small..... 294 €
- ☐ Coussinet pour cale-tronc, complet (visserie incluse) 74 €
- ☐ Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 70
Sur demande
- ☐ Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 105
Sur demande
- ☐ Jeu de ressorts en plus..... 107 €
- ☐ Oranges
- ☐ Violets
- ☐ Blancs
- ☐ Jaunes
- ☐ Bleus
- ☐ Rouges
- ☐ Argentés

PRODUIT DE BASE



- ☐ **MEYWALK 2000, Taille S**..... 3 168 €
 appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.
- ☐ **MEYWALK 2000, Taille M**..... 3 168 €
- ☐ **MEYWALK 2000, Taille L**..... 3 168 €

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €

- ☐ Freins anti-recul, la paire..... 311 €
- ☐ Séparateur de jambe, taille S..... 362 €
- ☐ Séparateur de jambe, taille M et L..... 362 €
- ☐ Réducteur de taille (-8 cm) pour tailles M et L, la paire..... 80 €
- ☐ Freins ralentisseurs, la paire 268 €
- ☐ Support anti-bascule, la paire 327 €
- ☐ Protection latérale, la paire, taille S..... 284 €
- ☐ Protection latérale, la paire, taille M, taille L..... 284 €
- ☐ Cale-hanche, la paire..... 316 €
- ☐ Blocage directionnel des roues, taille S, 157 €
- ☐ Blocage directionnel des roues, taille S, pièce 189 €
- ☐ Blocage directionnel des roues, taille M et L..... 157 €
- ☐ Blocage directionnel des roues, taille M et L, pièce 189 €
- ☐ Extension levier de frein, la paire 70 €
- ☐ Housse de protection, diamètre 70 cm 177 €
- ☐ Housse de protection, diamètre 90 cm..... 177 €
- ☐ Housse de protection, diamètre 105 cm 177 €
- ☐ Housse de protection, diamètre 120 cm 177 €
- ☐ Housse de protection, diamètre 130 cm 177 €
- ☐ Selle confort..... 208 €
- ☐ Poignée de poussée et traction, taille S..... 235 €
- ☐ Fixation pour selle vélo..... 21 €
- ☐ Baudrier avec barre de montage pour taille S, M et L..... 348 €
- ☐ Baudrier taille M et L..... 235 €

PRODUIT DE BASE



☐ **DISCOVER Taille 1** 423 €

appareil pédiatrique fabriqué à partir de tubes d'acier. Il est équipé de quatre roues pivotantes en caoutchouc et est disponible dans la couleur rouge.

☐ **DISCOVER Taille 2** 423 €



PRODUIT DE BASE



☐ **Buddy Roamer, Taille 1** 3 168 €

Appareil modulaire de verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série avec cale-tronc réglables en largeur, appui-tête télescopique, ressort dynamique réglable, freins de position, anti-bascule, roulettes de dégagement, tube d'assise, blocage des roues directionnelles

☐ **Buddy Roamer, Taille 2** 3 168 €

☐ **Buddy Roamer, Taille 3** 3 168 €

☐ **Buddy Roamer, Taille 4** 3 168 €

Code LPP : 6274230	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL	363,74 €
Code LPP : 6274247	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL	35,06 €
Code LPP : 6274253	APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL	18,45 €

☐ Jupette d'abduction pour taille 1 & 2, remplace le tube d'assise standard342 €

☐ Kit anti-recul 268 €

☐ Appui-tête taille large187 €

☐ Appui-tête spécial187 €

☐ Colonne de support postérieure basse, supplément taille 1294 €

☐ Colonne de support postérieure basse, supplément taille 2294 €

☐ Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 1690 €

☐ Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 2690 €

☐ Optimisation des cale-tronc avec harnais de positionnement337 €

☐ Support antébrachial (droite et gauche)439 €

☐ Poignées de maintien type pare-chocs439 €

☐ Jupette d'abduction pour taille 3 & 4, remplace le tube d'assise standard342 €

☐ Kit anti-recule268 €

☐ Appui-tête spécial187 €

☐ Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 3690 €

☐ Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 4690 €

☐ Optimisation des cale-tronc avec harnais de positionnement337 €

Conditions générales de vente

En vigueur à compter du 1er janvier 2022

1. Objet – Champ d'application

DGK MEDICAL importe et distribue les produits de la Société de droit allemand MEDI-CA Medizintechnik GmbH, dont le siège est Blumenweg

8 – 88454 HOCHDORF (Allemagne) et exerce son activité de distributeur uniquement auprès de professionnels revendeurs.

Toute commande de produit implique l'acceptation sans réserve de l'acheteur, et son adhésion, aux présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur tous autres documents de l'acheteur et, notamment, d'éventuelles conditions générales d'achat, sauf (i) accord dérogatoire, exprès et préalable de la part de DGK MEDICAL ou (ii) dispositions spécialement convenues par écrit avec l'acheteur.

2. Formation du contrat de vente

Le contrat de vente est formé, au vu d'un bon de commande reprenant les présentes conditions générales signé par l'acheteur précisant les références des produits commandés, leur quantité et prix, ainsi que la date de livraison souhaitée, par l'émission par DGK MEDICAL d'un avis de confirmation de commande, les obligations de DGK MEDICAL étant prises sous réserve du paiement effectif de l'acompte prévu et/ou de la mise en place de garanties de paiement par l'acheteur.

Les commandes sont irrévocables par l'acheteur et ne peuvent être modifiées après leur acceptation par DGK MEDICAL, sauf accord écrit de cette dernière et aménagement éventuel des conditions financières et de livraison.

3. Livraisons

Les livraisons sont effectuées au lieu convenu dans la confirmation de commande et l'acheteur s'oblige à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la prise de livraison. Le délai de livraison est donné à titre informatif et indicatif, avec les tolérances conformes aux usages professionnels, sauf cas de force majeure ou circonstances hors du contrôle de DGK MEDICAL.

Les éventuels retards ne peuvent donner lieu à aucune pénalité, ni à indemnisation, au profit du client. Ils ne peuvent entraîner la résiliation de la vente, sauf accord ou manquement grave de DGK MEDICAL.

4. Transport

Le transport des produits vendus est effectué selon les modalités choisies par DGK MEDICAL, sauf dérogation convenue par écrit avec l'acheteur.

Il appartient à l'acheteur de contrôler les produits livrés, dès leur livraison, et, le cas échéant, de faire toutes réserves auprès du transporteur

(i) par des mentions précises sur le document de transport et (ii) par LR avec AR au transporteur dans les trois jours de la réception, en cas de manquants et/ou d'avaries apparentes des produits livrés. A défaut de telles réserves, les produits livrés seront réputés réceptionnés par l'acheteur.

5. Réception

Sans préjudice des dispositions ci-dessus à l'égard du transporteur, l'acheteur est tenu de vérifier la quantité et l'état des produits livrés et

réceptionnés, dans les trois jours de la réception et de notifier à DGK MEDICAL dans ce délai de trois jours, par LR avec AR, tout manquant ou vice apparent ou toute réclamation qu'elle qu'en soit la nature, en apportant toutes justifications nécessaires et probantes. A défaut, la

livraison sera réputée définitive, sans vice apparent et conforme à la commande acceptée.

Aucun retour de produits livrés ne pourra être effectué par l'acheteur sans l'accord préalable et écrit de DGK MEDICAL. Les frais de retour exposés auprès du transporteur choisis par DGK MEDICAL ne seront remboursés à l'acheteur qu'au cas où les manquants, vices apparents ou réclamations allégués seront reconnus fondés par DGK MEDICAL.

En cas de manquants, d'avaries ou de réclamations reconnus fondés par DGK MEDICAL, il sera procédé sans autres frais au remplacement nombre pour nombre des produits non conformes ou manquants, à l'exclusion de toutes autres indemnités, pénalités ou dommages-intérêts et de la résiliation du contrat de vente.

6. Prix – Facturation

Les prix sont ceux du tarif en vigueur au moment de la commande, tels que figurant dans l'avis de confirmation de commande. Toute

modification tarifaire s'applique aux commandes passées après la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif. Ils sont établis hors taxes et

franco de port en France métropolitaine sauf autre accord écrit avec l'acheteur.

Les factures des produits commandés sont établies à la date de livraison, sans préjudice de factures pro-forma, et adressées par tous moyens, notamment électroniques, à l'acheteur.

7. Paiement du prix

Les factures sont payables au siège de DGK MEDICAL, par virement, chèque ou traite, à échéance, trente (30) jours suivant la date de

livraison, telle que précisée ci-dessus. L'encaissement effectif à cette échéance est seul considéré comme paiement complet et régulier. Le paiement intégral du prix entraîne transfert de propriété des produits livrés au profit de l'acheteur.

8. Défaut de paiement

Tout défaut de paiement, total ou partiel, à l'échéance donne lieu, de plein droit et sans formalité, au paiement par l'acheteur d'une majoration de retard égale à trois fois l'intérêt légal et d'une indemnité de premiers frais de recouvrement de 40 €, sans préjudice de dommages-intérêts et du droit de faire cesser l'infraction. Les acomptes versés resteront acquis à DGK MEDICAL.

Sous réserve d'une mise en demeure de payer restée sans effet dans les 48 heures, DGK MEDICAL se réserve le droit, en cas de retard de paiement, total ou partiel, de suspendre et/ou d'annuler les commandes en cours, même acceptées, et de ne pas enregistrer toute nouvelle commande. DGK MEDICAL pourra exercer son action en réserve de propriété.

9. Transfert de propriété – Transfert des risques

Le transfert de la propriété des produits vendus par DGK MEDICAL est suspendu jusqu'au paiement intégral par l'acheteur du prix facturé. Toutefois, le transfert des risques des produits est effectué à la charge de l'acheteur dès leur livraison telle que précisée ci-dessus ; l'acheteur s'oblige à faire assurer les produits livrés contre tous risques, avec délégation d'indemnités au profit de DGK MEDICAL, jusqu'à la date de

transfert de propriété, et à en justifier à première demande.

Dès avant le transfert de propriété, dans le cours normal de ses affaires, l'acheteur est autorisé à vendre les produits livrés. Une telle revente entraînera déchéance du terme de paiement, obligeant le client à s'acquitter sans délai du paiement du prix et DGK MEDICAL devenant alors créancier des sommes dues par le sous-acquéreur jusqu'au paiement intégral.

10. Propriété intellectuelle

DGK MEDICAL, pour son compte et celui de ses fournisseurs, est seule propriétaire et/ou titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle portant sur les produits et services qu'elle vend et sur la documentation technique y afférente. L'acheteur s'interdit de porter atteinte à ces droits, d'en divulguer la teneur à tous tiers et s'oblige à n'utiliser leurs applications que dans le cours normal de ses affaires. Le cas échéant, l'acheteur informera DGK MEDICAL de toute atteinte à ces droits dont il aurait connaissance.

11. Garantie

Au titre de sa responsabilité contractuelle, DGK MEDICAL garantit ses seuls clients revendeurs, à l'exclusion des sous-acquéreurs de ceux-ci,

(i) contre les vices cachés affectant les produits vendus, dans les conditions et limites fixées par la loi, la jurisprudence, les usages professionnels et les présentes conditions générales, (ii) et les vices ne rendant pas les produits impropres à leur destination, cette dernière garantie étant limitée aux six premiers mois d'utilisation, la première utilisation étant réputée intervenir au plus tard trois mois après la livraison.

En cas de mise en cause de DGK MEDICAL au titre de son éventuelle responsabilité délictuelle par un sous-acquéreur du revendeur, ce dernier s'oblige à garantir DGK MEDICAL de toutes sommes mises à sa charge et, à cet effet, le revendeur s'oblige à souscrire toute police d'assurance appropriée et à en payer les primes, ce dont il justifiera sur requête de DGK MEDICAL.

Tout vice doit être notifié par l'acheteur à DGK MEDICAL dans les 20 jours suivant sa découverte, par LR avec AR ; la date de cette découverte doit être prouvée par l'acheteur. A défaut d'une notification dans le délai de 20 jours à l'intérieur de la durée légale pour les vices cachés ou de 6 mois pour les autres vices, la garantie n'est pas due. Au titre de la garantie, dans la limite des garanties consenties par ses propres fournisseurs, DGK MEDICAL est tenue au seul remplacement sans frais des produits ou pièces reconnus défectueux. L'acheteur ne pouvant prétendre à l'allocation d'aucune indemnisation ou autres dommages-intérêts que ce soit au titre de dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, consécutifs ou non.

Les défauts et détériorations de produits vendus consécutifs au non-respect des instructions de montage, d'utilisation, d'entretien et de maintenance données par DGK MEDICAL, ou à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation par l'acheteur, ou ses propres

clients, ne peuvent ouvrir droit à garantie. De même, les adaptations réalisées à la demande du client sous-acquéreur ne sont pas garanties, le revendeur restant par ailleurs seul responsable de son devoir de conseil.

Conditions générales de vente

12. Imprévisibilité - Force majeure

L'adhésion aux présentes conditions générales emporte exclusion des dispositions de l'article 1195 du code civil dans l'hypothèse d'un changement de circonstances imprévisible à la date de formation du contrat de vente.

Les obligations de chaque partie sont suspendues en cas de survenance d'un événement qualifié de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. Sont assimilés à des événements constitutifs de force majeure, la grève de tout ou partie du personnel de DGK MEDICAL, de ses transporteurs et de ses fournisseurs habituels, en ce compris les fournisseurs d'énergie, les cas fortuits tels qu'incendie, inondations, panne, les décisions administratives telles que barrière de dégel, arrêts de production et, plus généralement toutes autres causes de rupture des approvisionnements et de livraison.

En présence d'un tel événement entraînant la suspension de l'exécution des obligations d'une partie, celle-ci doit en informer l'autre, en précisant la nature de l'événement et sa durée prévisible au moyen de tout écrit probant et, ce, dans les 48 heures de la survenance de l'événement.

Au cas où l'événement viendrait à durer plus de 30 jours suivant sa survenance, chaque partie aura la faculté de résilier le contrat de vente pour l'avenir, sans octroi de dommages-intérêts au profit de l'autre, la résiliation prenant effet à la date de la première présentation de la LR avec AR de notification de résiliation.

13. Règlement des litiges

Tout litige relatif à la conclusion, l'exécution ou la résiliation du contrat de vente sera soumis à une tentative de conciliation, à la requête de la partie la plus diligente, par un conciliateur désigné d'un commun accord entre les parties. Le conciliateur devra être désigné dans les 30 jours suivant la notification de l'existence d'un litige par une partie, et celui-ci devra proposer aux parties une solution au litige au plus tard dans les 30 jours suivant sa désignation.

A défaut du respect des délais de 30 jours ci-dessus, comme au cas où la proposition de solution n'aurait pas été acceptée et exécutée dans le délai de 30 jours suivant sa notification par le conciliateur et sauf meilleur accord, le litige sera soumis aux tribunaux compétents du siège de DGK MEDICAL, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

14. Loi applicable

La formation, l'exécution et la résiliation de tous contrats de vente conclus par DGK MEDICAL sont soumis aux dispositions des présentes conditions générales et à celles de la loi française, en ce compris les dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

15. Renonciation

Le fait pour DGK MEDICAL de ne pas se prévaloir des présentes dispositions ne peut être considéré comme une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.



Parc des activités économiques
62180 VERTON

📧 commercial@dgkmedical.com

☎ 03 21 89 49 85 📠 03 21 89 49 86

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

N° intracommunautaire:FR83483016309 S.A.R.L. au capital de 15 000 EUROS RCS 483 016 309 BOULOGNE APE: 7021Z



www.dgkmedical.com