

Entraîneur des membres inférieurs

tigo 562


THERA-soft®
 connectable + 

● = équipement ○ = options

THERA-Trainer tigo 562	
Référence 230 V	A003-882
EUR hors TVA	3.895,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Unité de base 230 V	A000-525	●	
Base de l'unité avec roulettes	A003-723	●	
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	A001-409	●	
Poignée de sécurité	A001-415	●	
Unité de commande et d'affichage radio 2,7"	A004-517	●	
Anti-bascule	A003-735	○	510,00
Fixations mécaniques	A001-777	○	505,00
Guide-mollets	A001-428	○	215,00
Manchettes pour poignée ergonomique/de sécurité	A002-440	○	160,00
THERA-soft	A006-630	○	655,00
Station d'accueil média	A008-119	○	5.495,00

tigo 562

Spécifications du produit	
Description du produit	Le THERA-Trainer tigo mobilise les membres supérieurs et inférieurs de façon active ou passive. Cette activité contribue au renforcement des muscles, à la restauration des mouvements articulaires et à l'amélioration de la fonction cardiovasculaire.
Caractéristiques spéciales du produit	<ul style="list-style-type: none"> - Touches MARCHÉ/ARRÊT : commencez et terminez l'entraînement en appuyant sur une seule touche. - Hygiène rapide et facile : les surfaces lisses permettent une désinfection complète par essuyage. - Réglable sans outil : adaptable facilement et individuellement à chaque utilisateur. - Une thérapie d'avant-garde : le THERA-Trainer tigo peut être intégré à une solution complète THERA à tout moment.
Lieu d'utilisation	Pièces fermées, par exemple chez le patient, cabinets de kinésithérapie, cliniques
Spécifications techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions (L/l/h) : 83 x 47,3 x 110,5 - 120 cm - Poids : env. 30 kg - Moteur électrique : Membres inférieurs : puissance nominale = 240 watts, puissance continue = 80 watts Membres supérieurs : puissance nominale = 100 watts, puissance continue = 80 watts - Branchement : 240 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz - Classe de protection : II - Degré de protection : Type BF - Type de protection : IP21 - Conditions environnementales d'utilisation : Température : 5 °C à 40 °C Humidité de l'air relative : 15 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Émission de bruit : LpA < 70 dB (A) - Durée de service : 7 ans
Compatibilité	THERA-soft
Besoins des patients	<ul style="list-style-type: none"> - Poids du patient : 180 kg max. - Taille du patient : 120 à 200 cm
Livraison et mise en service	<ul style="list-style-type: none"> - Conditionnement (L/l/h) : 80 cm x 60 cm x 130 cm - Livraison : palette par envoi - Conditions de transport et stockage : Température : -25 °C à 70 °C Humidité de l'air relative : 5 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Mise en service : uniquement par un spécialiste agréé
Entretien/Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien : uniquement par un technicien agréé - Maintenance : aucune maintenance - Contrôle technique : contrôle de sécurité tous les 24 mois (recommandation du fabricant)
Déclaration	Classe de produits médicaux : IIa Marque CE : CE0297 [supervisé par l'organisme notifié]

Entraîneur motorisé pour les membres supérieurs et inférieurs

tigo 566


THERA-soft®
 connectable + 

● = équipement ○ = options

THERA-Trainer tigo 566	
Référence 230 V	A003-128
EUR hors TVA	4.685,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Unité de base 230 V	A000-525	●	
Base de l'unité avec roulettes	A003-723	●	
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	A001-409	●	
Entraîneur des membres supérieurs	A001-416	●	
Manivelle longue pour l'entraîneur des membres supérieurs	A001-417	●	
Adapteur pour poignée	A001-419	●	
Poignées ergonomiques	A001-420	●	
Unité de commande et d'affichage radio 2,7"	A004-517	●	
Anti-bascule	A003-735	○	510,00
Fixations mécaniques	A001-777	○	505,00
Guide-mollets	A001-428	○	215,00
Repose-bras pour les poignées ergonomiques	A003-724	○	380,00
Poignées spéciales Tetra	A004-241	○	435,00
Repose-bras avec poignée verticale	A002-757	○	380,00
Manchettes pour repose-bras avec poignée verticale	A001-427	○	130,00
Repose-bras avec poignée verticale incl manchette	A001-426	○	490,00
Manchettes pour poignée ergonomique/de sécurité	A002-440	○	160,00
THERA-soft	A006-630	○	655,00
Station d'accueil média	A008-119	○	5.495,00

tigo 566

Spécifications du produit	
Description du produit	Le THERA-Trainer tigo mobilise les membres supérieurs et inférieurs de façon active ou passive. Cette activité contribue au renforcement des muscles, à la restauration des mouvements articulaires et à l'amélioration de la fonction cardiovasculaire.
Caractéristiques spéciales du produit	<ul style="list-style-type: none"> - Touches MARCHÉ/ARRÊT : commencez et terminez l'entraînement en appuyant sur une seule touche. - Hygiène rapide et facile : les surfaces lisses permettent une désinfection complète par essuyage. - Réglable sans outil : adaptable facilement et individuellement à chaque utilisateur. - Une thérapie d'avant-garde : le THERA-Trainer tigo peut être intégré à une solution complète THERA à tout moment.
Lieu d'utilisation	Pièces fermées, par exemple chez le patient, cabinets de kinésithérapie, cliniques
Spécifications techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions (L/l/h) : 90 x 63,8 x 109,5 - 119 cm - Poids : env. 37 kg - Moteur électrique : Membres inférieurs : puissance nominale = 240 watts, puissance continue = 80 watts Membres supérieurs : puissance nominale = 100 watts, puissance continue = 80 watts - Branchement : 240 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz - Classe de protection : II - Degré de protection : Type BF - Type de protection : IP21 - Conditions environnementales d'utilisation : Température : 5 °C à 40 °C Humidité de l'air relative : 15 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Émission de bruit : LpA < 70 dB (A) - Durée de service : 7 ans
Compatibilité	THERA-soft
Besoins des patients	<ul style="list-style-type: none"> - Poids du patient : 180 kg max. - Taille du patient : 120 à 200 cm
Livraison et mise en service	<ul style="list-style-type: none"> - Conditionnement (L/l/h) : 80 cm x 60 cm x 130 cm - Livraison : palette par envoi - Conditions de transport et stockage : Température : -25 °C à 70 °C Humidité de l'air relative : 5 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Mise en service : uniquement par un spécialiste agréé
Entretien/Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien : uniquement par un technicien agréé - Maintenance : aucune maintenance - Contrôle technique : contrôle de sécurité tous les 24 mois (recommandation du fabricant)
Déclaration	Classe de produits médicaux : IIa Marque CE : CE0297 (supervisé par l'organisme notifié)

Entraîneur des membres inférieurs

tigo 630


THERA-soft®
 connectable + 

● = équipement ○ = accessoires

● = équipement ○ = options

THERA-Trainer tigo 630	
Référence 230 V	A008-011
EUR hors TVA	4.335,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Unité de base 230 V	A000-525	●	
Base de l'unité avec roulettes	A003-723	●	
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	A001-409	●	
Poignée de sécurité	A001-415	●	
Unité de commande et d'affichage 7"	A004-652	●	
Progiciel Cycling thérapie individuelle 7"	A004-712	●	
Anti-bascule	A003-735	○	510,00
Fixations mécaniques	A001-777	○	505,00
Guide-mollets	A001-428	○	215,00
Manchettes pour poignée ergonomique/de sécurité	A002-440	○	160,00
THERA-soft	A006-630	○	655,00
Logiciel CL thérapie de groupe advanced	A004-247	○	3.100,00
Station d'accueil média	A008-119	○	5.495,00
Récepteur radio pour unité d'affichage et de commande	A006-672	○	35,00

tigo 630

Spécifications du produit	
Description du produit	Le THERA-Trainer tigo mobilise les membres supérieurs et inférieurs de façon active ou passive. Cette activité contribue au renforcement des muscles, à la restauration des mouvements articulaires et à l'amélioration de la fonction cardiovasculaire.
Caractéristiques spéciales du produit	<ul style="list-style-type: none"> - Des programmes d'entraînement motivants : facilement déplaçable, conçu pour travailler la force et l'endurance. - Touches MARCHÉ/ARRÊT : commencez et terminez l'entraînement en appuyant sur une seule touche. - Contrôle vocal d'arrêt d'urgence : terminez l'exercice à l'aide d'une commande vocale. - Hygiène rapide et facile : les surfaces lisses permettent une désinfection complète par essuyage. - Réglable sans outil : adaptable facilement et individuellement à chaque utilisateur. - Une thérapie d'avant-garde : le THERA-Trainer tigo peut être intégré à une solution complète THERA à tout moment.
Lieu d'utilisation	Pièces fermées, par exemple chez le patient, cabinets de kinésithérapie, cliniques
Spécifications techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions (L/l/h) : 83 x 47,3 x 107 - 117 cm - Poids : env. 33 kg - Moteur électrique : Membres inférieurs : puissance nominale = 240 watts, puissance continue = 80 watts Membres supérieurs : puissance nominale = 100 watts, puissance continue = 80 watts - Branchement : 240 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz - Classe de protection : II - Degré de protection : Type BF - Type de protection : IP21 - Conditions environnementales d'utilisation : Température : 5 °C à 40 °C Humidité de l'air relative : 15 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Émission de bruit : LpA < 70 dB (A) - Durée de service : 7 ans
Compatibilité	THERA-soft
Besoins des patients	<ul style="list-style-type: none"> - Poids du patient : 180 kg max. - Taille du patient : 120 à 200 cm
Livraison et mise en service	<ul style="list-style-type: none"> - Conditionnement (L/l/h) : 80 cm x 60 cm x 130 cm - Livraison : palette par envoi - Conditions de transport et stockage : Température : -25 °C à 70 °C Humidité de l'air relative : 5 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Mise en service : uniquement par un spécialiste agréé
Entretien/Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien : uniquement par un technicien agréé - Maintenance : aucune maintenance - Contrôle technique : contrôle de sécurité tous les 24 mois (recommandation du fabricant)
Déclaration	Classe de produits médicaux : IIa Marque CE : CE0297 (supervisé par l'organisme notifié)

Entraîneur motorisé pour les membres supérieurs et inférieurs

tigo 632


THERA-soft®
 connectable + 

● = équipement ○ = options

THERA-Trainer tigo 632	
Référence 230 V	A008-013
EUR hors TVA	5.665,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Unité de base 230 V	A000-525	●	
Base de l'unité avec roulettes	A003-723	●	
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	A001-409	●	
Entraîneur des membres supérieurs	A001-416	●	
Manivelle longue pour l'entraîneur des membres supérieurs	A001-417	●	
Adapteur pour poignée	A001-419	●	
Poignées ergonomiques	A001-420	●	
Unité de commande et d'affichage 7"	A004-652	●	
Progiciel thérapie individuelle 7"	A004-712	●	
Anti-bascule	A003-735	○	510,00
Fixations mécaniques	A001-777	○	505,00
Guide-mollets	A001-428	○	215,00
Repose-bras pour les poignées ergonomiques	A003-724	○	380,00
Poignée spéciale Tetra	A004-241	○	435,00
Repose-bras avec poignée verticale	A002-757	○	380,00
Manchettes pour repose-bras avec poignée verticale	A001-427	○	130,00
Repose-bras avec poignée verticale incl manchette	A001-426	○	490,00
Manchettes pour poignée ergonomique/de sécurité	A002-440	○	160,00
THERA-soft	A006-630	○	655,00
Logiciel CL thérapie de groupe advanced	A004-247	○	3.100,00
Station d'accueil média	A008-119	○	5.495,00
Récepteur radio pour unité d'affichage et de commande	A006-672	○	35,00

tigo 632

Spécifications du produit	
Description du produit	Le THERA-Trainer tigo mobilise les membres supérieurs et inférieurs de façon active ou passive. Cette activité contribue au renforcement des muscles, à la restauration des mouvements articulaires et à l'amélioration de la fonction cardiovasculaire.
Caractéristiques spéciales du produit	<ul style="list-style-type: none"> - Des programmes d'entraînement motivants : facilement déplaçable, conçu pour travailler la force et l'endurance. - Touches MARCHE/ARRÊT : commencez et terminez l'entraînement en appuyant sur une seule touche. - Contrôle vocal d'arrêt d'urgence : terminez l'exercice à l'aide d'une commande vocale. - Hygiène rapide et facile : les surfaces lisses permettent une désinfection complète par essuyage. - Réglable sans outil : adaptable facilement et individuellement à chaque utilisateur. - Une thérapie d'avant-garde : le THERA-Trainer tigo peut être intégré à une solution complète THERA à tout moment.
Lieu d'utilisation	Pièces fermées, par exemple chez le patient, cabinets de kinésithérapie, cliniques
Spécifications techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions (L/l/h) : 90 x 63,8 x 106 - 116 cm - Poids : env. 38 kg - Moteur électrique : Membres inférieurs : puissance nominale = 240 watts, puissance continue = 80 watts Membres supérieurs : puissance nominale = 100 watts, puissance continue = 80 watts - Branchement : 240 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz - Classe de protection : II - Degré de protection : Type BF - Type de protection : IP21 - Conditions environnementales d'utilisation : Température : 5 °C à 40 °C Humidité de l'air relative : 15 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Émission de bruit : LpA < 70 dB (A) - Durée de service : 7 ans
Compatibilité	THERA-soft
Besoins des patients	<ul style="list-style-type: none"> - Poids du patient : 180 kg max. - Taille du patient : 120 à 200 cm
Livraison et mise en service	<ul style="list-style-type: none"> - Conditionnement (L/l/h) : 80 cm x 60 cm x 130 cm - Livraison : palette par envoi - Conditions de transport et stockage : Température : -25 °C à 70 °C Humidité de l'air relative : 5 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Mise en service : uniquement par un spécialiste agréé
Entretien/Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien : uniquement par un technicien agréé - Maintenance : aucune maintenance - Contrôle technique : contrôle de sécurité tous les 24 mois (recommandation du fabricant)
Déclaration	Classe de produits médicaux : IIa Marque CE : CE0297 (supervisé par l'organisme notifié)

Entraîneur motorisé pour les membres supérieurs et inférieurs

tigo 640


THERA-soft®
 connectable + 

● = équipement ○ = options

THERA-Trainer tigo 640	
Référence 230 V	A008-728
EUR hors TVA	7.320,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Unité de base 230 Volt	A000-525	●	
Piètement avec roulettes tigo	A003-723	●	
Anti-bascule	A003-735	●	
Cale-pieds la paire, avec réglage	A001-411	●	
Porte-outil	A003-717	●	
Fixations mécaniques	A001-777	●	
Guide-mollets	A001-428	●	
Entraîneur des membres supérieurs	A001-416	●	
Manivelles longues (110 mm)	A001-417	●	
Adaptateurs entraîneur des membres	A001-419	●	
Poignées thérapeutiques pour entraîneur	A001-420	●	
Repose-bras avec poignée cylindrique	A002-757	●	
Manchettes velcro pour poignées	A002-440	●	
Écran couleur 7" tigo	A004-652	●	
Logiciel écran 7" tigo	A004-712	●	
Repose-bras pour les poignées ergonomiques	A003-724	○	380,00
Poignée spéciale Tetra	A004-241	○	435,00
Manchettes pour repose-bras avec poignée verticale	A001-427	○	130,00
Repose-bras avec poignée verticale incl manchette	A001-426	○	490,00
THERA-soft	A006-630	○	655,00
Logiciel CL thérapie de groupe advanced	A004-247	○	3.100,00
Station d'accueil média	A008-119	○	5.495,00
Récepteur radio pour unité d'affichage et de commande	A006-672	○	35,00

tigo 640

Spécifications du produit	
Description du produit	Le THERA-Trainer tigo mobilise les membres supérieurs et inférieurs de façon active ou passive. Cette activité contribue au renforcement des muscles, à la restauration des mouvements articulaires et à l'amélioration de la fonction cardiovasculaire.
Caractéristiques spéciales du produit	<ul style="list-style-type: none"> - Des programmes d'entraînement motivants : facilement déplaçable, conçu pour travailler la force et l'endurance. - Touches MARCHÉ/ARRÊT : commencez et terminez l'entraînement en appuyant sur une seule touche. - Contrôle vocal d'arrêt d'urgence : terminez l'exercice à l'aide d'une commande vocale. - Hygiène rapide et facile : les surfaces lisses permettent une désinfection complète par essuyage. - Réglable sans outil : adaptable facilement et individuellement à chaque utilisateur. - Une thérapie d'avant-garde : le THERA-Trainer tigo peut être intégré à une solution complète THERA à tout moment.
Lieu d'utilisation	Pièces fermées, par exemple chez le patient, cabinets de kinésithérapie, cliniques
Spécifications techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions (L/l/h) : 90 x 63,8 x 106 - 116 cm - Poids : env. 43 kg - Moteur électrique : Membres inférieurs : puissance nominale = 240 watts, puissance continue = 80 watts Membres supérieurs : puissance nominale = 100 watts, puissance continue = 80 watts - Branchement : 240 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz - Classe de protection : II - Degré de protection : Type BF - Type de protection : IP21 - Conditions environnementales d'utilisation : Température : 5 °C à 40 °C Humidité de l'air relative : 15 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Émission de bruit : LpA < 70 dB (A) - Durée de service : 7 ans
Compatibilité	THERA-soft
Besoins des patients	<ul style="list-style-type: none"> - Poids du patient : 120 kg max. - Taille du patient : 120 à 200 cm
Livraison et mise en service	<ul style="list-style-type: none"> - Conditionnement (L/l/h) : 80 cm x 60 cm x 130 cm - Livraison : palette par envoi - Conditions de transport et stockage : Température : -25 °C à 70 °C Humidité de l'air relative : 5 % à 93 % Rh Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa - Mise en service : uniquement par un spécialiste agréé
Entretien/Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien : uniquement par un technicien agréé - Maintenance : aucune maintenance - Contrôle technique : contrôle de sécurité tous les 24 mois (recommandation du fabricant)
Déclaration	Classe de produits médicaux : IIa Marque CE : CE0297 (supervisé par l'organisme notifié)