

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

EUROFLEX **2 061 €**

EUROFLEX, releveur hydraulique, embase en H médicalisée 58 x 60 cm avec levier de frein manuel à pousser, roulettes 100 mm, inclinaison d'assise manuelle, manette de relevage sous l'assise, côté droit par défaut, poids utilisateur maximum, 125 kg. Pack de positionnement au choix et indissociable du dispositif

Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN : LONG (45 - 65 cm) COURT (43 - 57 cm)


EUROFLEX EL **4 694 €**

EUROFLEX, releveur électrique, embase en H médicalisée 58 x 60 cm avec levier de frein manuel à pousser, roulettes 100 mm, inclinaison d'assise manuelle, poids utilisateur maximum, 140 kg. Pack de positionnement au choix et indissociable du dispositif.

Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN : LONG (45 - 70 cm) COURT (40 - 58 cm)

Taille (cm)	
Poids (kgs)	
A Profondeur d'assise	
B Largeur d'assise	
C Largeur segment jambier	



Commentaire :

PACK CLASSIC


126 €

Assise et dossier plats classic.


Assise : L : 46 x P : 46 cm L : 40 x P : 40 cm L : 43 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 46 cm

Dossier : L : 35 x H : 30 cm** L : 40 x H : 30 cm L : 40 x H : 44 cm

Assise arthrodèse * 291 €



ASSISE



DOSSIER

PACK FORMA

977 €


Assise forma et dossier ergonomique forma confort.

Assise : L : 45 x P : 45 cm L : 40 x P : 40 cm L : 40 x P : 45 cm
 L : 40 x P : 50 cm


Dossier : L : 38 x H : 44 cm

Assise arthrodèse 299 €

Code LPP : 6275488 | Siège de série modulable et évolutif | 838,47 €



ASSISE



DOSSIER

PACK SITRITE


708 €

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite.


Assise : L : 53 x P : 53 cm L : 48 x P : 48 cm L : 43 x P : 48 cm
 L : 43 x P : 43 cm L : 39 x P : 43 cm L : 35 x P : 39 cm
 L : 32 x P : 35 cm

Dossier : L : 47 x H : 47 cm L : 37 x H : 43 cm L : 30 x H : 37 cm

Code LPP : 6275488 | Siège de série modulable et évolutif | 838,47 €



ASSISE



DOSSIER

*Préciser la taille désirée

**Dossier dynamique sans blocage angulation.

- Dossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cm... 424 €
- Plaque d'assise brute 45 x 45 cm, revêtement simili cuir, pour tous types de coussin. 68 €

REGLAGES DE L'ASSISE, AU CHOIX :

- Inclinaison d'assise par vérin à gaz, 20° vers l'avant, 12° vers l'arrière, manette sous accoudoir..... 822 €
 - Côté droit
 - Côté gauche
- Inclinaison d'assise par manivelle, 15° vers l'avant, 19° vers l'arrière, actionnement à l'arrière de l'assise..... 434 €
- Inclinaison d'assise électrique*, 20° vers l'avant, 17° vers l'arrière interrupteur sous accoudoir.....1974 €
 - Côté droit
 - Côté gauche

MECANISMES DE DOSSIER, AU CHOIX :

- Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et inclinaison STD
- Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir 822 €
 - Côté droit
 - Côté gauche
- Mécanisme de dossier électrique, manette sous accoudoir 1 988 €
 - Côté droit
 - Côté gauche

FREINS, LEVIERS DE FREIN ET EMBASES AU CHOIX :

- Levier de frein 35 cm, amovible côté droit ou gauche .. STD
- Frein électrique*, interrupteur sous accoudoir1974 €
 - Côté droit
 - Côté gauche

REPOSE-PIEDS

- Tube repose-pieds, solidaire de l'embase 231 €
- Repose-pieds monobloc rabattable, longueur tube réglable de 43-52 cm 668 €
- Palettes séparées relevables et escamotable, 32-49 cm. La paire..... 677 €
- Palette repose-pied réglable en inclinaison avec cale- mollet. La paire..... 677 €
- Support amputé, l'unité424 €
 - Côté droit
 - Côté gauche

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D'ACCOUDOIRS AU CHOIX :

- Tubes d'accoudoirs, réglables en hauteur et largeur par molette de serrage, manchette 35 cm polyuréthane. STD
- Tubes d'accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers l'arrière..... 215 €
 - Côté droit
 - Côté gauche
- Manchettes d'accoudoir confort..... 117 €
 - 25 cm
 - 30 cm
 - 40 cm

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

- Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm 178 €
 - Cale-tronc SiteRite côté droit
 - Cale-tronc SiteRite côté gauche
 - Cale-tronc Forma côté droit
 - Cale-tronc Forma côté gauche
- Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation 178 €
 - Côté droit
 - Côté gauche
- Mécanisme d'appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, coussin ergonomique. 443 €
- Mécanisme d'appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin ergonomique..... 443 €
- Mécanisme d'appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin ergonomique..... 443 €
- Mécanisme d'appui-tête confort, pour dossier réglable en tension..... 443 €
- Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée 228 €
 - 10 x 24 cm, côté droit
 - 10 x 24 cm, côté gauche
 - 10 x 32 cm, côté droit
 - 10 x 32 cm, côté gauche
- Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée 228 €
 - 10 x 24 cm, côté droit
 - 10 x 24 cm, côté gauche
 - 10 x 32 cm, côté droit
 - 10 x 32 cm, côté gauche

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Poignée de poussée450 €
- Tablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cm..... 363 €

APPUI-TÊTE

- Appui-tête Forma 28 x 8 cm 217 €
- Appui-tête Confort..... 443 €