



Ce fauteuil de gériatrie est équipé de roues Ø125 mm pour faciliter les déplacements, le dossier est bas, facilitant ainsi les transferts ou l'accès à un lavabo.

Le dossier est renforcé au niveau des lombaires et il est inclinable par l'utilisateur ou la tierce personne car les commandes sont reliées. L'assise est Proclive/Declive, et la palette de repose-pieds est rétractable et montée sur ressort. Les accoudois sont réglables en hauteur. Il dispose d'un repose-jambes avec crémaillères. Le frein est centralisé et les roues arrière sont directionnelles. Il y a trois pédales de fonctionnement : la bleue pour la Proclive/Declive, la rouge pour les freins et la verte pour bloquer les roues directionnelles.

Plusieurs coloris et options sont possibles.

Poids maximum utilisateur de 140Kg.

Date et cachet de la société :

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

**Sélectionner les options en cochant les cases SVP**

Prix public HT

Prix public TTC

## CONFIGURATION

		<input type="checkbox"/>				
<b>Modèle standard</b>		<input type="checkbox"/>	1 357,19 €	1 628,63 €	-	-
Repose-jambes AL07		<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
Appui tête réglable AL55, démontable et à ranger au bas du dossier afin de faciliter les transferts		<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
<b>Profondeur d'assise</b>						
	50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<b>Hauteur de siège</b>						
	53 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<b>Hauteur de dossier</b>						
	80 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

## COULEURS (pour autres coloris, merci de vous rapprocher du service commercial)

32	SKAÏ JAUNE MIRABELLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
33	SKAÏ PARME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
34	SKAÏ ORANGE CITROUILLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
35	SKAÏ VERT AMANDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
36	SKAÏ ROUGE MORGON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
37	SKAÏ BLEU NUIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
38	SKAÏ MARRON CHATAIGNE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
39	SKAÏ VERT BASILIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	

## OPTIONS

AL84	Porte document	<input type="checkbox"/>	39,67 €	47,60 €	 AL12  B12A
AL52	Porte Sérum	<input type="checkbox"/>	42,32 €	50,78 €	
AL83	Porte Obus - 160 mm (ref 1903788)	<input type="checkbox"/>	95,20 €	114,24 €	
AL85	Support Poche à urine	<input type="checkbox"/>	29,09 €	34,91 €	
AL04	Pelotes de dos	<input type="checkbox"/>	102,09 €	122,51 €	
AL12	Tablette plastique amovible (1903789)	<input type="checkbox"/>	108,12 €	129,74 €	
B12A	Tablette bois (1907115)	<input type="checkbox"/>	108,12 €	129,74 €	

**TOTAL :**

Commentaire :