

# FAUTEUILS DE REPOS



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94

Fauteuils de repos avec **repose-tête intégré au dossier** et **assise et dossier sans coutures**.  
Disponible en 3 versions :

**LANGUEDOC** : Fauteuil à dossier inclinable à 45°, équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.

**NORMANDIE** : Fauteuil à dossier inclinable à 45°, équipé d'un repose-jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier et équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.

**BRETAGNE** : idem Normandie avec piétement en bois pour une intégration facile dans un intérieur

Date et cachet de la société :

<input checked="" type="checkbox"/> = Exécution standard		<input type="checkbox"/> = Option sans supplément de prix			
<u>Sélectionner les options en cochant les cases SVP</u>		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
LANGUEDOC <b>NOUVEAU DESIGN !!</b>	<input type="checkbox"/>	719,23 €	863,08 €	-	-
NORMANDIE <b>NOUVEAU DESIGN !!</b>	<input type="checkbox"/>	761,85 €	914,22 €	-	-
NORMANDIE 2 FONCTIONS <b>NOUVEAU DESIGN !!</b> Inclinaison de l'assise et du dossier indépendantes coloris noir uniquement	<input type="checkbox"/>	809,53 €	971,44 €	uniquement sur commande	
BRETAGNE	<input type="checkbox"/>	909,24 €	1 091,09 €	-	-

  

ASSISE					
Largeur d'assise					
540 mm (500 mm pour Bretagne)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Profondeur d'assise					
440 mm (480 mm pour Bretagne)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Hauteur de siège					
510 mm (505mm pour le Bretagne, 555mm pour le Bretagne + roues)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Hauteur de dossier					
780 mm (750mm pour le Bretagne)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

  

COULEUR REVÊTEMENT (pour autres coloris : supplément de prix, merci de vous rapprocher du service commercial)								
37	CUIR ARTIFICIEL BLEU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<b>UNIQUEMENT POUR NORMANDIE ET LANGUEDOC</b>	 Bleu	 Lavande	
33	CUIR ARTIFICIEL LAVANDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-		 Brun	 Gris	
BR	CUIR ARTIFICIEL BRUN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-		<b>UNIQUEMENT POUR BRETAGNE</b>	 Brun clair	 Brun
GS	CUIR ARTIFICIEL GRIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-			 Noir	 Noir
ZW	CUIR ARTIFICIEL NOIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-				
	CUIR ARTIFICIEL BRUN CLAIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-				
	CUIR ARTIFICIEL BRUN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-				
	CUIR ARTIFICIEL NOIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-				

  

COULEUR CHÂSSIS							
C75	Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<b>UNIQUEMENT POUR NORMANDIE ET LANGUEDOC</b>	 Noir	
	Oxide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<b>UNIQUEMENT POUR BRETAGNE</b>	 Oxide	 Beech
	Beech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-			



Languedoc



Normandie



Bretagne

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
<b>OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>							
ROUES + barre de poussée	Roulettes de diamètre 100 x 30 à la place des pieds standard et barre de poussée <i>(tous modèles)</i>	<input type="checkbox"/>	137,51 €	165,01 €	-	-	 ROUES
M	Manchettes de prélèvement <i>(la paire - tous modèles)</i>	<input type="checkbox"/>	297,51 €	357,01 €	-	-	 M
B22M	Plot d'abduction <i>(Uniquement Normandie et Languedoc)</i>	<input type="checkbox"/>	54,38 €	65,26 €	-	-	 B22M
B52	Porte Sérum <i>(tous modèles)</i>	<input type="checkbox"/>	71,57 €	85,88 €	-	-	 B52
B10 + ROUES + barre de poussée	Palette de repose-pieds + Roulettes de diamètre 100 x 30 à la place des pieds standard et barre de poussée <i>(Uniquement Languedoc)</i>	<input type="checkbox"/>	249,66 €	299,59 €	-	-	 B10
B12	Tablette <i>(tous modèles)</i>	<input type="checkbox"/>	96,88 €	116,26 €	-	-	 B12
<b>TOTAL :</b>							

**Commentaire :**