

708 Delight



Le fauteuil le plus étroit du marché.
Pratique et confortable, fauteuil standard à dossier fixe.
Poids fauteuil : de 18 à 19kg, poids maxi utilisateur : 120kg.
Revêtement nylon noir. Roues arrière 24" alu krypton et équipé d'origine d'axes à démontage rapide.
Repose-pieds escamotables et rabattables B06.
Accoudoirs design B03 escamotables, équipés de manchettes longues confortables.



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

*Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN code LPP : 9122012*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard ☐ = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Fauteuil 708D en exécution standard sans option



529,85 €

558,99 €

558,99 €

9122012*

ASSISE

Largeur d'assise

32 cm (prof 37 cm et uniquement en fabrication spéciale usine, modèle 708)	☐	☐	-	-	-
37 cm (prof 37 cm et uniquement en fabrication spéciale usine, modèle 708)	☐	☐	-	-	-
39 cm	☐	☐	-	-	-
42 cm	☐	☐	-	-	-
44 cm	☐	☐	-	-	-
46 cm	☐	☐	-	-	-
48 cm	☐	☐	-	-	-
50 cm	☐	☐	-	-	-

Profondeur d'assise

43 cm	☒	☐	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Hauteur de siège

51 cm	☒	☐	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Hauteur de dossier

43 cm	☒	☐	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

COULEURS (pour autres coloris : supplément de prix, merci de vous rapprocher du service commercial)

C295	Cadre gris clair, revêtement nylon noir	☐	☐	-	-	-
------	---	--------------------------	-----------------------	---	---	---

ACCOUDOIRS (la paire)

B03	Accoudoirs crantés standards amovibles et rabattables	☒	☐	-	-	-
B02	Accoudoirs longs amovible et rabattables	☐	☐	-	-	-
B05	Accoudoirs crantés et réglables en hauteur, amovibles et rabattables	☐	121,65 €	128,34 €	-	-
B66O	Manchette gouttière orientable					
1903364	à gauche	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314
1903365	à droite	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314



NOUVEAU Manchette gouttière hémiplegique modulable voir page 5.

REPOSE-PIEDS (la paire)

B06	Repose-pieds amovible standard	☒	☐	-	-	-
BA6	Repose-pieds amovibles, raccourcis de 7cm (standard sur taille 32 et 37 cm)	☐	☐	-	-	-
BK6	Repose-pieds palette monobloc	☐	☐	-	-	-
BL6	Repose-pieds d'une pièce, modèle raccourci	☐	☐	-	-	-
B18	Repose-talons (la paire)	☐	27,71 €	29,23 €	-	-
B19	Sangle cale-pieds (la paire)	☐	21,03 €	22,19 €	-	-
B21	Sangle appui mollets extra large (non compatible avec BA6)	☐	49,56 €	52,29 €	-	-
B57	Sangle arrête jambes (d'origine)	☒	☐	-	-	-



			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR	
REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)							
B07	Repose-jambe réglable et amovible (non compatible T32 et T37)	☐	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	 BZ8ART
B08	Repose-jambe modèle réglable et amovible raccourci de 7cm	☐	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	☐	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	
BL7	Repose jambe pour amputé droit (repose moignon)	☐	132,83 €	140,14 €	-	-	
REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)							
B07	Repose-jambe réglable et amovible (non compatible T32 et T37)	☐	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	 BK7 / BL7
B08	Repose-jambe modèle réglable et amovible raccourci de 7cm	☐	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	☐	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (repose moignon)	☐	132,83 €	140,14 €	-	-	
REPOSE-JAMBE MONOBLOC							
B09	Repose-jambes réglable d'une pièce	☐	270,89 €	285,79 €	-	-	
BZ9	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce	☐	350,92 €	370,22 €	-	-	
B10	Repose-jambes réglable d'une pièce	☐	327,32 €	345,32 €	-	-	
BZ10	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec retours latéraux de 7cm	☐	378,31 €	399,12 €	-	-	
CHOIX DES ROUES (configuration d'origine = fauteuil sans changement)							
AP1	Avant 8" (200x35) bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable	☐	○	-	-	Forfait annuel pour les roues- Réparations communes aux Fauteuils Roullants LPPR4307824 =>74,82€	 B33
AP3	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable	☐	○	-	-		
AP5	Avant 200x35 bandage / Arrière 24" Alu bandage Krypton (standard)	☒	○	-	-		
AP6	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu bandage Krypton	☐	○	-	-		
A14	Avant 200x50 Gonflable / Arrière 24" Alu Gonflable	☐	64,07 €	67,59 €	-		
B85	Protecteur de rayons pour roues (la paire)	☐	163,00 €	171,97 €	-	-	
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)						
	Gauche	☐	63,47 €	66,96 €	-	-	
	Droite	☐	63,47 €	66,96 €	-	-	
KITS MONTES (exécution non-standard avec option montée)							
AMP	Kit Amputé (déport des roues arrières)	☐	○	-	-	-	 B74
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	☐	○	-	-	-	
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	☐	○	-	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, réversible (d'origine à droite) - Roues 24"	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, réversible (d'origine à droite) - Roues 22"	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
B74	Freins à tambours (sur commande et non compatible avec le kit surbaissé et le kit HEM2	☐	109,79 €	115,83 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)							
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	☐	203,63 €	214,83 €	-	-	
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	☐	203,63 €	214,83 €	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplegique à double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 24"	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplegique à double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 22"	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
T30 gonflable	Kit Poussette avec roues arrières gonflables 12"1/2x 2 1/4	☐	191,73 €	202,28 €	-	-	
T30 krypton	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12"1/2x 2 1/4	☐	191,73 €	202,28 €	-	-	
APPUI -TÊTE							
B14	Toile et montant de dossier complémentaire	☐	59,32 €	62,58 €	62,58 €	9322395	 B14
B47	Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile (<i>obligatoirement avec B90</i>)	☐	142,25 €	150,07 €	63,41 €	9322290	 B47
L55	Appui-tête skai réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	☐	156,29 €	164,89 €	63,41 €	9322290	 L55
L55 soft	Appui-tête réglable soft pour fauteuil équipé d'un dossier L14 soft	☐	156,29 €	164,89 €	63,41 €	9322290	
L58	Appui-tête skai rotatif pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	☐	171,91 €	181,37 €	63,41 €	9322290	 L58
L58 soft	Appui-tête rotatif soft pour fauteuil équipé d'un dossier L14 soft	☐	171,91 €	181,37 €	63,41 €	9322290	
ACCESSOIRES							
B112	Tablette hémiplegique (à monter uniquement sur accoudoir long B02)	☐	103,42 €	109,11 €	-	-	 R12
B12	Tablette découpée	☐	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350	
B17	Siège garde-robe standard	☐	134,62 €	142,02 €	103,49 €	9322308	
B20	Ceinture de sécurité par clip	☐	33,43 €	35,27 €	-	-	 B20
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (<i>ref 1990516</i>)	☐	80,83 €	85,28 €	-	-	 B58
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de siège L15	☐	69,74 €	73,58 €	-	-	 B22
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de toile	☐	69,74 €	73,58 €	-	-	
B31	Porte canne (<i>porte béquille</i>)	☐	27,71 €	29,23 €	-	-	 B31
B40	Prolongateur de freins (<i>la paire</i>)	☐	23,89 €	25,20 €	-	-	 B40
B41	Pompe à air	☐	7,76 €	8,19 €	-	-	 B41
B52	Porte sérum	☐	40,15 €	42,36 €	-	-	
B78	Roulette anti-basculer avec basculeur (<i>la paire</i>)	☐	78,03 €	82,32 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
B83	Porte obus* (<i>diamètre en mm à préciser SVP</i>)						
	Ø 115	☐	125,98 €	132,91 €	-	-	
	Ø 130	☐	125,98 €	132,91 €	-	-	
	Ø 145	☐	125,98 €	132,91 €	-	-	
	Ø 155	☐	125,98 €	132,91 €	-	-	
B90	Barre de poussée	☐	66,11 €	69,75 €	-	-	 B90
B91	Latte anti-vol (<i>impossible sur tailles 32 et 37</i>)	☐	53,10 €	56,02 €	-	-	 B91
B101	Système à jeton + pièce (<i>impossible sur tailles 32 et 37, impératif avec l'option barre de poussée B90</i>)	☐	207,97 €	219,41 €	-	-	 B101

DOSSIER							
L14	Dossier anatomique en skaï	☐	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	 L14
L14 Soft	Dossier anatomique soft	☐	259,17 €	273,42 €	34,90 €	9322366	
L24	Dossier moulé en largeur skai*	☐	177,42 €	187,18 €	34,90 €	9322366	
B79	Dossier porte-document (sur commande)	☐	93,93 €	99,10 €	-	-	
L04	Pelotes de dos ou cales tronc (<i>la pièce</i>) (15x23 cm)						
	à droite	☐	96,98 €	102,31 €	-	-	
	à gauche	☐	96,98 €	102,31 €	-	-	
L04S	Pelotes de dos ou cales tronc - Petite Taille (<i>la pièce</i>) (11x21,5 cm)						
	à droite	☐	96,98 €	102,31 €	-	-	
	à gauche	☐	96,98 €	102,31 €	-	-	 L04


ASSISE							
L15	Siège anatomique en skaï (<i>recommandé pour taille 55</i>)	☐	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	 L15
L15 Soft	Siège anatomique soft	☐	191,99 €	202,55 €	34,90 €	9322366	
L25	Siège moulé en skaï *	☐	200,17 €	211,18 €	34,90 €	9322366	
L02	Siège anatomique avec système d'élévation à l'avant (<i>à partir de taille 39</i>)	☐	288,86 €	304,75 €	34,90 €	9322366	 L15
B73	Siège spécial pour arthrodèse	☐	251,11 €	264,92 €	34,90 €	9322366	

COUSSINS							
B23	Coussin 4 cm	☐	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B24	Coussin 6 cm	☐	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B25	Coussin 8 cm	☐	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B26	Coussin incliné de 2 à 6 cm	☐	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B27	Coussin incliné de 4 à 8 cm	☐	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B37	Coussin 6 cm, épaisseur avec ouverture ovale	☐	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	

* impossible sur les fauteuils Taille 32 et 37 cm

				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES NOUVEAU !!								
Gauche Droite								
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	

V-DRIVE (Assistance Motorisée)								
V	Nouveau système d'assistance motorisée sur fauteuil (130kg) • B90 obligatoire si commandé avec B74	☐		1 250,80 €	1 319,59 €	-	-	
DRIVE Std								
Ref	Kit de fixation V-Drive (obligatoire avec l'option V-Drive)			-	-	-	-	
1914591								

COUSSINS GEL "Les Indispensables"								
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm (la paire)	☐		69,86 €	73,70 €	-	-	
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	☐		93,58 €	79,13 €	-	-	
V16	Protège talon gel 120x140 mm (la paire)	☐		69,86 €	73,70 €	-	-	
V18	Poignées gel pour béquille ou déambulateur avec velcro 120x130 mm	☐		41,80 €	44,10 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	☐		57,39 €	60,55 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm (la paire)	☐		104,80 €	110,56 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (la paire)	☐		148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	☐		145,97 €	154,00 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	☐		145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	☐		52,40 €	55,28 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	☐		68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	☐		82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	☐		37,43 €	39,49 €	-	-	
V38	Manchette accoudoir gel 90x310 mm (la paire)	☐		116,35 €	122,75 €	-	-	
V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (la paire)	☐		88,28 €	93,14 €	-	-	

TOTAL :			
----------------	--	--	--

Commentaire :