



Magix II

AA1



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 03_2023

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

<input type="checkbox"/> Commande N° Série :	<input type="checkbox"/> Devis
Adresse de facturation ou code client	Adresse de livraison <input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt :	Code Clt :
Magasin :	Magasin :
Rue :	Rue :
Ville / CP :	Ville / CP :
E-Mail :	E-Mail :
Tél :	Tél :
Information	
Art. no. : Magix II AA1	Date :
Code LPPR : 4130136	Code Individuel : 9178461
<i>Code et montant LPPR donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas NEW LIVE Mobilité</i>	

Données Techniques - Base à 6 Roues Motrices

Dimensions assise	Largueur 250 - 560 mm (entre accoudoirs) Profondeur 250 - 550 mm*	Motorisation	6 km/h (4 pôles) 10 km/h (4 pôles)
Poids max. Utilisateur	140 kg*	Roues centrales	Diam. 28 cm
Poids mini avec batterie	132 kg	Roues avant/arrière	Diam. 28 cm omnidirectionnelles
Largueur base roulante	580 mm	Coloris	Base : noir - Habillage au choix
Hauteur d'assise	400 mm - 800 mm (sous coussin)	Chargeur	220V/8A (charge complète en 7h30)
Franchissement	15 cm (selon poids et capacités de l'utilisateur)	Batterie au Lithium	24v 60 Ah (équivalent à 2 bat. 12v-80Ah au plomb)
Electronique	R-Net (évolutive)	Autonomie (jusqu'à)	30 km
Pantographe	Escamotable à gauche et à droite	Classification	Classe B

Prévu pour attache DAHL

Crash-testé selon ISO 7176-19 (2008)

Garantie : 2 ans hors pièces d'usure - Batterie 3 ans

*Relation entre poids utilisateur et réglage profondeur d'assise :
Profondeur d'assise inférieure à 400 mm = Poids max. utilisateur 75 kg ;
Profondeur d'assise de 400 à 450 mm = Poids max. utilisateur 100 kg ;
Profondeur d'assise supérieure à 450 mm = Poids max. utilisateur 140 kg

Prix Public TTC € 9 592 €

Demande particulière : Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte (voir p6)

● Choix par défaut

 Equipement de série

Magix 2 - AA1

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique MAGIX II		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020AA1	<input checked="" type="checkbox"/> Magix II AA1 Incluant lift électrique de 400 à 800 mm, plaque d'assise fixe, dossier à réglage manuel de 90° à 100°	9091,94	9592,00	3487,95 code 9178461
Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020101	<input type="checkbox"/> ● 6 km/h - Moteurs 4-Pôles	0	0	
020102	<input type="checkbox"/> 10 km/h - Moteurs 4-Pôles	280,47	295,90	
Roues		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
	<input checked="" type="checkbox"/> Roues avants et arrières Omnidirectionnelles brevetées New Live	0	0	
020111	<input type="checkbox"/> ● Roues centrales Diam. 28 cm pneumatique	0	0	
020112	<input type="checkbox"/> Roues centrales avec insert increvable	176,21	185,90	
Garde-Boues		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020121	<input type="checkbox"/> ● Sans garde-boues	0	0	
020122	<input type="checkbox"/> Garde-boues pour les 6 roues	311,75	328,90	
Coloris Habillage <i>Carénages latéraux, enjoliveurs, protège vêtements</i>		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020131	<input type="checkbox"/> Bleu	0	0	
020132	<input type="checkbox"/> Blanc	0	0	
020133	<input type="checkbox"/> Rouge	0	0	
020134	<input type="checkbox"/> ● Gris	0	0	
020135	<input type="checkbox"/> Couleur personnalisée* RAL N*** * pas de couleur fluo ** 4 chiffres	364,93	385,00	
Plaque arrière personnalisable		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020151	<input type="checkbox"/> Personnalisation de la plaque arrière Texte : <input type="text"/>	104,27	110,00	
Kit Eclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
	<input checked="" type="checkbox"/> Kit éclairage LED (homologué STVZO)	0	0	
Equipement véhicule		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-équipement pour sythème d'attache 4 points	0	0	
020382	<input type="checkbox"/> Sabot pour station d'arrimage DAHL avec montage	217,91	229,90	
Hauteur d'assise <i>Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol</i>		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
	<input checked="" type="checkbox"/> Lift Electrique de 400 mm à 800 mm	0	0	
Batterie & chargeurs		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
	<input checked="" type="checkbox"/> Batterie au lithium 24v-60 Ah sans maintenance (équivalent en capacité à 2 batteries 12v - 80 Ah au plomb)	0	0	
	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur pour batterie au lithium 220 V / 8 A (charge complète en 7h30)	0	0	

Choix par défaut

Equipement de série


Magix 2 - AA1

ASSISE

Mesures Anthropométriques obligatoires pour réglages

***OBLIGATOIRE**

	Poids utilisateur (<i>maxi. 140kg</i>) *	kg
1	Distance du haut de la tête à l'assise	mm
2	Distance du coude à l'assise	mm
3	Profondeur d'assise*	mm
4	Largeur d'assise*	mm
5	Longueur de jambe*	mm



Modules d'inclinaison d'Assise Electrique		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020161	<input type="checkbox"/> Bascule électrique de -10° à +37°	1345,02	1419,00	
Coussin		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR

Modèle Standard New Live																																																																														
020171	<input type="checkbox"/> ● Coussin standard avec tissu Aéré Nid d'Abeilles	0	0																																																																											
020172	<input type="checkbox"/> Coussin standard avec tissu Dartex	0	0																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Largeur</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>300</th> <th>320</th> <th>370</th> <th>400</th> <th>440</th> <th>480</th> <th>520</th> <th>560</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="5">Profondeur</th> <th>300</th> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>350</th> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>400</th> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>440</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>480</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <th>550</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Renseignement des dimensions obligatoire (case à cocher)</p>					Largeur										300	320	370	400	440	480	520	560	Profondeur	300	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						350		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						400		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					440				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			480				<input type="radio"/>	550				<input type="radio"/>									
		Largeur																																																																												
		300	320	370	400	440	480	520	560																																																																					
Profondeur	300	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																										
	350		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																										
	400		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																									
	440				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																							
	480				<input type="radio"/>																																																																									
550				<input type="radio"/>																																																																										
020175	<input type="checkbox"/> Standard mesures perso. tissu Aéré Nid d'Abeilles	510,90	539,00																																																																											
020176	<input type="checkbox"/> Standard mesures perso. tissu Dartex	510,90	539,00																																																																											
Mesures personnalisées : <input type="text" value="L"/> / <input type="text" value="P"/>																																																																														

Modèle Confort New Live																																										
020181	<input type="checkbox"/> ● Coussin confort avec tissu Aéré Nid d'Abeilles	130,33	137,50																																							
020182	<input type="checkbox"/> Coussin confort avec tissu Dartex	130,33	137,50																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">Largeur</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>400</th> <th>440</th> <th>480</th> <th>520</th> <th>560</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">Profondeur</th> <th>400</th> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>440</th> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>480</th> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <th>550</th> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Renseignement des dimensions obligatoire (case à cocher)</p>					Largeur							400	440	480	520	560	Profondeur	400	<input type="radio"/>					440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			480	<input type="radio"/>	550	<input type="radio"/>									
		Largeur																																								
		400	440	480	520	560																																				
Profondeur	400	<input type="radio"/>																																								
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																						
	480	<input type="radio"/>																																								
	550	<input type="radio"/>																																								
020185	<input type="checkbox"/> Confort mesures perso. tissu Aéré Nid d'Abeilles	558,86	589,6																																							
020186	<input type="checkbox"/> Confort mesures perso. tissu Dartex	558,86	589,6																																							
Mesures personnalisées : <input type="text" value="L"/> / <input type="text" value="P"/>																																										

Choix par défaut

Equipement de série

Magix 2 - AA1

Modèle Confort visco New Live

020191	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin confort visco avec tissu Aéré Nid d'Abeilles	156,40	165,00																																								
020192	<input type="checkbox"/>	Coussin confort visco avec tissu Dartex	156,40	165,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">Largeur</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>400</th> <th>440</th> <th>480</th> <th>520</th> <th>560</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">Profondeur</th> <th>400</th> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>440</th> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>480</th> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <th>550</th> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Renseignement des dimensions obligatoire (case à cocher)</p>					Largeur							400	440	480	520	560	Profondeur	400	<input type="radio"/>					440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			480	<input type="radio"/>	550	<input type="radio"/>											
		Largeur																																										
		400	440	480	520	560																																						
Profondeur	400	<input type="radio"/>																																										
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
	480	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																						
	550	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																						
020195	<input type="checkbox"/>	Confort visco mesures perso. tissu Aéré Nid d'Abeilles	615,17	649,00																																								
020196	<input type="checkbox"/>	Confort visco mesures perso. tissu Dartex Mesures personnalisées : <input type="text" value="L"/> / <input type="text" value="P"/>	615,17	649,00																																								

DOSSIER

La largeur du dossier ne peut être supérieure à la largeur de l'assise

Modules d'inclinaison de Dossier Electrique

		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020200	<input type="checkbox"/> Inclinaison de 90° - 162° avec compensation ergonomique	1345,02	1419,00	

Pliage du Dossier

		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020201	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Dossier Fixe	0	0	
020202	<input type="checkbox"/> Dossier repliable sur l'assise	208,53	220,00	

Modèle Dossier New Live

		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR																																																
020211	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Dossier avec tissu Aéré Nid d'Abeilles	0	0																																																	
020212	<input type="checkbox"/> Dossier avec tissu Dartex	0	0																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Largeur</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>290</th> <th>330</th> <th>370</th> <th>400</th> <th>440</th> <th>480</th> <th>520</th> <th>560</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">Hauteur</th> <th>350</th> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>400</th> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>570</th> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Renseignement des dimensions obligatoire (case à cocher)</p>					Largeur										290	330	370	400	440	480	520	560	Hauteur	350	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					400		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				570			<input type="radio"/>							
		Largeur																																																		
		290	330	370	400	440	480	520	560																																											
Hauteur	350	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																															
	400		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																														
	570			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																											
020215	<input type="checkbox"/> Dossier mesures perso. tissu Aéré Nid d'Abeilles	615,17	649,00																																																	
020216	<input type="checkbox"/> Dossier mesures perso. tissu Dartex Mesures personnalisées : <input type="text" value="L"/> / <input type="text" value="P"/>	615,17	649,00																																																	

Dossier V-Trak

		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
DOSSIER V TRAK AXXIS avec réglage de la tension, aéré Nid d'Abeille				
020231	<input type="checkbox"/> Dossier V Trak AXXIS AXHM <300-380>	440,00	464,20	
020232	<input type="checkbox"/> Dossier V Trak AXXIS AXHL <350-430>	501,52	529,10	
020233	<input type="checkbox"/> Dossier V Trak AXXIS AXHXL <410-500>	594,31	627,00	
DOSSIER V TRAK DEEP avec réglage de la tension et retours latéraux réglables, aéré Nid d'Abeille				
020241	<input type="checkbox"/> Dossier V Trak DEEP AXDHM <340-440>	486,92	513,70	
020242	<input type="checkbox"/> Dossier V Trak DEEP AXDHL <380-500>	560,00	590,80	
020243	<input type="checkbox"/> Dossier V Trak DEEP AXDHXL <430-550>	608,91	642,40	
020244	<input type="checkbox"/> Dossier V Trak DEEP AXDHXXL <500-600>	729,86	770,00	

<input checked="" type="checkbox"/> Choix par défaut <input type="checkbox"/> Equipement de série		Magix 2 - AA1			
Appui-tête		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020251	<input type="checkbox"/> Polyuréthane moulé petit 220 x 95 mm	0	0		
020252	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Polyuréthane moulé grand 295 x 140 mm	0	0		
020253	<input type="checkbox"/> Confort coussinet petit 210 x 110 mm	134,50	141,90		
020254	<input type="checkbox"/> Confort coussinet grand 260 x 125 mm	140,76	148,50		
020255	<input type="checkbox"/> Flexible petit** 290 x 100	148,06	156,20		
020256	<input type="checkbox"/> Flexible grand** 420 x 120mm	155,36	163,90		
** non autorisé pour le transport en véhicule					
Support d'appui-tête		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020261	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Hauteur de tête supérieur à 650 mm	0	0		
020262	<input type="checkbox"/> Hauteur de tête inférieur à 650 mm	0	0		
Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	<input checked="" type="checkbox"/> Protège vêtements, aide au transfert / porte verre, escamotable, Diam. 160 mm (peut servir de cale-cuisse)	0	0		
Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs, relevables à compensation	0	0		
Manchette d'accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Manchette standard					
020271	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Polyuréthane moulé 260 x 80 mm (paire)	0	0		
Manchette confort					
020272	<input type="checkbox"/> Confort dartex 300 x 80 mm (paire)	103,22	108,90		
020273	<input type="checkbox"/> Confort dartex 360 x 80 mm (paire)	124,08	130,90		
020274	<input type="checkbox"/> Confort dartex 360 x 120 mm (paire)	144,93	152,90		
020275	<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 300 x 80 mm (paire)	103,22	108,90		
020276	<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 360 x 80 mm (paire)	124,08	130,90		
020277	<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 360 x 120 mm (paire)	144,93	152,90		
Repose jambes - Palette Repose Pieds		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020281	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Monopalette repose pieds réglable en hauteur	0	0		
020283	<input type="checkbox"/> Monopalette sur repose-jambes central électrique à compensation, inclinaison de 90° à 165°, aide à se lever, descente des palettes au sol	1345,02	1419,00		
020286	<input type="checkbox"/> Palettes séparées, avec 2 mécanismes repose-jambes à compensation électrique séparés	2690,05	2838,00		
020288	<input type="checkbox"/> Palettes séparées avec 2 potences fixes	311,75	328,90		
020291	<input type="checkbox"/> Appuis-mollets, petit 148 mm x 120 mm	140,76	148,50		
020292	<input type="checkbox"/> Appuis-mollets, grand 205 mm x 150mm	140,76	148,50		
Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020301	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de bassin, boucle type automobile***	0	0		
020302	<input type="checkbox"/> Harnais 4 points***	197,06	207,90		
***ne remplace pas la ceinture 3 points du véhicule pour le transport					
020311	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable 600 x 450 mm (non découpée)	307,58	324,50		
020312	<input type="checkbox"/> Découpe de la tablette Fournir plan avec cotes	141,90	149,70		

● Choix par défaut

Equipement de série

Magix 2 - AA1

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Module de puissance		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/>	Module de puissance, R-Net, 120 A	0	0		
Manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020320	<input type="checkbox"/> ● Led sans écran (1)	0	0		(1) (2) (3)
020321	<input type="checkbox"/> CJSW-SW, écran couleur (2)	379,05	399,90		
020322	<input type="checkbox"/> CJSW2, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infra rouge et Bluetooth (pour 2 appareils PC/Android et 2 appareils IOS) (3)	709,00	748,00		
Montage Manipulateur Principal		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/>	Support escamotable	0	0		
020331	<input type="checkbox"/> ● sur accoudoir, côté droit	0	0		
020332	<input type="checkbox"/> sur accoudoir, côté gauche	0	0		
Commande Accompagnateur		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020341	<input type="checkbox"/> Boitier tierce personne	677,02	714,26	714,26	
020342	<input type="checkbox"/> ● A droite sur dossier				
020343	<input type="checkbox"/> A gauche sur dossier				
020346	<input type="checkbox"/> Déplacement du manipulateur principal sur dossier	70,54	74,42	35,71	
020347	<input type="checkbox"/> ● A droite sur dossier				
020348	<input type="checkbox"/> A gauche sur dossier				
Module à commandes directs des vérins		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020350	<input type="checkbox"/> A boutons pour CJSW-SW (derrière joystick)	416,02	438,90		
020351	<input type="checkbox"/> A boutons pour CJSW2 (derrière joystick)				
020354	<input type="checkbox"/> A bascules pour CJSW-SW (derrière joystick)	416,02	438,90		
020355	<input type="checkbox"/> A bascules pour CJSW2 (derrière joystick)				
020359	<input type="checkbox"/> Montage module commande vérins côté opposé joystick	70,54	74,42		
Chargeur USB et Kit multiprise R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020361	<input type="checkbox"/> Chargeur USB - 3A - 2 prises	259,62	273,90		
020362	<input type="checkbox"/> Chargeur USB - 3A - 2 prises + Multiprise R-Net + 1 cable bus (si pas de module tierce personne)	416,02	438,90		
Commandes Spéciales		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Sur demande					

Demande particulière :

Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte. Seul le bon de commande fait foi, toutes les informations fournies sur un autre support ne seront pas prises en compte.



NEW LIVE Mobilité SAS - 2, rue de Soufflenheim 67660 - BETSCHDORF
 Tel. : +33 (0) 3 88 94 20 99 - Fax : +33 (0) 6 67 31 00 01 - info@newlive.fr -
 www.newlive.fr