

NAVIX SU



Ajustables aux besoins personnels, Design aéractif
Performances supérieures en intérieur et extérieur
Qualité et fiabilité, Tenue de route et Stabilité
Avec option verticalisateur (SU) incluse
Moteurs de 2 x 220 W / 38 Ah. Poids du fauteuil : 122 Kg, poids
maxi'utilisateur : 130 Kg.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, VERMEIREN
Vermeiren NAVIX SU code LPP : 9122265*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP
























	Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP
Fauteuil roulant électronique verticalisateur sur base de châssis NAVIX :				
réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui-tête, et repose-jambes électriques B10, (équipé commande LiNX) 6 km/h (4 vérins)	<input type="checkbox"/> 8 501,91 €	<input type="checkbox"/> 8 969,52 €	<input type="checkbox"/> 5 187,48 €	<input type="checkbox"/> 9122265

TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE					
Largeur d'assise					
40 cm (inclinaison du dossier limitée à 30°)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Profondeur d'assise réglable					
Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 44,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Hauteur d'assise					
47 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

CHOIX DE LA COMMANDE						
LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
	à droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudoir	<input type="checkbox"/>	92,56 €	97,65 €	-	
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	92,56 €	97,65 €	-	

AUTRES COMMANDES POSSIBLES							
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	912,35 €	962,53 €	-	-	
SE02	Commande sur la tablette	<input type="checkbox"/>	551,31 €	581,63 €	-	-	
SE04	Commande au menton (LiNX LCD incluse)	<input type="checkbox"/>	1 057,80 €	1 115,98 €	714,26 €	9368300	
SE05	Déplacement de commande en position centrale	<input type="checkbox"/>	476,68 €	502,90 €	-	-	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande	<input type="checkbox"/>	498,50 €	525,92 €	-	-	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	498,50 €	525,92 €	-	-	
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	1 561,90 €	1 647,80 €	-	-	

CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD)							
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	28,62 €	30,19 €	-	-	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	28,62 €	30,19 €	-	-	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	28,62 €	30,19 €	-	-	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	28,62 €	30,19 €	-	-	
1907985	Contacteur bouton On/Off rouge	<input type="checkbox"/>	263,13 €	277,60 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP		
ADAPTATIONS JOYSTICK							
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	24,31 €	25,65 €	-	-	
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	77,96 €	82,25 €	-	-	
1992649*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	109,00 €	115,00 €	-	-	
1909024*	4 : Evasé	<input type="checkbox"/>	27,39 €	28,90 €	-	-	
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	80,62 €	85,05 €	-	-	
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	103,01 €	108,68 €	-	-	
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	94,86 €	100,08 €	-	-	
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	89,33 €	94,24 €	-	-	
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	102,99 €	108,65 €	-	-	
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	86,00 €	90,73 €	-	-	
						 <p>*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.</p> <p>**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces références.</p>	
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS							
	Manchettes PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 PU	
	Manchettes PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	59,51 €	62,78 €	-	-	 PU Soft Touch
	Manchettes Cuir Artificiel	<input type="checkbox"/>	72,73 €	76,73 €	-	-	 Cuir
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements						
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	
NOUVEAU Manchette gouttière hémiplogique modulable voir page 4.							
COLORIS							
		mat	brillant				
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C4 rouge
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C5 noir
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C8 jaune
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C29 argent
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C53 orange
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C55 gris fer
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C56 bleu gris
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C59 champagne
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C71 bleu métallique
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C72 rouge métallique
C73	Vert Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C73 vert métallique
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C76 blanc
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C78 bleu clair
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C79 bleu pacifique
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C85 vert électrique
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C87 orange clair
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €	-	 C88 or
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €	-	 C89 cuivre
Couleurs additionnelles : contactez votre commercial							

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER							
	PU Soft Touch Gris	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	Nid d'Abeille Noir	<input type="checkbox"/>	370,23 €	390,59 €	-	-	
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	528,90 €	557,99 €	-	-	
ROUES AVANT							
	Roues aluminium, pneus bandages gris	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
ROUES ARRIERES							
	Roues aluminium, pneus bandages gris	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
OPTIONS ET ACCESSOIRES							
SE19	Kit éclairage LED	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	55,53 €	58,58 €	-	-	
SE26	Barre de poussée	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE37	Cale-cuisses (<i>la paire</i>) <i>inclinaison dossier limitée à 45° en taille 40</i>	<input type="checkbox"/>	173,21 €	182,74 €	-	-	
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	59,97 €	63,27 €	-	-	
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	76,69 €	80,91 €	-	-	
B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-	
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm)						
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm)						
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
L58	Appui-tête à former réglable	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	297,00 €	314,82 €	-	-	
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES NOUVEAU !!							
		Gauche		Droite			
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-
RAMPES TÉLESCOPIQUES							
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	

TOTAL :			
---------	--	--	--

Commentaire :