

TURIOS AA2 Evolution



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Ajustables aux besoins personnels, Design attractif
Performances supérieures en intérieur et extérieur
Qualité et fiabilité, Tenue de route et Stabilité

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

AA1 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, VERMEIREN

code LPP : 9122153*

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN

code LPP : 912259*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
AA2 Evolution : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques avec translation de l'assise (SE39) -Appui tête L58 + repose-jambes électriques BZE + Kit Eclairage LED	☐	3 732,71 €	3 938,01 €	3 938,01 €	9122259

MOTORISATION

6 km/h	☐	☐	-	-	-
10 km/h (obligatoirement avec batteries 50Ah)	☐	☐	-	-	-

BATTERIES

38 Ah	☐	☐	-	-	-
50 Ah	☐	☐	-	-	-

TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE

Largeur d'assise

39 cm	☐	☐	-	-	-
45 cm	☐	☐	-	-	-
51 cm	☐	☐	-	-	-

Profondeur d'assise

43 cm	☐	☐	-	-	-
45 cm	☐	☐	-	-	-
47 cm	☐	☐	-	-	-
49 cm	☐	☐	-	-	-
51 cm	☐	☐	-	-	-

Hauteur d'assise

49cm	☐	☐	-	-	-
52cm	☐	☐	-	-	-

CHOIX DE LA COMMANDE

Commande LiNX (REM 2xx range)	☒	☐	-	-	-
à droite	☐	☐	-	-	-
à gauche	☐	☐	-	-	-
SE53 Pantographe escamotable à l'extérieur	☒	☐	-	-	-





MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

Bi5	Manchettes PU	☒	☐	-	-
Bi5 Soft	Manchettes Soft	☐	59,51 €	62,78 €	-
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce)				
1911033	à droite	☐	113,17 €	119,39 €	-
1911032	à gauche	☐	113,17 €	119,39 €	-



NOUVEAU Manchettes gouttières hémiplegiques modulables voir page 4.

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
REPOSE-JAMBES ELECTRIQUES							 BZE
BZE	Repose-Jambes électriques	☒	-	-	-	-	
REPOSE-PIEDS SÉPARÉS SUPPLÉMENTAIRES							 B06 BA6
B06IN	Repose-pieds amovibles palettes indinable (paire)	☐	141,00€*	148,76€*	-	-	
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis (paire)	☐	141,00€*	148,76€*	-	-	
REPOSE-PIEDS ET REPOSE-JAMBES MONOBLOC SUPPLÉMENTAIRES							 BK6
BK6	Repose-pieds monobloc	☐	174,90 €	184,52 €	-	-	
BL6	Repose-pieds monobloc raccourci	☐	174,90 €	184,52 €	-	-	
REPOSE-JAMBE DROIT SUPPLÉMENTAIRE							 BZ7ART BZ8ART
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	☐	100,25 €	105,76 €	-	-	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	☐	100,25 €	105,76 €	-	-	
BL7	Repose-moignon gauche	☐	132,83 €	140,14 €	-	-	
REPOSE-JAMBE GAUCHE SUPPLÉMENTAIRE							 BK7/BL7
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	☐	100,25 €	105,76 €	-	-	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	☐	100,25 €	105,76 €	-	-	
BK7	Repose-moignon droite	☐	132,83 €	140,14 €	-	-	
COLORIS							 C4 - ROUGE VIF C5 - NOIR C76 - BLANC C77 - NOIR METALLIQUE C79 - BLEU C85 - VERT ELECTRIQUE C87 - ORANGE CLAIR
C4	Rouge vif	☐	○	-	-	-	
C5	Noir Mat	☐	○	-	-	-	
C76	Blanc	☐	○	-	-	-	
C77	Noir Metallique	☐	○	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	☐	○	-	-	-	
C85	Vert Electrique	☐	○	-	-	-	
C87	Orange Clair	☐	○	-	-	-	
DOSSIER							 L34 L44
L34 Soft	Dossier pré-formé - revêtement PU Soft Touch	☐	145,55 €	153,56 €	-	-	
L34 Cordura	Dossier pré-formé - revêtement Nylon Plus	☐	231,82 €	244,57 €	-	-	
L34 Airflow	Dossier pré-formé - revêtement 3D Net	☐	231,82 €	244,57 €	-	-	
L34 Skai	Dossier pré-formé - revêtement cuir artificiel	☐	306,23 €	323,07 €	-	-	
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec 5 sangles ajustables (en Nylon)	☐	○	-	-	-	
ASSISE							 L35
L35 Soft	Coussin pré-formé - revêtement PU Soft Touch	☐	145,55 €	153,56 €	-	-	
L35 Cordura	Coussin pré-formé - revêtement Nylon Plus	☐	231,82 €	244,57 €	-	-	
L35 Airflow	Coussin pré-formé - revêtement 3D Net	☐	231,82 €	244,57 €	-	-	
L35 Skai	Coussin pré-formé - revêtement cuir artificiel	☐	306,23 €	323,07 €	-	-	
	Coussin plat en PU	☐	○	-	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
ROUES AVANT							
230mm							
9"	Pneumatiques lisses noirs 230 mm	☐	-	-	-	-	
	Pneumatiques lisses gris 230 mm	☐	-	-	-	-	
	Bandages lisses noirs 230 mm	☐	145,44 €	153,44 €	-	-	
260mm							
10"	Pneumatiques crampons noirs 260 mm	☐	-	-	-	-	
	Pneumatiques lisses noirs 260 mm	☐	-	-	-	-	
	Pneumatiques crampons gris 260 mm	☐	-	-	-	-	
	Bandages crampons noirs 260 mm	☐	145,44 €	153,44 €	-	-	
	Bandages lisses noirs 260 mm	☐	145,44 €	153,44 €	-	-	
ROUES ARRIERES (350x70)							
	Pneumatiques crampons noirs	☐	-	-	-	-	
	Pneumatiques lisses noirs	☐	-	-	-	-	
	Pneumatiques crampons gris	☐	74,04 €	78,11 €	-	-	
	Bandages crampons noirs	☐	145,44 €	153,44 €	-	-	
OPTIONS ET ACCESSOIRES							
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	☐	314,82 €	332,14 €	-	-	 L58-C
B31L	Porte béquille à gauche	☐	78,02 €	82,31 €	-	-	 B31
B31R	Porte béquille à droite	☐	78,02 €	82,31 €	-	-	 B31
B52	Porte Serum	☐	40,14 €	42,35 €	-	-	 B52
B58	Ceinture de sécurité	☒	-	-	-	-	
B78	Roulettes anti-basculés	☒	-	-	-	-	
SE01	Garde-boues	☒	-	-	-	-	 SE06
SE06	Chargeur USB	☐	243,04 €	241,89 €	-	-	 SE09
SE09	Double commande tierce personne	☐	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	 SE24
SE24	Porte gobelet	☐	55,53 €	58,58 €	-	-	 SE24
SE58	Accroches taxi	☒	○	-	-	-	
SE35	Système monte-trottoir	☐	306,23 €	323,07 €	-	-	 SE73
SE73	Frein à main (la paire)	☐	73,71 €	77,76 €	-	-	 SE74
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec manchettes gouttières ou hémiplégiques)	☐	59,97 €	63,27 €	-	-	
RAMPES TÉLESCOPIQUES							
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	☐	329,00 €	347,10 €	-	-	

				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES NOUVEAU !!								
Gauche				Droite				
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	-	-	



B66M/
B66OM



B66ML/
B66OML



B66MA/
B66OMA



B66MAL/
B66OMAL

COUSSINS GEL "Les Indispensables"

U76 Neo	Ceinture d'abduction 2 points (img 66)	☐	Consultez les tailles et les tarifs sur notre catalogue tarifs pages 77-79 ou sur www.vermeiren.fr
U75 Neo	Ceinture d'abduction 4 points (img 67)	☐	
U01 Neo	Ceinture pelvienne (img 68)	☐	
U73 Neo	Harnais avec zip (img 69)	☐	
U74 Neo	Harnais "spider" large sans zip (img 70)	☐	
U79 Neo	Harnais épaules Type H (img 71)	☐	
U80 Neo	Harnais épaules basique (img 72)	☐	



img 66



img 67



img 68



img 69



img 70



img 71



img 72

COUSSINS GEL "Les Indispensables"

V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	☐	93,58 €	98,73 €	-	-
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	☐	57,39 €	60,55 €	-	-
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	☐	147,97 €	156,11 €	-	-
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	☐	145,97 €	154,00 €	-	-
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	☐	52,40 €	55,28 €	-	-
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	☐	68,62 €	72,39 €	-	-
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	☐	82,34 €	86,87 €	-	-
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	☐	37,43 €	39,49 €	-	-
V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (la paire)	☐	93,58 €	98,73 €	-	-



V14

V20



V26

V28




V30

V32



V34

V36



V40

TOTAL :

Commentaire :