

Max-e - Motorisation électrique pour fauteuil roulant manuel

Prix publics **Février 2025** en € hors TVA (5,5%), franco de port (France métropolitaine).

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Garantie appareil 2 ans, batteries 6 mois

Remboursement sécurité sociale LPPR (4300348) : **VHP 9384568 - 2 187,03€**

Déplacement du boîtier de commande **VHP 4308597 - 35,71€** (y.c. tierce personne *exclu.* changement de côté)



Equipement de base :

Unité moteur démontable, deux roues crantées 24'' ou 20'', pack batteries, chargeur

Manipulateur avec liaison par câble, pneus pleins (insert airless)

Vitesse marche avant 6 km/h, marche arrière 3 km/h

Autonomie jusqu'à 16 km, pente maximale 20% avec une personne de 75 kg

Coordonnées :

Date d'essai :

Firme : _____

Vos références :

Adresse : _____

Tel : _____

N° d'article		Désignation		Prix
Max-e				
330320	<input type="checkbox"/>	Max-e avec joystick liaison par câble	set	6 340
Accessoires				
		Des anti bascules sont obligatoires		
314010	<input checked="" type="checkbox"/>	Anti-bascules (compatibilité à vérifier; selon FRM)	paire	390
314011	<input type="checkbox"/>	Anti-bascules réglables	paire	421
330006	<input type="checkbox"/>	Adaptation standard (pour la fixation au fauteuil roulant) Marque : Modèle : Largeur d'assise : Année : Roues : <input type="checkbox"/> 20'' <input type="checkbox"/> 24'' Freins tambours : oui / non Mains courantes: <input type="checkbox"/> étroite <input type="checkbox"/> standard Commande: <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche Centre de gravité : <input type="checkbox"/> montage actif <input type="checkbox"/> montage standard <i>Si fauteuil spécifique (hémiplégique, sport, confort, etc.)</i>	set	incl.
montage	<input type="checkbox"/>	Main d'œuvre pour montage standard (hors transport aller FRM) Montage par Euromove <input type="checkbox"/> Montage par revendeur <input type="checkbox"/> <i>Si fauteuil spécifique (hémiplégique, sport, confort, etc.)</i>		350 sur devis
330266	<input type="checkbox"/>	Support pivotant pour le manipulateur (pantographe)	set	316
330274	<input type="checkbox"/>	Support arrière tierce personne pour mettre le manipulateur à l'arrière du fauteuil Déplacement du boîtier de commande VHP 4308597 - 35,71€ (y compris tierce personne à l'exclusion du changement de côté)	set	243
310001	<input type="checkbox"/>	Pack Batteries supplémentaire	pièce	433
330008	<input type="checkbox"/>	Flasque roues	paire	148
330098	<input type="checkbox"/>	Poignée Tétra pour le joystick	pièce	98
330100	<input type="checkbox"/>	Boule souple pour le joystick	pièce	34
330101	<input type="checkbox"/>	Boule 40mm pour le joystick	pièce	34
330102	<input type="checkbox"/>	Boule 50mm pour le joystick	pièce	34
310338	<input type="checkbox"/>	Quick release (pour axe 12mm)	set	149
330021	<input type="checkbox"/>	Supplément pour roues avec frein tambour	suppl	233
310652	<input type="checkbox"/>	Roues renforcées 300kg 24'' sans frein tambour	suppl	457
330020	<input type="checkbox"/>	Convertisseur 12V/230V	pièce	233