

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

MINIFLEX **11 008 €**
MINIFLEX, fauteuil roulant électrique, poids utilisateur maximum : 140 kg, lift électrique, taille d'assise et dossier au choix, pack de positionnement indissociable du dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes 30 cm standard, repose-pieds monobloc escamotable, électronique « shark ». Manipulateur côté droit par défaut. Côté gauche

Code LPP : 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL 3 487,95 €



PHOTO NON CONTRACTUELLE

FLEXMOBIL 16 **12 466 €**
FLEXMOBIL 16, fauteuil roulant électrique poids utilisateur maximum : 150 kg, lift électrique, taille d'assise et dossier au choix, pack de positionnement indissociable du dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes 30 cm standard, repose-pieds monobloc escamotable, électronique R-NET. Manipulateur côté droit par défaut Côté gauche


Code LPP : 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL 3 487,95 €

PACK CLASSIC


127 €

Assise et dossier plats classic.

- Assise : L : 46 x P : 46 cm L : 40 x P : 40 cm L : 43 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 46 cm
 Dossier : L : 35 x H : 30 cm** L : 40 x H : 30 cm L : 40 x H : 44 cm
 Assise arthrodèse *..... 342 €



ASSISE




DOSSIER

PACK FORMA


978 €

Assise FORMA et dossier ergonomique forma confort.

- Assise : L : 45 x P : 45 cm L : 40 x P : 40 cm L : 40 x P : 45 cm
 L : 40 x P : 50 cm
 Dossier : L : 38 x H : 44 cm
 Assise arthrodèse *..... 342 €



ASSISE



DOSSIER

Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutif 838,47 €

PACK SITRITE


978 €

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite.

- Assise : L : 53 x P : 53 cm L : 48 x P : 48 cm L : 43 x P : 48 cm
 L : 43 x P : 43 cm L : 39 x P : 43 cm L : 35 x P : 39 cm
 L : 32 x P : 35 cm
 Dossier : L : 47 x H : 47 cm L : 37 x H : 43 cm L : 30 x H : 37 cm



ASSISE



DOSSIER

Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutif 838,47 €

*Préciser la taille désirée

**Dossier dynamique sans blocage angulation.

Dossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cm.... 424 €

REGLAGES DE L'ASSISE, AU CHOIX :

Réglage de l'angle d'assise manuel, par défaut..... STD

Inclinaison d'assise électrique, 20° vers l'avant, 17° vers l'arrière, commande au manipulateur1 730 €

MECANISMES DE DOSSIER, AU CHOIX :

Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et inclinaison STD

Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir..... 822 €

- Côté droit (Par défaut)
- Côté gauche

Mécanisme de dossier électrique, commande au manipulateur.....1 988 €

REPOSE-PIEDS

Repose-pieds monobloc rabattable, par défaut STD

Palettes séparées relevables et escamotable 32 x 49 cm. La paire..... 677 €

Palette repose-pied réglable en inclinaison avec cale- mollet..... 677 €

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D'ACCOUDOIRS AU CHOIX :

Manchettes d'accoudoir confort..... 117 €

- 25 cm
- 30 cm
- 40 cm

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm 178 €

- Cale-tronc SiteRite côté droit
- Cale-tronc SiteRite côté gauche
- Cale-tronc Forma côté droit
- Cale-tronc Forma côté gauche

Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation 178 €

- Côté droit
- Côté gauche

Mécanisme d'appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, coussin ergonomique..... 443 €

Mécanisme d'appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin ergonomique..... 443 €

Mécanisme d'appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin ergonomique..... 443 €

Mécanisme d'appui-tête confort, pour dossier réglable en tension.....443 €

Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée 228 €

- 10 x 24 cm, côté droit
- 10 x 24 cm, côté gauche
- 10 x 32 cm, côté droit
- 10 x 32 cm, côté gauche

Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée 190 €

- 10 x 24 cm, côté droit
- 10 x 24 cm, côté gauche
- 10 x 32 cm, côté droit
- 10 x 32 cm, côté gauche

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Tablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cm..... 363 €

APPUI-TÊTE

Appui-tête Forma 28 x 8 cm 217 €

Appui-tête Confort..... 443 €