


## OffCarr QPX

Complété par :

Complété pour :

Entourez les variantes souhaitées - les dimensions sont en centimètres.      ◆ = par défaut      ○ = option gratuite

	<p><b>Châssis titane sur mesure.</b>  <b>Croissillon horizontal et pliage ultra-compact, associé au dossier rabattable vers l'avant.</b>  <b>Potences fixes avec repose-pieds carbone à pliage automatique.</b>  <b>Toile de dossier rembourrée réglable en tension de série.</b>  <b>Garde-boues carbone, roues ultra-légères et freins ciseaux de série.</b>  <b>Charge maxi 120Kg.</b>  <b>Prises en charge sécurité sociale / LPP : voir fin de fiche.</b></p>	QPX-TI	<b>5 990 €</b>
---	--	--------	----------------

<b>Couleur :</b>	Finition titane apparent, tubes polis brillants. Finition titane apparent, tubes brossés mats. Noir brillant. Blanc Perle. Noir mat. Rouge perle. Anthracite brillant. Bleu métallique. London Smoke. Vert Neon fluorescent.	TIB TIM NB BP NM RP AB BM LS VN	◆ 120 € ○ ○ ○ 120 € 120 € 120 € 120 € 195 €
------------------	---	--	--

<b>Variante tout alu :</b>	QPX avec tubes de châssis en aluminium (poids +0,3Kg, moins résistant aux chocs et moins rigide).	QPX-AL	<b>4 990 €</b>
----------------------------	---	--------	----------------

<b>Dimensions en cm :</b>	Remplacer "xx" par la dimension.											
Largeur d'assise :	34	36	38	40	42	44	Lxx	◆				
Profondeur d'assise :	36	38	40	42	44	46	Pxx	○				
Hauteur de dossier :	27	29	31	33	35	37	39	41	HSxx	○		
Hauteur d'assise avant :	46	48	50				HAxx	○				
Hauteur d'assise arrière :	40	42	44	46	48			HPxx	○			
Réglage du repose-pieds :	37	39	41	43	45	47	49			DPxx	○	

<b>Couleur des toiles :</b>	<b>Noires.</b> Oranges. Rouges. Vertes. Bleues (teinte bleu bleuét). Bleues claires. <b>Noires avec dossier en toile respirante.</b> Vertes avec dossier en toile respirante. Rouges avec dossier en toile respirante. Grises avec dossier en toile respirante. Pas de toile, pour montage d'un dossier rigide. Dossier rigide SAMEKH carbone. Dossier rigide SAMEKH aluminium.	TN TO TR TV TBB TBC TNR TVR TRR TGR SENZA_SCH SKCA SKAA	○ 79 € 79 € 79 € 79 € 79 € ◆ 79 € 79 € 79 € ○ 1 595 € 1 395 €
-----------------------------	---	---	---

<b>Palette repose-pieds :</b>	<b>Palette monobloc à pliage automatique, en carbone.</b> Cales talonnières.	◆ CT	45 €
-------------------------------	---	---------	------

<b>Poignées :</b>	Pas de poignées.	MAN_SENZA	♦
	Poignées fixes.	MANSTD	○
	Poignées pliantes vers le bas.	MAN_SCOMP	399 €
	Poignées déportées vers l'arrière, réglables en hauteur, escamotables et amovibles.	MANREG	199 €

<b>Réglage de l'avance de l'essieu. Mesure horizontale, de la verticale de l'arrière du châssis au centre de l'essieu.</b>									
Modifiable avec outils.	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>9cm par défaut.</b>	AExx	♦

<b>Réglage de l'inclinaison du dossier. Mesure prise devant le dossier, par rapport au sol.</b>						
Modifiable avec outils.	<b>89°</b>	<b>91°</b>	<b>93°</b>	<b>91° par défaut.</b>	IDxx	♦

<b>Angulation du châssis avant. Mesure prise derrière les potences, par rapport au sol. Choix définitif non modifiable.</b>			
<b>Châssis court :</b>	<b>Angulation de 83°</b> , distance horizontale entre la toile d'assise et l'avant du repose-pieds d'environ 18cm.	AC83	♦
<b>Châssis long :</b>	<b>Angulation de 75°</b> , distance horizontale entre la toile d'assise et l'avant du repose-pieds d'environ 25cm.	AC75	○

Carrossage / inclinaison des roues :	1°	2°	3°	4°	(2° par défaut).	CRx	♦
--------------------------------------	----	----	----	----	------------------	-----	---

<b>Protège-vêtements et garde-boues :</b>	Garde-boues en carbone fixes.	SALV_ALCARB	♦
	Protège-vêtements en carbone, plats, fixes.	SALV_ALCRB_DT	190 €
	Garde-boues en carbone amovibles (enfichables dans l'assise).	SALV_ALCRB_ESTR	299 €
	Protège-vêtements en carbone, plats, amovibles.	SALV_ALCRB_DTEST	370 €

<b>Accoudoirs tubulaires pivotants et amovibles type L, réglables en hauteur avec outils.</b>	Avec revêtements tubulaires.	APGM_TUB	499 €
	Avec manchettes étroites de 26cm de long.	APGMST26	499 €
	Avec manchettes classiques courtes de 23cm de long.	APGMCL23	499 €
	Avec manchettes classiques longues de 30cm de long.	APGMCL30	499 €

N.B.: accoudoirs référence de base A3BR\_L\_REG\_RIBQSR, plus la référence du revêtement.

<b>Freins :</b>	Freins ciseaux (se repliant vers l'avant), type "clip"		♦
	Freins à levier, blocage par poussée		○
	Freins à levier, blocage par traction		○

<b>Anti-basculés :</b>	Anti-basculé escamotable, côté gauche.	AR_SX	196 €
	Anti-basculé escamotable, côté droit.	AR_DX	196 €

<b>Roues arrière 24" :</b> 25" possibles sur Spinerger et Loopwheels.	Roues ultra-légères à 24 rayons droits, toutes noires.	R24NULTRAL_N	♦	
	Roues légères à 24 rayons droits, pour kits d'anodisation en couleur (voir en fin de fiche).	R24NLIGHT_N	○	
	Roues Star avec 6 ensembles groupés de 3 rayons inox (poids ordinaire).	R24NSTAR_N	○	
	<b>Roues tout-terrain :</b> Si vous les voulez en plus des roues de ville, ajoutez 399€.	Roues tout-terrain avec pneus routiers (augmente l'amorti et réduit le diamètre des mains-courantes).	RNMTB_N et COP_24CITY	○
		Roues tout-terrain avec pneus crantés.	RNMTB_N et COP_24MTB	○
	Roues Spinerger LX (XLX ou LXL possibles au même prix, couleurs et délais voir page Spinerger sur notre site internet).	LXOM	799 €	

<b>Roues en carbone :</b>	Roues Viper ou Cobra 100% carbone* (1,25Kg par roue). Livrées en plus d'une des paires de roues incluses de série.	VIPER ou COBRA	1 799 €
---------------------------	--	----------------	---------

<b>Roues suspendues :</b>	Roues suspendues LOOPWHEELS*. Livrées en plus d'une des paires de roues incluses de série.	LOOPWHEELS	1 299 €
---------------------------	---	------------	---------

	Roues suspendues LOOPWHEELS* URBAN OU EXTREME. Convient particulièrement avec une motorisation. Livrées en plus d'une des paires de roues incluses de série.	LOOPWHEELS	2 699 €
--	--	------------	---------

\* note aux revendeurs : remise différente de celle du fauteuil.

<b>Pneus :</b>	Marathon Evolution noirs.	COP_24X1MRTP	♦
	Kenda Kwick Trax, noirs crantage fin.	KTRAX	○
	Kenda Kontender noirs, lisses.	KONTENDER	○
	Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels).	COP_24X1FLN	99 €

<b>Mains-courantes / cerceaux :</b>	Aluminum anodisé clair.	CM_AL_ARG	♦
	Aluminum anodisé sombre.	CM_AL_DR	○
	Acier chromé.	CM_ACCR	40 €
	Titane.	21724T x2	398 €
	Plastifiées.	217242 x2	150 €
	Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable.	24SL615E21 x2	399 €
	Carbolife Gekko à insert anti-dérapant remplaçable.	24GL615E21 x2	399 €
	Carbolife Curve.	24AL615E21 x2	349 €
	Carbolife Curve L.	24LL615E21 x2	349 €
	Carbolife Curve Grip.	24AL615GT1 x2	399 €
	Carbolife Curve Grip L.	24LL615GT1 x2	399 €
	Carbolife Quadro.	24QL615GT1 x2	399 €

<b>Roues avant :</b> N.B.: les roues lumineuses freinent un peu. Elles sont à réserver aux utilisateurs qui se font toujours pousser.	3" roller.	RA80_FL	♦
	3" roller lumineuses.	RA80_TRLC	65 €
	4" roller lumineuses.	RA100X25TRLC	65 €
	5" roller lumineuses.	RA125X25TRLC	65 €
	4" bandages larges jantes alu poli.	RA100X32AL	○
	5" bandages larges jantes alu poli.	RA125X32AL	○
	6" bandages.	RA150_FLN	○
	6" gonflables.	RA150_PN	○

<b>Pochette :</b>	Pochette de siège.		○
-------------------	--------------------	--	---

<b>Coussins :</b>	Coussin d'assise en mousse de 3cm d'épaisseur.	CSC_ALT_3	89 €
	Coussin d'assise en mousse de 5cm d'épaisseur.	CSC_ALT_5	89 €

<b>Kits anodisation de couleur :</b> <b>Attention uniquement avec les roues 24" légères.</b>	<b>Anodisation des moyeux et jantes des roues arrière, et des fourches.</b>		
	Aluminum clair mat.	R24NLIGHT_AG	♦
	Bleu clair.	SET_AZ	220 €
	Rouge.	SET_R	220 €
	Orange.	SET_AR	220 €
	Violet clair (teinte cyclamen).	SET_V	220 €

<b>Accessoires :</b>	Velcros doux et crochets sur la toile d'assise.	VEDC	○
	Velcros crochets uniquement sur la toile d'assise.	VEC	○
	Velcros doux uniquement sur la toile d'assise.	VED	•
	Assise rigide amovible avec rembourrage de 5cm d'épaisseur (LPP du coussin standard avec housse).	SEDRIGIMB	120 €
	Assise rigide sans rembourrage, en bois revêtu de lin.	612/BASE_LEGNO	120 €
	Assise rigide sans rembourrage, en métal revêtu de lin (plaque plus fine que celle en bois et insensible aux liquides).	612/BASE_MET	280 €
	Appui-tête Orbital anatomique, uniquement avec poignées réglables.	AT_ORB_AVV	190 €
	Appui-tête Orbital moulé, uniquement avec poignées réglables.	AT_ORB_SAG	190 €
	Harnais thoracique.	BRETELLAGGIO	139 €
	Ceinture thoracique.	CINTPETT	70 €
	Sangles d'abuction.	DIVAFASCE	155 €
	Pochette à sonde urinaire.	TASC_PCAT	70 €
	Pompe.	PUMP	35 €
	Ceinture de bassin.	CINTPELV45	35 €
	Ceinture de bassin rembourrée.	CINTPELIMB	120 €
	Sac à dos noir Offcarr.	ZAINETTO	79 €
Support de parapluie.	POMBR	115 €	
Protections néoprène pour les tubes avant du châssis.	PROT_ANT_NEOP	60 €	

<b>Flasques</b> (livrées montées) :	<b>voir notre site internet : <a href="http://www.orthinea.com">www.orthinea.com</a></b>		69,90 à 199,90€
-------------------------------------	--	--	-----------------

<b>Easywheel :</b>		EAWHC	1 299 €
Roue additionnelle pour fauteuil roulant pliant.  Rend accessible tous les endroits peu roulants (herbe, gravier, et obstacles en tous genres).			

code générique / nouveau code individuel

<b>Prises en charges.</b>	<b>Base :</b>	<b>Prise en charge du fauteuil, code LPP :</b>	4118193/9178248	603,65 €
		<b>intitulé :</b> VHP à propulsion manuelle, pliant, à dossier inclinable		
		<b>ou :</b>	4179540/9178254	558,99 €
		<b>intitulé :</b> VHP à propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives		
<b>Si ajout de l'appui-tête :</b>		<b>Prise en charge de l'appui-tête, code LPP :</b>	4325302/9382240	63,41 €
		<b>intitulé :</b> VHP à propulsion manuelle, pliant, repose-jambe droit ou gauche, repose-pied articulé		
<b>Si coussin d'assise :</b>		<b>Prise en charge du coussin d'assise, code LPP :</b>	4375116/9382322	34,90 €
		<b>intitulé :</b> VHP à propulsion manuelle, pliant, coussin de siège avec housse		
<b>A prévoir systématiquement :</b> (toile confort réglable de série)		<b>Prise en charge du coussin de dossier, code LPP :</b>	4375116/9382322	34,90 €
		<b>intitulé :</b> VHP à propulsion manuelle, pliant, coussin de dossier avec housse		