


OffCarr QUASAR

 Complété par :

 Complété pour :

Entourez les variantes souhaitées - les dimensions sont en centimètres. ◆ = par défaut ○ = option gratuite




	Châssis titane rigide, ultra-léger et sur mesure. Toile de dossier rembourrée réglable en tension de série. Garde-boues carbone, roues ultra-légères et freins ciseaux de série. Charge maxi 120Kg. Prises en charge sécurité sociale / LPP : voir fin de fiche.	QUASAR	4 990 €
---	---	--------	----------------

Couleur : 	Finition titane apparent, tubes polis brillants.	TIB	◆
	Finition titane apparent, tubes brossés mats.	TIM	120 €
	Noir brillant.	NB	○
	Blanc Perle.	BP	○
	Noir mat.	NM	○
	Rouge perle.	RP	120 €
	Anthracite brillant.	AB	120 €
	Bleu métallique.	BM	120 €
	London Smoke.	LS	120 €
Vert Neon fluorescent.	VN	195 €	

Option GT adaptée au transport PMR :	Identifications pour le transport en véhicule aménagé. Garde-boues fixes spécifiques et ceinture de sécurité (pour stabiliser uniquement, car une ceinture fixée au véhicule doit impérativement être utilisée en même temps).	GT	200 €
Option handisport Danse / Ping-pong / Boxe / autre :	Anti-bascule sport centrale à roulette pivotante. L'anti-bascule est prise par noix de fixation sur un châssis de Quasar normal et peut facilement être retirée.	DANSE	400 €

Dimensions en cm :							Remplacer "xx" par la dimension.				
Largeur d'assise :	34	36	38	40	42	44	Lxx	◆			
Profondeur d'assise :	36	38	40	42	44	46	Pxx	○			
Hauteur de dossier :	27	29	31	33	35	37	39	41	HSxx	○	
Hauteur d'assise avant :	46	48	50				HAxx	○			
Hauteur d'assise arrière :	40	42	44	46	48				HPxx	○	
Réglage du repose-pieds :	37	39	41	43	45	47	49			DPxx	○

Couleur des toiles : Toile de dossier réglable en tension de série. Voir LPP en fin de fiche. Assise / dossier carbone :	Noires.	TN	○
	Oranges.	TO	79 €
	Rouges.	TR	79 €
	Vertes.	TV	79 €
	Bleues (teinte bleu bleuét).	TBB	79 €
	Bleues claires.	TBC	79 €
	Noires avec dossier en toile respirante.	TNR	◆
	Vertes avec dossier en toile respirante.	TVR	79 €
	Rouges avec dossier en toile respirante.	TRR	79 €
	Grises avec dossier en toile respirante.	TGR	79 €
	Pas de toile, pour montage d'un dossier rigide.	SENZA_SCH	○
	Plaque d'assise en carbone.	PACA	890 €
	Dossier rigide SAMEKH carbone.	SKCA	1 595 €
Dossier rigide SAMEKH aluminium.	SKAA	1 395 €	

Repose-pieds : 	Tubulaire en titane.	RPTO	♦
	Tubulaire en titane avec plaque en carbone.	RPTC	140 €
	Tube titane unique avec palette carbone réglable en angle et réversible.	RPCR	245 €
	Tube titane unique avec palette carbone relevable vers l'arrière (dégage un espace au sol pour les transferts).	RPCREL fab. spé. avec délai +2 sem.	599 €
Poignées :	Pas de poignées.	MAN_SENZA	♦
	Poignées fixes.	MANSTD	○
	Poignées pliantes vers le bas.	MAN_SCOMP	399 €
	Poignées déportées vers l'arrière, réglables en hauteur, escamotables et amovibles.	MANREG	199 €
Essieu : 	Position fixe. Gain de poids 0,4Kg.	FIX	♦
	Réglable horizontalement.	ADJ	○
Réglage de l'avance de l'essieu. Mesure horizontale, de la verticale de l'arrière du châssis au centre de l'essieu.			
	0 3 5 7 9 11 13 9cm par défaut.	AExx	♦
Carrossage / inclinaison des roues :	1° 2° 3° 4° (2° par défaut).	CRx	♦
Réglage de l'inclinaison du dossier. Mesure prise devant le dossier, par rapport au sol.			
Modifiable avec outils.	89° 91° 93° 91° par défaut.	IDxx	♦
Angulation du châssis avant. Mesure prise derrière les potences, par rapport au sol. Choix définitif non modifiable.			
	Châssis court : Angulation de 83°, distance horizontale entre la toile d'assise et l'avant du repose-pieds d'environ 16cm.	AC83	♦
	Châssis long : Angulation de 75°, distance horizontale entre la toile d'assise et l'avant du repose-pieds d'environ 21cm.	AC75	○
Assise et châssis avant : Châssis V : uniquement avec repose-pieds réglable RPCR. Châssis U : seul choix possible en largeur d'assise 34. Châssis Y personnalisé :		Standard : ASTAND Ergo : AERGO Assise ergo : non compatible avec la plaque d'assise en carbone.	♦
	cintrage sur mesure, largeur d'assise moins _____ cm.	CHAVSM	439 €
		Y : CHAVCINTRE	♦
		V : CHAVINCLINE	220 €
	U : CHAVDROIT	○	
Charge maxi renforcée :	renforts pour utilisateur de 100 à 120Kg	CHRENF	540 €
Protège-vêtements et garde-boues :	Garde-boues en carbone fixes.	SALV_ALCARB	♦
	Protège-vêtements en carbone, plats, fixes.	SALV_ALCRB_DT	190 €
	Garde-boues en carbone amovibles (enfichables dans l'assise).	SALV_ALCRB_ESTR	299 €
	Protège-vêtements en carbone, plats, amovibles.	SALV_ALCRB_DTEST	370 €
Accoudoirs tubulaires pivotants et amovibles type L, réglables en hauteur avec outils.	Avec revêtements tubulaires.	APGM_TUB	499 €
	Avec manchettes étroites de 26cm de long.	APGMST26	499 €
	Avec manchettes classiques courtes de 23cm de long.	APGMCL23	499 €
	Avec manchettes classiques longues de 30cm de long.	APGMCL30	499 €
N.B.: accoudoirs référence de base A3BR_L_REG_RIBQSR, plus la référence du revêtement.			
Freins :	Freins ciseaux (se repliant vers l'avant), type "clip".	FCCOMP	♦
	Freins à levier, blocage par poussée.	FSPOUSS	○
	Freins à levier, blocage par traction.	FSTRAC	○
	Sans freins.		○


Roues arrière 24" : 25" possibles sur Spinergy et Loopwheels.	Roues ultra-légères à 24 rayons droits, toutes noires.	R24NULTRAL_N	♦
	Roues légères à 24 rayons droits, pour kits d'anodisation en couleur (voir en fin de fiche).	R24NLIGHT_N	○
	Roues Star avec 6 ensembles groupés de 3 rayons inox (poids ordinaire).	R24NSTAR_N	○
	Roues tout-terrain avec pneus routiers (augmente l'amorti et réduit le diamètre des mains-courantes).	RNMTB_N et COP_24CITY	○
	Roues tout-terrain avec pneus crantés.	RNMTB_N et COP_24MTB	○
	Roues Spinergy LX (couleurs et délais voir page Spinergy sur notre site internet).	LXOM	799 €
	Roues Viper ou Cobra 100% carbone* (1,25Kg par roue). Livrées en plus d'une des paires de roues incluses de série.	VIPER ou COBRA	1 799 €
	Roues suspendues LOOPWHEELS*. Livrées en plus d'une des paires de roues incluses de série.	LOOPWHEELS	1 299 €

* note aux revendeurs : remise différente de celle du fauteuil.


Pneus :	Marathon Evolution noirs.	COP_24X1MRTP	♦
	Kenda Kwick Trax, noirs crantage fin.	KTRAX	○
	Kenda Kontender noirs, lisses.	KONTENDER	○
	Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels).	COP_24X1FLN	99 €

Mains-courantes / cerceaux :	Aluminum anodisé clair.	CM_AL_ARG	♦
	Aluminum anodisé sombre.	CM_AL_DR	○
	Acier chromé.	CM_ACCR	40 €
	Titane.	21724T x2	398 €
	Plastifiées.	217242 x2	150 €
	Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable.	24SL615E21 x2	399 €
	Carbolife Gekko à insert anti-dérapant remplaçable.	24GL615E21 x2	399 €
	Carbolife Curve.	24AL615E21 x2	349 €
	Carbolife Curve L.	24LL615E21 x2	349 €
	Carbolife Curve Grip.	24AL615GT1 x2	399 €
	Carbolife Curve Grip L.	24LL615GT1 x2	399 €
	Carbolife Quadro.	24QL615GT1 x2	399 €

Roues avant : N.B.: les roues lumineuses freinent un peu. Elles sont à réserver aux utilisateurs qui se font toujours pousser.	3" roller.	RA80_FL	♦
	3" roller lumineuses.	RA80_TRLC	65 €
	4" roller lumineuses.	RA100X25TRLC	65 €
	5" roller lumineuses.	RA125X25TRLC	65 €
	4" bandages larges jantes alu poli.	RA100X32AL	○
	5" bandages larges jantes alu poli.	RA125X32AL	○
	6" bandages.	RA150_FLN	○
	6" gonflables.	RA150_PN	○

Barre de renfort du dossier : 	Standard. . 19cm au-dessus de l'assise . 7,5cm de profondeur totale (de l'arrière des montants de dossier à l'arrière du tube de renfort) . diamètre 19mm		○	
	Barre de renfort sur mesure : (référence BDP)	Hauteur H au-dessus de l'assise (mesuré verticalement, de l'assise jusqu'au dessus du tube de renfort) :	_____ cm	○
	Non-modifiable, pas d'échange possible.	Profondeur totale P (de l'arrière des montants de dossier à l'arrière du tube de renfort) :	_____ cm	○
	Diamètre du tube souhaité (dans la limite des tubes disponibles, sera ajusté au plus proche) :	_____ mm	○	

Anti-basculés :	Anti-basculé escamotable, côté gauche.	AR_SX	196 €
	Anti-basculé escamotable, côté droit.	AR_DX	196 €

Pochettes : 	Pochette de siège sous la toile d'assise (n.c. PSAV).	PSS	○
	Pochette de siège pleine largeur qui pend à l'avant de la toile d'assise (n.c. PSS et PCARGO).	PSAV	○
	Grande pochette cargo sous l'assise.	PCARGO	119 €
	Pochette de dossier pleine largeur dans le prolongement de la toile de dossier. Ouverture au niveau de l'assise.	PSAR	○

Coussins :	Coussin d'assise en mousse de 3cm d'épaisseur.	CSC_ALT_3	89 €
	Coussin d'assise en mousse de 5cm d'épaisseur.	CSC_ALT_5	89 €

Kits anodisation de couleur : Attention uniquement avec les roues 24" légères.	Anodisation des moyeux et jantes des roues arrière, et des fourches.		
	Aluminium clair mat.	R24NLIGHT_AG	♦
	Bleu clair.	SET_AZ	220 €
	Rouge.	SET_R	220 €
	Orange.	SET_AR	220 €
	Violet clair (teinte cyclamen).	SET_V	220 €

Accessoires :	Velcros doux et crochets sur la toile d'assise.	VEDC	○
	Velcros crochets uniquement sur la toile d'assise.	VEC	○
	Velcros doux uniquement sur la toile d'assise.	VED	♦
	Assise rigide amovible avec rembourrage de 5cm d'épaisseur (LPP du coussin standard avec housse).	SEDRIGIMB	120 €
	Assise rigide sans rembourrage, en bois revêtu de lin.	612/BASE_LEGNO	120 €
	Assise rigide sans rembourrage, en métal revêtu de lin (plaque plus fine que celle en bois et insensible aux liquides).	612/BASE_MET	280 €
	Appui-tête Orbital anatomique, uniquement avec poignées réglables.	AT_ORB_AVV	190 €
	Appui-tête Orbital moulé, uniquement avec poignées réglables.	AT_ORB_SAG	190 €
	Harnais thoracique.	BRETELLAGGIO	139 €
	Ceinture thoracique.	CINTPETT	70 €
	Sangles d'abuction.	DIVAFASCE	155 €
	Pochette à sonde urinaire.	TASC_PCAT	70 €
	Pompe.	PUMP	35 €
	Ceinture de bassin.	CINTPELV45	35 €
	Ceinture de bassin rembourrée.	CINTPELIMB	120 €
	Sac à dos noir Offcarr.	ZAINETTO	79 €
	Support de parapluie.	POMBR	115 €
	Protections néoprène pour les tubes avant du châssis.	PROT_ANT_NEOP	60 €

Flasques (livrées montées) :	voir notre site internet : www.orthinea.com		69,90 à 199,90€
-------------------------------------	--	--	-----------------

code générique / nouveau code individuel

Prises en charges.	Base :	Prise en charge du fauteuil, code LPP :	4179540/9178254	558,99 €
		intitulé : VHP à propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives		
	Si coussin d'assise :	Prise en charge du coussin d'assise, code LPP :	4375116/9382322	34,90 €
	(ou assise rigide rembourrée)	intitulé : VHP à propulsion manuelle, pliant, coussin de siège avec housse		
	A prévoir systématiquement :	Prise en charge du coussin de dossier, code LPP :	4375116/9382322	34,90 €
	(toile confort réglable de série)	intitulé : VHP à propulsion manuelle, pliant, coussin de dossier avec housse		