


Poussette canne dossier inclinable

 Caractéristiques standards **CORZINO**

Dossier réglable en inclinaison 2 positions • Repose-pieds 2 palettes, réglables en hauteur et escamotables • Harnais 5 points • Repose mollets • Frein pieds • Roues 17,5 cm (6,9") et 26,5 cm (10,4") • Roues avant pivotantes • Coussin intérieur amovible et lavable à 30°

Attention : des frais de port sont susceptibles d'être appliqués : 45€ ; consultez nos CGV
Existe en 4 tailles
INFORMATIONS CLIENT

mise à jour JANVIER 2023

Prestataire - N° Client CREE :

 Société :
 Adresse :
 Code Postal :
 Ville :
 Contact Nom Prénom) :
 Tel Direct :
 E mail :
Utilisateur :

 Nom et prénom :
 Adresse :
 Code Postal/Ville :
 Téléphone :
 E Mail :
 Diagnostic :
Date d'essai :
Prescripteur :
 Nom / Structure :
 Tel / E Mail :
Symboles :

◆ = Equipement standard ■ = Autre choix (Sans Suppl.) □ = Veuillez choisir ⓘ = tenir compte de l'indication * après le nom du produit : = TVA 5,5%

PRISE DE MESURE
Informations Utilisateur

 Age :
 Poids : Kg
 Taille : cm
 1. Longueur des cuisses: cm
 2. Longueur des jambes: cm
 3. Hauteur avant-bras: cm
 4. Hauteur tête: cm
 5. Largeur du bassin cm

Désignation	CODE	Montant
(a) VHP. POUS. OU FAUTEUIL, < 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE CREE	9264580	574,21
(b) VHP. POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE CREE	9264686	403,50
(c) VHP. POUSSETTE, < 16 ANS, APPUI-TETE OU RALLONGE DOSSIER CREE	9364838	63,47
(e) VHP. POUSSETTE, INFÉRIEUR A 16 ANS, HARNAIS CREE	9364784	96,22
(i) VHP. POUSSETTE, < 16 ANS, CALE ANTI-ADDITION DES CUISSSES, CREE	9364778	69,84

Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

POUSSETTE A L'UN SEUL

Poussette	Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Code LPP Après 16 ans
22501 <input type="checkbox"/> CORZINO TAILLE 1 (Harnais 5 points Inclus)	1 002,00 €	1 057,11 €	9264580 + 9364784	9264686
22502 <input type="checkbox"/> CORZINO TAILLE 2 (Harnais 5 points Inclus)	1 002,00 €	1 057,11 €	9264580 + 9364784	9264686
22503 <input type="checkbox"/> CORZINO TAILLE 3 (Harnais 5 points Inclus)	1 002,00 €	1 057,11 €	9264580 + 9364784	9264686
22504 <input type="checkbox"/> CORZINO TAILLE 4 (Harnais 5 points Inclus)	1 106,00 €	1 166,83 €	9264580 + 9364784	9264686
		Montant LPPR	670,43 €	403,50

Dimensions

Dimensions en mm

TAILLES	TAILLE 1	TAILLE 2	TAILLE 3	TAILLE 4
Hauteur dossier	540	670	850	880
Largeur d'assise	300	340	380	420
Profondeur assise	280	320	360	380
Hauteur assise/ repose pieds	290-420	300-440	270-430	330-500
Inclinaison dossier	90°-89°	98°-96°	96°-94°	98°-95°
Angle assise	22°	23°	24°	21°
Longueur totale	1000	1040	1000	1090
Largeur totale	530	580	630	650
Hauteur totale / poignée de poussée	1030/1030	1070/1040	1240/950	1290/990
largeur pliée	320	320	350	370
Longueur pliée	1190	1240	1240	1320
Hauteur pliée	370	390	400	360
Charge maximum en kg	45	55	75	75
Poids de la poussette KG	12	12,5	14	14,2

ACCESSOIRES

			Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR	
22510	<input type="checkbox"/>	APPUIE-TETE CORZINO T1-2	96,00 €	101,28 €	(c)	63,47 €	
22511	<input type="checkbox"/>	APPUIE-TETE CORZINO T3-4	96,00 €	101,28 €	(c)	63,47 €	
22512	<input type="checkbox"/>	BLOC D'ABDUCTION CORZINO T1-2	104,00 €	109,72 €	(i)	69,84 €	
22513	<input type="checkbox"/>	BLOC D'ABDUCTION CORZINO T3-4	104,00 €	109,72 €	(i)	69,84 €	
22517	<input type="checkbox"/>	CAPOTE T.U CORZINO*	134,00 €	141,37 €			
22518	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI PLUIE T.M / 1-2 CORZINO PIPER*	79,00 €	83,35 €	Nécessite impérativement de prendre la capote		
22519	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI PLUIE T.3-4 CORZINO*	79,00 €	83,35 €	Nécessite impérativement de prendre la capote		
22508	<input type="checkbox"/>	PANIER TISSU T.1-2 CORZINO*	104,00 €	109,72 €			
22509	<input type="checkbox"/>	PANIER TISSU T.3-4 CORZINO*	104,00 €	109,72 €			

*TVA 5,5%


 Avenue de Champlevert - ZI du Recou - 69520 GRIGNY - France - Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 - Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36
 cree@cree.fr - http://www.cree.fr