



TOM 4 BLUE JEAN
Code B

Poussette multi-réglable évolutive

Caractéristiques standards TOM 4 BLUE JEAN

Attention : des frais de port sont susceptibles d'être appliqués : 45€ ; consultez nos CGV

configuration personnalisée produits ni repris ni échangés

ASSISE : Dossier réglable en inclinaison (indépendamment du réglage de l'inclinaison du siège) • Siège réglable en inclinaison indépendamment du réglage de l'inclinaison du siège , en largeur (par l'intermédiaire des coussins latéraux) et en profondeur position verticale • Repose-pieds réglable en hauteur et en inclinaison • Roues avant increvables Ø 20 cm (7,9") et pivotantes en standard • Barre d'appui thoracique • Roues arrière increvables Ø 30 cm (11,9") sculptées TC • Siège réversible pour tous les modèles • Coussin intérieur amovible et lavable en machine • CHASSIS Frein central • Crash testée • Poignée poussée réglable en hauteur

INFORMATIONS CLIENT Mis à jour JANVIER 2021

Prestataire - N° Client CREE : Société : Adresse : Code Postal : Ville : Contact Nom (Prénom) : Tel Direct : E mail :	Utilisateur : Nom et prénom : Adresse : Code Postal/Ville : Téléphone : E Mail : Diagnostic : Prescripteur : Nom / Structure : Tel / E Mail :
---	---

Symboles : Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

◆ = Equipement standard ■ = Autre choix (Sans Suppl.) □ = Veuillez choisir ⓘ = tenir compte de l'indicateur le nom du produit. = TVA 5.5%

PRISE DE MESURE

Informations Utilisateur

Age :

Poids : Kg

Taille : cm

1. Longueur des cuisses : cm

2. Longueur des jambes : cm

3. Hauteur avant-bras : cm

4. Hauteur tête : cm

5. Largeur du bassin : cm

Codes LPPR

	Ancien code	Nouveau code	Montant
(a)	4261051	9257746	92,20
(b)	4314853	9364749	28,71
(c)	4357319	9364838	63,47
(d)	4331024	9364761	34,92
(e)	4326842	9364754	96,22
(f)	4376386	9364790	76,82
(g)	4329330	9364809	105,53
(h)	1279027	6264823	140,83
(i)	4360275	9364778	69,84

POUSSETTE

PACK TOM 4 : Poussette + Appui-tête + Bloc d'abduction + Harnais 4 points + cale-tronc	Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR
22652JC <input type="checkbox"/> PACK TOM4 MINI BLUE JEAN AVEC HARNAIS 4 POINTS	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (i) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €
22653JC <input type="checkbox"/> PACK TOM4 STANDARD BLUE JEAN AVEC HARNAIS 4 POINTS	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (i) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €
22654JC <input type="checkbox"/> PACK TOM4 MAXI AVEC BLUE JEAN HARNAIS 4 POINTS	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (i) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €












PACK TOM 4 : Poussette + Appui-tête + Bloc d'abduction + Harnais en H + cale-tronc	Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR
22652J <input type="checkbox"/> PACK TOM4 MINI AVEC BLUE JEAN HARNAIS 4 EN H	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (i) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €
22653J <input type="checkbox"/> PACK TOM4 STANDARD BLUE JEAN AVEC HARNAIS 4 EN H	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (i) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €
22654J <input type="checkbox"/> PACK TOM4 MAXI BLUE JEAN AVEC HARNAIS 4 EN H	1 195,80 €	1 261,57 €	(a) + (c) + (i) + (e) + (d) + (d)	1 261,57 €

Dimensions

TAILLE	MINI	STANDARD	MAXI
Largeur totale	62	62	66
Largeur d'assise	18/22/26	20/24/26/31	22/26/28/35
Hauteur assise/sol	50	60	60
Hauteur dossier	44-61	51-65	56-67
Longueur totale	99	99	107
Inclinaison assise/dossier	0-180	0-180	0-160
Angle assise horizontale	+/-27	+/-27	+/-25
Profondeur d'assise	24-31	27-35	32-40
Hauteur assise/ repose pieds	14-28	20-35	24-40
Hauteur poignée de poussée	101	101	106
Longueur pliée	99	99	107
Largeur pliée (sans roues)	62	62	66
Hauteur pliée	55	55	63
Charge maximum en kg	35	35	50
Poids de la poussette	17	18,5	21

ACCESSOIRES TOM 4 BLUE JEAN

	Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR	
◆ APPUI-TETE TOM4 (DE SERIE)			◆ (c)	63,47 €	
◆ CALE D'ABDUCTION TOM 4 (DE SERIE)			◆ (i)	69,84 €	
■ HARNAIS 4 POINTS TOM 4 (INCLUS DANS TOM4P4P)			■ (e)	96,22 €	
■ HARNAIS EN H TOM 4 (INCLUS DANS TOM4PH)			■ (e)	96,22 €	
◆ PAIRE DE CALES LATERALES OM 4 (DE SERIE)			◆ (d) + (d)	69,84 €	

T4J0024	<input type="checkbox"/>	REPOSE NUQUE TOM 4 MINI	59,00 €	62,25 €			
T4J0004	<input type="checkbox"/>	REPOSE NUQUE TOM 4 STD et MAXI	59,00 €	62,25 €			
SANGLE ABDOMINALE <i>NOUVEAUTE</i>							
T4J0035	<input type="checkbox"/>	SANGLE LARGE ABDOMINALE Mini TOM 4*	100,00 €	105,50 €	(d) + (d)	69,84 €	
T4J0036	<input type="checkbox"/>	SANGLE LARGE ABDOMINALE Standard TOM 4*	100,00 €	105,50 €	(d) + (d)	69,84 €	
T4J0037	<input type="checkbox"/>	SANGLE LARGE ABDOMINALE Maxi TOM 4*	100,00 €	105,50 €	(d) + (d)	69,84 €	
TABLETTE							
T4J0017	<input type="checkbox"/>	TABLETTE STANDARD TOM 4/TAMPA*	397,00 €	418,84 €	(f)	76,82 €	
			Prix HT	Prix TTC	Code LPP	Montant LPPR	
SANGLES DE PIEDS							
T4J0011	<input type="checkbox"/>	SANGLES DE PIED TOM 4*	73,00 €	77,02 €			
CAPOTE							
T4J0008	<input type="checkbox"/>	CAPOTE TOM 4*	297,00 €	313,34 €			
HOUSSE ANTI-PLUIE / ATTENTION COMMANDER LA CAPOTE POUR FIXER LA HOUSSE ANTI-PLUIE							
T4J0012	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI-PLUIE TOM 4 Mini (taille S) / Standard (Taille)	114,00 €	120,27 €			
T4J0013	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI PLUIE TOM4 Max (Taille L)	114,00 €	120,27 €			
VETEMENT THERMIQUE							
T4J0038	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE TOM 4 Mini*	389,00 €	410,40 €			
T4J0015	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE TOM 4 Standard*	470,00 €	495,85 €			
T4J0016	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE TOM 4 Maxi*	470,00 €	495,85 €			
PANIER							
T4J0019	<input type="checkbox"/>	PANIER TISSU TOM 4*	104,00 €	109,72 €			
ACCESSOIRES DIVERS							
T4J0018	<input type="checkbox"/>	PROTECTIONS LATERALES TOM 4*	73,00 €	77,02 €			
T4J0026	<input type="checkbox"/>	PROTECTION LATERALES ENVELOPPANTES TOM 4*	227,00 €	239,49 €			
22845	<input type="checkbox"/>	GANTS POIGNES DE POUSSE TOM 4 (TARIF EXEPTIONNEL JUSQU'À EPUISEMENT DES STOCKS)	62,00 €	65,41 €	31,00 €	32,70 €	
CHASSIS ROULANT INTERIEUR							
T4J0014	<input type="checkbox"/>	BASE D'INTERIEUR TOM 4*	563,00 €	593,97 €	(h)	140,63 €	

ATTENTION ! LES ACCESSOIRES CI-DESSOUS SONT DÉJÀ COMPRIS DANS LES PACKS TOM4

T4J0020	<input type="checkbox"/>	APPUI-TETE TOM 4CL/ Mini ED. JEAN *	83,00 €	87,57 €	63,47 €	
T4J0003	<input type="checkbox"/>	APPUI-TETE TOM 4CL/ Standard et Maxi ED. JEAN *	83,00 €	87,57 €	63,47 €	
T4J0007	<input type="checkbox"/>	CALE DABDUCTION TOM 4 mini ED. JEAN *	92,00 €	97,06 €	69,84 €	
T4J0006	<input type="checkbox"/>	CALE DABDUCTION Standard et Maxi ED. JEAN *	92,00 €	97,06 €	69,84 €	
T4J0029	<input type="checkbox"/>	CEINTURE 4 POINTS TOM 4 Mini ED. JEAN *	137,00 €	144,54 €	96,22 €	
T4J0009	<input type="checkbox"/>	CEINTURE 4 POINTS TOM 4 STANDARD ED. JEAN *	137,00 €	144,54 €	96,22 €	
T4J0034	<input type="checkbox"/>	CEINTURE 4 POINTS TOM 4 MAXI ED. JEAN *	137,00 €	144,54 €	96,22 €	
T4J0030	<input type="checkbox"/>	HARNAIS EN H TOM 4 Mini ED. JEAN *	137,00 €	144,54 €	96,22 €	
T4J0027	<input type="checkbox"/>	HARNAIS EN H TOM 4 STANDARD ED. JEAN *	137,00 €	144,54 €	96,22 €	
T4J0030	<input type="checkbox"/>	HARNAIS EN H TOM 4 MAXI ED. JEAN *	137,00 €	144,54 €	96,22 €	
T4J0028	<input type="checkbox"/>	PAIRE DE CALES LATERLAES MINI TOM4 ED JEAN	100,00 €	105,50 €	69,84 €	
T4J0005	<input type="checkbox"/>	PAIRE DE CALES LATERLAES STANDARD TOM4 ED JEAN	100,00 €	105,50 €	69,84 €	
T4J0025	<input type="checkbox"/>	PAIRE DE CALES LATERLAES MAXI TOM4 ED JEAN	100,00 €	105,50 €	69,84 €	

